

Standard konfigurasjon

R82 Wombat Living

Wombat Living er prisforhandlet i delkontrakt 10.

Leveres som standard med:

Understell: Sort, pulverlakkert ramme

Høydejustering: Elektrisk

Setehøyde min: 32-41 cm (målt med 100 mm hjul og sittepute)

Setehøyde maks: 69-71 cm (målt med 100 mm hjul og sittepute)

Rygg: Høyde-, dybde og vinkelregulerbar

Sete: ABS-plast, vinkelregulerbart

Hjul: 100 mm, lettkjørte og låsbare

Bremser: Sentralbrems på forhjul, håndbetjent

Puter: Grå farge, avtakbare og vaskbare trekk

Armlen: Vinkel- og høyderegulerbare

Fotplate: Avtakbar, oppfellbar og høyde- og vinkelregulerbar

Kjørehåndtak: Nedfellbare

Vippepedal: Forenkler forflytning mellom rom

