

Standard konfigurasjon

Seta Pro

Seta pro er på nasjonal avtale med Sykehusinnkjøp i kategorien standard sykehusseng, smal modell. Sengen kan leveres med eller uten klargjøring for sengevaskemaskin.

Standard utførelse:

Manuell rengjøring IPX6 – artikkelnummer ST227777S

Automatisk rengjøring IPX6W – artikkelnummer ST227777W

Madrassbredde 80cm (utvendig bredde 92,8cm)

Madrassbase med lett avtakbare plater i PP-plast

Hel sidegrind

Hode- og fotgavel Base

Avtakbar hode- og fotgavel (uten bruk av verktøy)

Farge hode- og fotgavel Silver Grey / sølvgrå

Rammefarge Argentum

Avviserhjul i alle sengens hjørner

Integralhjul med heldekkende kappe, Ø150mm

Antistatisk hjul, ett stk

Brems på alle fire hjul. Forkrommet med fargekode

LCD håndkontroll (med bakgrunnsbelysning)

Pleiepanel i fotenden (kan oppbevares i sengetøyholder)

Blybatteri med nivåindikator

Hovedkabel. Type E/F - CCE 7/VII (CEE 7/7)

Feste for søsterhjelp Oval

etac[®]
Creating Possibilities

