



Etac Hygiejne

Hjælpemidler til bad og toilet

 **etac**[®]



Etac Hygiejne – Diskret og funktionelt design

For Etac er målet, at ethvert menneske uanset fysiske forudsætninger, skal have frihed til at skabe sin egen tilværelse og hverdag på sine egne vilkår.

Dette gør sig også gældende for intime situationer som for eksempel personlig hygiejne.

Vi laver hygiejne hjælpemidler, der er designet med henblik på funktionalitet og komfort for såvel bruger som hjælper. Etac hygiejne produkter er af høj kvalitet og med gennemtænkte detaljer, som gør forskellen i det daglige liv.



Indhold

I baderummet

Etac Rex toiletarmlæn	4
OptimaL toiletarmlæn	6
Handy støttehåndtag	7
Etac Flex støttehåndtag	8
Etac Relax brusebadestol	10
Easy badetaburet	12
Edge badetaburet	14
Swift badetaburet	16
Fresh badebræt	18

På toilettet

Swift fritstående toiletstol	20
Swift fritstående toiletforhøjer	22
Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer	24
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer	26
Cloo fastmonteret toiletforhøjer	28
Supporter toiletarmlæn	30

Mobile bade- og toiletstole

Clean bade- og toiletstol	32
---------------------------	----

Øvrige produkter

37

Hygiejne - småhjælpemidler

Toiletpapirtang	37
Beauty Serien	38
Tåvasker	38
Fodbørstesandal	39
Neglebørste	39
Protesetandbørste	39
Hårvaskbakke	40
Pincettang og neglesaks	40
Badebukser	41

Etac Rex toiletarmlæn

Sikrer miljøet omkring toilettet

Etac Rex er et stabilt og sikkert armlæn som giver dig tryghed ved toilettet. Det smarte design gør, at armlænet tager meget lidt plads, også når det er slået op. De ligger op ad væggen og er ikke i vejen. Og takket være den vinklede form så er de altid nemme at nå og få greb om. De er konstrueret så de kan foldes ned behageligt og smidigt.

Etac Rex er produceret i materiale af høj kvalitet, for at give et stabilt greb og sikker support når du mest har brug for det.

Støtte designet til dig

Etac Rex fås i tre forskellige længder og kan bestilles med eller uden støtteben. Vælg en variant der passer dig, dit badeværelse og dine behov. Støttebenene øger den maksimale brugervægt til 150 kg.

Enkel montering på væggen og passer ind i alle badeværelsesmiljøer.

Egenskaber

- Sikker og stabil
- Komfortabelt greb
- Nem at rengøre
- Smart design





Etac Rex fås i tre forskellige længder og i varianter med eller uden støtteben.

Tilbehør



Toiletpapirholder

Toiletpapirholder i rustfrit stål som fastgøres på armlænet

81706001



Opbevaringskurv

Opbevaringskurv i polyester/mesh (fintvævet net) som fastgøres på armlænet.

81706003




Skruesæt

Skruer og rawplugs til montering i beton, krydsfiner eller træ.

T6S 8x80 DIN 571 A2

81706004



Etac Rex toiletarm læn

- Toiletarm læn Rex 60 cm
- Toiletarm læn Rex 70 cm
- Toiletarm læn Rex 70 cm med støtteben
- Toiletarm læn Rex 85 cm
- Toiletarm læn Rex 85 cm med støtteben

HMI-nr.

102351
102352

102354
102353

102355

Varenr.

81705010
81705020

81705030
81705040

81705050

Vægt

60 cm: 2,7 kg
70 cm: 2,9 kg
85 cm: 3,3 kg
Støtteben: 0,7 kg

Materiale Aluminium, polyurethan, ABS plastik, polypropylen.
Støtteben: Aluminium, polyamid, TPE, rustfrit stål.

Farve Hvid med grå detaljer.

Max. brugervægt

Etac Rex 60/70 cm: 135 kg
Etac Rex 85 cm: 100 kg
Med støtteben: 150 kg



Rengør produktet med et produkt uden opløsningsmidler (pH værdi 5-9) eller med et 70% desinfektionsmiddel. Kan dekontamineres/rengøres ved max. 85° om nødvendigt.

OptimaL toiletarmstøtte

OptimaL er en moderne og funktionel toiletstøtte. De runde håndgreb sikrer brugeren optimal støtte ved oprejning. Armstøtten låses automatisk i opslået stilling, for at sænke armstøtten igen trækkes let i håndtaget under armstøtten. Beslaget til OptimaL fylder ikke meget og er let at montere på væggen.

Egenskaber

- Moderne og funktionel armstøtte
- Kan betjenes med en hånd
- Gør toiletbesøg nemmere



Teknisk information OptimaL toiletstøtte

Længde (armstøtte)	73,5 cm
Højde (fra gulv til armstøtte)	80,0 cm
Højde (opklappet armstøtte)	149,0 cm
Vægophæng	B 10,4 x H 11,0 cm
Vægt	3,1 kg
Materiale	Polypropen / pulverlakeret stålør
Farve	Hvid og grå
Maks. brugervægt	150 kg



Tilbehør



Toiletpapirholder

Beskrivelse	Varenr.
Komplet	83030001

	Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
	OptimaL toiletstøtte	43475	80303006

Handy støttehåndtag

Støtتهåndtaget Handy er designet til montering såvel inde som ude. Overfladen på støttehåndtaget har ribber i blødt materiale, som gør håndtaget sikkert at holde ved. Støtتهåndtaget fås i 4 forskellige størrelser og er udført i et rengøringsvenligt design uden skarpe kanter.

Egenskaber

- Kan monteres både inde og ude
- Behageligt og skridsikkert greb
- Rengøringsvenligt design



Teknisk information Handy støttehåndtag

Støtتهåndtag, længde, lige	30, 40 og 60 cm
Støtتهåndtag, længde, vinklet	40 cm
Bredde på støttehåndtag	3,5 cm
Omkreds på støttehåndtag	10 cm
Materiale	Hård plast med skridsikker gummi
Farve	Hvid og grå
Maks. brugervægt	160 kg



Beskrivelse

HMI-nr.

Art.nr.

Handy støttehåndtag, lige 30 cm	45119	80210040
Handy støttehåndtag, lige 40 cm	45120	80210042
Handy støttehåndtag, lige 60 cm	45133	80210044
Handy støttehåndtag, vinklet 40 cm	45121	80210046

Etac Flex støttehåndtag

Innovativt design der skaber muligheder

Etac Flex støttehåndtag er det perfekte valg, når du har brug for støtte i badeværelset. Med sit fleksible modulsystem er det enkelt at tilpasse støttehåndtagene på en måde, som passer både dig og dit badeværelsesmiljø.

Lette at opsætte og lette at bruge

Montér med skruer eller lim. Vælg det som passer bedst til dig og dit badeværelse. Det rene skandinaviske design er tilpasset dit badeværelse, og man kan vælge mellem 2 farver - hvid og grå.

Trygt greb

Støttehåndtagets gennemtænkte form og overflade giver et stabilt greb, selvom hænderne er våde. Triangulær form og behageligt tommelfingergreb øger trygheden.





Egenskaber

- Enkle at tilpasse
- Trygt greb
- Nem at rengøre
- Opsætning på to måder - lim eller skruer



Etac Flex passer perfekt ind i baderumsmiljøer

Etac Flex et modulært fleksibelt system, som giver mange muligheder i forhold til positionering af støttehåndtagene. Vælg en vinkel imellem -90° til $+90^\circ$ efter dit behov.



Etac Flex monteret med skrue

	HMI-nr.	Varenr.
- Flex 30 cm hvid	102373	81707110
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) hvid	102374	81707120
- *Forlænger Flex 30 cm hvid	102386	81706110
- Flex 30 cm grå		81707310
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) grå		81707320
- *Forlænger Flex 30 cm grå		81706310

Etac Flex monteret med lim

	HMI-nr.	Varenr.
- Flex 30 cm hvid	102379	81707210
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) hvid	102380	81707220
- *Forlænger Flex 30 cm hvid	102388	81706210
- Flex 30 cm grå		81707410
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) grå		81707420
- *Forlænger Flex 30 cm grå		81706410

Vægt 0,35 kg per del

Max. brugervægt 100 kg

Materiale Polypropylen

Farve Hvid eller grå



CE Rengør produktet med et produkt uden opløsningsmidler (pH værdi 5-9) eller med et 70% desinfektionsmiddel. Kan dekontamineres/renses ved max. 85° om nødvendigt.

*For at tilføje et eller flere støttehåndtag til et 30 cm, 60 cm eller 90 cm i kombination, er det nødvendigt at bestille Etac Forlænger Flex.

Etac Relax brusebadestol

Skandinavisk design til det moderne badeværelse

Et brusebad er fantastisk og vi synes alle skal kunne nyde denne hverdagsluksus og samtidig være sig selv. Etac Relax er en vægmonteret brusebadestol, som kan monteres i de fleste badeværelser, uden at gå på kompromis med hverken sikkerhed eller komfort.

Altid tilgængelig, men ikke pladskrævende da sædet nemt kan foldes op.

Tilpasset til dig

Hvordan bevæger du dig i brusenichen, hvor meget støtte har du brug for, og hvilken variant passer bedst til dine behov? Etac Relax fås i 2 farver og 6 forskellige varianter - det betyder, at der fås en model, der passer lige til dig.





Tilbehør



Rygpude

Blød og varmereflekterende rygpude. Monteres let på væggen med selvlæbende velcro. Farve: Hvid.

81704060



Skruesæt

Skruer og rawplugs til montering i beton, krydsfiner eller træ.



84006130



Støtteben

For ekstra stabilitet til brugere op til 150 kg. Specialdesignede dupsko. Kan indstilles individuelt for optimal tilpasning til gulvets hældning.

Hvid 81704050
Grå 81708070



Egenskaber

- Kompakt og pladsbesparende
- Funktionelt design
- Armlæn med sikkert greb
- Kun tre skruer i væggen

Skruer til montering medfølger ikke. Må kun monteres på vægge med tilstrækkelig vægtbæringsevne.
Montering skal foretages af kvalificeret person.

Find mere information i Etac Relax håndbogen på www.etac.dk

Etac Relax brusebadestol

	HMI-nr.	Varenr.
- Relax hvid	83888	81703010
- Relax hvid, med armlæn	83889	81703020
- Relax hvid, med støtteben	83894	81703030
- Relax hvid, med armlæn og støtteben	83896	81703040
- Relax hvid, med armlæn og rygpude	83895	81703060
- Relax hvid, med armlæn, rygpude og støtteben	83897	81703050
- Relax grå	102356	81708000
- Relax grå med armlæn	102357	81708010
- Relax grå med støtteben	102358	81708020
- Relax grå med armlæn og støtteben	102359	81708030
- Relax grå med armlæn og rygpude	102361	81708050
- Relax grå med armlæn, rygpude og støtteben	102360	81708040

Farve

hvid eller grå

Max. brugervægt

Med støtteben: 150 kg
Uden støtteben: 125 kg

Materiale

Sæde: Polypropylen
Armlæn: Polypropylen og TPE
Ben: aluminium og rustfrit stål
Dupsko: TPE



Rengør produktet med et produkt uden opløsningsmidler (pH værdi 5-9) eller med et 70% desinfektionsmiddel. Kan dekontamineres/rensnes ved max. 85° om nødvendigt.


Easy badetaburet

Easy er en lille taburet, som indgår i Swift bade- og toiletstolsserie. En komfortabel og enkel taburet som også leveres i en udgave med drejeligt sæde. De højderegulerbare ben kan enkelt justeres og dupskoene tilpasser sig efter gulvets overflade. Easy er udført i et rengøringsvenligt design med afrundede kanter.





Dupskoene giver et godt greb, og sikrer stabiliteten



Højderegulerbar uden brug af værktøj



Blødt og drejeligt sæde

Teknisk information Easy badetaburet

Sædebredde	Omkreds på 40 cm
Højderegulerbar	42,0 - 57,0 cm
Vægt	2,75 kg
Materiale	Polypropen og aluminium
Farve	Grå
Maks. brugervægt	150 kg



max
150
kg



alkali
ph
min 6



max
85C
3 min



Beskrivelse

HMI-nr.

Art.nr.

Easy badetaburet med drejeskive

73514

81901050

Easy badetaburet, grå

73518

81901010

Tilbehør

Blødt sæde (kun til 81901010)

80209501

Edge badetaburet

Edge er en lille badetaburet, som indgår i Swift bade- og toiletstolsserie. En af de bedste egenskaber ved Edge er, at den optager minimal plads i f.eks. brusekabinen. Det skridsikre trekantede sæde gør det lettere for brugeren at rejse sig fra tabureten. Edge er udført i et rengøringsvenligt design med afrundede kanter.





Teknisk information Edge badetaburet

Totalbredde	52,0 cm
Sædebredde	45,0 cm
Højderegulerbar	42,0 - 57,0 cm
Vægt	2,6 kg
Materiale	Polypropen og aluminium
Farve	Grå
Maks. brugervægt	130 kg



Egenskaber

- Enkelt design
- Funktionel
- Højderegulerbar



Beskrivelse

HMI-nr.

Art.nr.

Edge badetaburet

44468

81801010

Reservedel:

Dupsko, sæt af 3 stk. One size

84005063

Swift badetaburet

Swift er en diskret og funktionel badetaburet, som ved hjælp af tilbehøret kan ændres til mange varianter. Monteringen er yderst enkel og det er nemt at ændre badetabureten til en komplet badestol uden brug af værktøj. Swift er konstrueret, så den let tilpasser sig niveauforskelle. Overfladen på sæde, ryg- og armlæn er med skridsikkert mønster.





Badetaburet



Med armlæn



Med ryg



Med ryg og armlæn

Teknisk information Swift badetaburet

Bredde, total med armlæn	56,0 cm
Højde, total med ryglæn	80,0 - 95,0 cm
Dybde, total med ryglæn	50,0 cm
Sæde	B 54,0 - D 41,0 cm
Sædehøjde, regulerbar	42,0 - 57,0 cm
Bredde mellem armlæn	45,0 cm
Vægt, badetaburet	3,10 kg
Vægt, badetaburet med armlæn	3,90 kg
Vægt, badetaburet med armlæn og ryg	4,70 kg
Materiale	Polypropen / aluminium
Farve	Grå
Maks. brugervægt	130 kg



Egenskaber

- Skridsikkert mønster
- Funktionel og enkel
- 1 Badetaburet, 8 varianter
- Lav vægt

	Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
	Swift badetaburet	30131	81701410
	Swift badetaburet m/armlæn	30139	81701420
Reserve dele			
	Ben, sæt af 4 stk.		84005062
	Dupsko, sæt af 4 stk.		84005063

Tilbehør



Armlæn, par

Beskrivelse One size
Varenr. 84005074



Ryg

Beskrivelse One size
Varenr. 84005069



Sæbeskål / bruseholder

Beskrivelse One size
Varenr. 80209266



Blød rygpude

Beskrivelse One size
Varenr. 84005072



Blød sædepude

Beskrivelse One size
Varenr. 84005073

Fresh badebræt

Fresh badebræt er nemt at tilpasse det enkelte badekar ved hjælp af praktiske kantstop, som fastgøres mod badekarrets inderside uden brug af værktøj. Overfladen er forsynet med et skridsikkert mønster samt huller, så vandet kan løbe af.

Håndtaget (tilbehør) har en praktisk udformning og øger brugerens sikkerhed.






Egenskaber

- Forsynet med skridsikkert mønster samt huller
- Nemt at tilpasse
- Lettere ind- og udstigning af badekar




Fresh her vist med tilbehør



Teknisk information Fresh badebræt

Længde	69,0 eller 74,0 cm
Bredde	27,0 - 36,0 cm
Højde	4 cm (eksl. kantstop)
Vægt	1,9 eller 2,0 kg
Materiale	Polypropen / Kantstop: Polypropen med TPE-overflade
Max brugervægt	150 kg



max
150
kg



alkali
ph
min 6



max
85°C
3 min



Fresh her vist med tilbehør

Beskrivelse

HMI-nr.

Art.nr.

Fresh badebræt - 69,0 cm

20616

81600011

Fresh badebræt - 74,0 cm

20617

81600021

Tilbehør:

Støttehåndtag - orange. One size

81600040

Swift fritstående toiletstol


Swift fritstående toiletstol er en enkel og funktionel toiletstol, som med sit diskrete design kan indgå som en naturlig del af indretningen i f.eks. et soveværelse. Swift toiletstol er højderegulerbar, hvilket gør det lettere for brugeren selv at sætte sig og rejse sig.



Teknisk information Swift fritstående toiletstol

Bredde, total med armlæn	56,0 cm
Sædebredde	54,0 cm
Bredde, mellem armlæn	45,0 cm
Sædehøjde, regulerbar	42,0 - 57,0 cm
Sædeåbning, Bredden, målt foroven / målt fornedden	21,5 / 18,5 cm
Sædeåbning, Dybden, målt foroven / målt fornedden	30,0 / 23,0 cm
Bækken, højde	18,0 cm
Vægt	5,4 kg
Materiale	Polypropen / aluminium
Farve	Grå
Maks. brugervægt	130,0 kg



	Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
	Swift fritstående toiletstol leveres som standard med bækken, bækkenlåg, ryg- og sædepude	44430	81702030

Tilbehør



Sæbeskål/lågholder

Beskrivelse	Varenr.
One size	80209266

Egenskaber

- Diskret design
- Stabil toiletstol
- Højderegulerbar
- Lav vægt

Reservedele



Armlæn, par

Beskrivelse	Varenr.
One size	84005074



Ryglæn

Beskrivelse	Varenr.
One size	84005069



Bækken

Beskrivelse	Varenr.
Bækken Låg med håndtag	84005066 84005067



Pude til ryg, 1 cm polster

Beskrivelse	Varenr.
One size	84005065



Sædepude, 2 cm polster

Beskrivelse	Varenr.
One size	84005064



Ben og dupsko

Beskrivelse	Varenr.
Ben, 4 stk. Dupsko, 4 stk.	84005062 84005063

Swift fritstående toiletforhøjer

Swift fritstående toiletforhøjer er udviklet og designet til brugere, som har behov for en forhøjer over toilettet. Den har et enkelt design og den er let at højdeindstille uden brug af værktøj. På Swift fritstående toiletforhøjer giver armlænene god støtte til brugeren. Med en vægt på kun 3,9 kg er toiletforhøjeren let at placere over toilettet og flytte derfra igen. Swift toiletforhøjer er udført i et rustfrit og rengøringsvenligt materiale.



Teknisk information Swift fritstående toiletforhøjer

Bredde, total med armlæn	56,0 cm
Højde, total med ryglæn	80,0 - 95,0 cm
Dybde, total med ryglæn	47,0 - 50,0 cm
Sæde	B 54,0 - D 41,0 cm
Sædehøjde, regulerbar	42,0 - 57,0 cm
Bredde mellem armlæn	45,0 cm
Vægt, badetaburet	3,10 kg
Vægt, badetaburet med armlæn	3,90 kg
Vægt, badetaburet med armlæn og ryg	4,70 kg
Materiale	Polypropen / aluminium
Farve	Grå
Maks. brugervægt	130 kg



Egenskaber

- Stabil og sikker
- Skridsikre dupsko
- Lav vægt



Beskrivelse

HMI-nr.

Art.nr.

Swift fritstående toiletforhøjer

44429

81702020

Tilbehør



Sæbeskål/lågholder

Beskrivelse One size
Varenr. 80209266



Bækken

Beskrivelse Bækken
Låg med håndtag
Varenr. 84005066
84005067

Reserve dele



Armlæn, par

Beskrivelse One size
Varenr. 84005074



Dupsko

Beskrivelse Dupsko, 4 stk.
Varenr. 84005063


Hi-LOO løstmonteret toiletforhøjer

Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer er en stabil og funktionel toiletforhøjer. Det almindelige toletsæde med låg løftes blot og skal ikke afmonteres. Efter justering sidder Hi-Loo sikkert og stabilt på toiletkummen og er klar til brug. Toiletforhøjer er nem at afmontere og overfladen er let at rengøre.



Egenskaber

- Stabil og funktionel
- Rengøringsvenlig
- Nem montering/afmontering
- Lav vægt



Hi-Loo er nem at tilpasse til de fleste toiletkummer ved hjælp af enkle justerbare kantstop.

Teknisk information Hi-Loo

Højde	6,0 eller 10,0 cm
Sædeåbning, bredde målt foruden	19,0 cm
Sædeåbning, dybde målt foruden	27,0 cm
Vægt	1,1 kg og 1,5 kg
Materiale	Polypropen / polyethylen / Kantstop: ABS/PC
Maks. brugervægt	150 kg



Beskrivelse

HMI-nr.

Art.nr.

Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer - 6 cm

12486

80301065

Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer - 10 cm

12488

80301105

Hi-LOO fastmonteret toiletforhøjer

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer er en stabil og funktionel toiletforhøjer, som er med til at sikre en tryk og sikker forflytning til og fra toilettet. Det ergonomiske sæde har udskæring til personlig hygiejne. Hi-Loo har enkle former og en glat overflade, hvilket gør den let at rengøre. Afstanden mellem hullerne i toiletkummen skal være mindst 9,5 cm og maks. 30,5 cm.








Egenskaber

- Fås med eller uden armlæn
- Stabil og funktionel i diskret design
- Nem montering/afmontering
- Rengøringsvenlig

Med den nye forbedrede snap-funktion, monterer man hurtigt og enkelt Hi-Loo sædet. En kliklyd sikrer, at sædet er korrekt monteret. For at fjerne sædet, skal man blot trække i de to orange knapper og derefter løfte sædet af.

Teknisk information Hi-Loo

Højde	6,0 eller 10,0 cm
Højde, skrånstillet med armlæn	For: 6,0 cm - Bag: 10,0 cm
Vægt uden armlæn	2,4 kg eller 3,0 kg
Vægt med armlæn	4,9 kg eller 5,8 kg
Vægt skrånstillet med armlæn	4,9 kg
Højde (fra sæde til overkant af armlæn)	23,0 cm
Bredde (fra sæde til yderkant af armlæn)	12,0 cm
Bredde (ydermål armlæn) / (mellem armlæn)	60,0 cm / 49,0 cm
Sædeåbning, bredde målt forned	19,0 cm
Sædeåbning, dybde målt forned	27,0 cm
Materiale	Polypropen / aluminium / pulverlakeret stålør
Minimum afstand fra monteringshuller til cisterne	2,5 cm
Maks. brugervægt	150 kg



max
150
kg



alkali
ph
min 6



max
85°C
3 min



Beskrivelse

HMI-nr.

Art.nr.

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer uden armlæn, 6 cm	16093	80301106
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer uden armlæn, 10 cm	16094	80301107
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn, 6 cm	16095	80301316-2
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn, 10 cm	16096	80301317-2
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer skrånstillet med armlæn	18556	80301318-2

Tilbehør


Tværlås, L: 60,5 cm	80303034
Toiletpapirholder, komplet	83030001

Cloo fastmonteret toiletforhøjer

Cloo er en stabil og funktionel toiletforhøjer udført i et diskret design. Toiletforhøjeren kan slås op og tillader stående brug, uden at bruger skal holde på sædet. Cloo er med sine afrundede kanter og sit ergonomisk udformede sæde rengøringsvenlig. Cloo toiletforhøjer kan indstilles i 3 forskellige højder, 6 cm, 10 cm og 14 cm. Leveres som standard indstillet til en højde på 10 cm. Når fæstebeslaget er monteret og en højde på 6 cm ønskes, fjernes blot de 4 forhøjningsklodser. Der kan altid ændres på højden uden at løsne fæstebeslaget. For at opnå en højde på 14 cm bestilles endnu et sæt 4 cm forhøjningsklodser. Cloo fås med og uden armlæn. Det er dog muligt at eftermontere armlæn på en Cloo.



Indstillingsmuligheder




Teknisk information Cloo fastmonteret toiletforhøjer

Åbning: Dybde x Bredde	29 x 22 cm
Sæde bredde	40 cm
Sæde justering	6/10/14 cm
Armlæns højde fra sædets top	21 cm
Total bredde uden armlæn	40 cm
Total bredde med armlæn	60 cm
Bredde mellem armlæn	49 cm
Vægt med armlæn	4,8 kg
Vægt uden armlæn:	3,3 kg
Materiale	Polypropen / polymid / aluminium
Farve	Hvid / grå
Maks. brugervægt	150 kg



Egenskaber

- Stabil og funktionel
- Kan leveres med og uden armlæn
- Kan indstilles i 3 højder

	Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
	Cloo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn	44519	80301214
Cloo fastmonteret toiletforhøjer	44496	80301204	

Tilbehør



Armlæn

Beskrivelse Komplet sæt
Varenr. 80301220



Forhøjningsklodser

Beskrivelse 4 stk., 4 cm
Varenr. 80301221

Supporter toiletarmlæn

Supporter er et enkelt og funktionelt toiletarmlæn, som monteres direkte på toilettet. Supporter fås i to varianter, en med fast armlæns højde og en med justerbar armlæns højde. På begge varianter er armlænene opklappelige og aftagelige. Supporter leveres med både låg og sæde og passer til de fleste toiletter. Afstanden mellem hullerne i toiletkummen skal være mindst 9,5 cm og maks. 30,5 cm.





Egenskaber


- Diskret design
- Enkel og funktionel
- Med opklappelige og aftagelige armlæn



Supporter toiletarmæn, højdeindstillelig

Teknisk information Supporter toiletarmæn

	Standard fast armlæns højde	Standard indstillelig armlæns højde
Højde (fra sæde til overkant af armlæn)	25,0 cm	20,7 eller 27,5 eller 34,2 cm
Bredde (fra sæde til yderkant af armlæn)	12,0 cm	12,5 cm
Længde (armlæn)	41,5 cm	41,5 cm
Bredde (ydermål armlæn)	60,0 cm	62,3 eller 51,3 cm
Bredde (mellem armlæn)	49,0 cm	52,5 eller 33,7 cm
Vægt	5,0 kg	5,8 kg
Maks. brugervægt	150 kg	130 kg
Materiale	Polypropen / aluminium / pulverlakeret stålør	



Beskrivelse

HMI-nr.

Art.nr.

Supporter toiletarmæn

12094

80303112-2

Supporter toiletarmæn, højdeindstillelig

16447

80303018-2

Tilbehør



Beslag til alarm

Beskrivelse Varenr.
Komplet sæt 80303027



Toiletpapirholder

Beskrivelse Varenr.
Komplet 83030001

Clean bade- og toiletstol

Clean er en stabil højdejusterbar bade- og toiletstol. Tryk, enkel og sikker for både brugere og hjælpere. Hver detalje på Clean er udformet for at lette bad og toiletbesøg for både bruger og hjælper. Sædet er helt åbent bagtil, hvilket gør intimhygiejnen nemmere. Fodpladen sidder fast på stolen og er altid tilgængelig for brugeren. Den kan let skubbes ind under stolen og Clean kan stadig køres helt ind over toilettet. Clean er i et rengøringsvenligt design uden samlinger, hvilket betyder, at der ikke står vand i rørene. Derudover har sæde, ryg og fodstøtte en skridsikker overflade, således brugeren altid sidder sikkert og trygt. På alle 4 hjul er der bremses, som også sikrer mod drejning af hjul.

For brugere som kan og vil klare sig selv, findes Clean nu også med 24" drivhjul. Clean med drivhjul er stabil, velafbalanceret og letkørende. Brugeren sidder sikkert og bremsene er let tilgængelige og sidder ikke i vejen ved sidevætsforflytning. Tilbehørsprogrammet gør Clean meget fleksibel og nem at tilpasse den enkelte brugers behov.





Clean højdejusterbar

Egenskaber

- Stabil
- Bredt tilbehørsprogram
- Letkørende
- Aftagelige armlæn



Clean med drivhjul

Teknisk information Clean bade- og toiletstol

	Clean højdejusterbar	Clean med drivhjul
Bredde	54,0 cm	69,0 cm
Højde	102,0 - 114,5 cm	107,0 cm
Længde uden fodstøtte	56,5 cm	74,0 cm
Sædebredde	48,0 cm	48,0 cm
Sædehøjde	47,5-60,0 cm	55,0 cm
Armlæn, bredde imellem	43,5 cm	43,5 cm
Armlæns højde	22,0 cm	22,0 cm
Armlæns længde	36,0 cm	36,0 cm
Hjul	12,5 cm	12,5 cm (forhjul)
Frihøjde for toilet	42,0 - 54,5 cm	49,5 cm
Vægt	14,2 kg	20,0 kg
Materiale	Polypropen / polyamid / pulverlakeret stålør	Polypropen / polyamid / Pulverlakeret stålør
Farve	Hvid	Hvid og lagune grøn
Maks. brugervægt	130,0 kg	130,0 kg



Beskrivelse

HMI-nr.

Art.nr.

Clean højdejusterbar bade- og toiletstol, hvid	102721	80229208
Clean med drivhjul, hvid	102722	80229276
Clean med drivhjul, lagune grøn	102722	80229216

Tilbehør



Blød rygstøtte

80209225


Justerbar med velcrostropper
Kan vaskes ved max 60° C.



Sidestøtter

80209509

Justerbar bredde.
Materiale: Polyester stof, velcro, polyethylen. vaskes ved max. 60° C.



Tværlås

80209246


Monteres på armlænene
Materiale: Aluminium, cellular polyethylen, polypropylen.



Sikkerhedsbælte

80209034

Monteres på ryglænets bagside.
Materiale: Polyester.



Hoftebælte

80209440

Justerbar længde, velcrostropper.
Materiale: Polyester.



Brystbælte

80209442

Justerbar længde. Monteres på ryglænet. OBS! Skal altid benyttes sammen med hoftebæltet ovenfor.
Materiale: Polyester.



Komfort Kit

80209237

Inkluderer både komfortsæde og komfortryglæn.
Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes



Komfortsæde Blødt

Sædeåbning, bredde 15 cm: 80209301

Sædeåbning, bredde 18 cm: 80209227

Et blødt formstøbt sæde i 2 versioner:
Smal eller bred åbning.

Materiale: polyurethan.

Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.



Komfortryglæn

80209228


En blød rygstøtte med integrerede armlænsputer.
Materiale: polyethylen.
Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.



Komfortarmlæn

80209226

Bløde og varme.
Materiale: polyethylen.
Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.



Sædepude, Protect

80209245


Luftpude med justerbart lufttryk.
Sædeåbning: 21 cm.
Materiale: Neopren.
Vaskes ved max: 60° C.



Blød sædepude

Grå: 80209260

Varmereflekterende med non-slip overflade. Åbning 17 cm.
Materiale: polyethylen. Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.



Blød rygpude

Grå: 80209261

Varmereflekterende med non-slip overflade.
Materiale: polyethylen. Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.



Blød sædepude uden åbning

80209247

Når der er behov for et helt sæde.
Materiale: polyethylen. Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.



Sæbeskål

Grå: 80209266

Fastgøres på siden af sædet. Indbygget holder til brusehovedet.
OBS! Passer ikke på Clean 24".
Materiale: Polypropylen.



Bækken

Bækken, grå: 80209254

Bækken inkl. låg med håndtag, grå: 80209255

Låg med håndtag, grå: 80209256

Materiale: polypropylen.

Tilbehør



Bækkenholder

Grå: 80209257

Passer både bækken, sengebækken og alm. hospitalsbækken med tynd kant.



Spand med håndtag og låg

80302026

Spandeholder er ikke inkluderet. Materiale: Polypropylen.



Spandholder

Grå: 80209258

Passer Spand med håndtag og låg og andre spande med tyk kant. Materiale: Polypropen.



Adapter til lav montering af bækken/spand

Grå: 80209259

Fastgøres til spand/bækkenholder. Sænker spand/bækkenholderen med 6 cm. Materiale: Polypropen.



Engangsbækkener, 50 stk.

80209282

Stærke og faste. 50 stk.



Engangsbækkenholder kit

Grå: 80209229

Passer til engangsbækkener.

Tilbehør (kun) til Clean Højdejusterbar



Opklappelige fodstøtter

80209250

Aftagelige og højdejusterbare. Monteringskit er inkluderet. Materiale: pulverlakeret aluminiumsrør og polypropylen fodplader.



Benstøtte, vinkelregulerbar

Højre: 80209252

Venstre: 80209253

Monteringskit er inkluderet.

Materiale: ABS plastik, rustfrit stål





Øvrige produkter



Rufus badekarstol med ryglæn og udsikring

Beskrivelse
70 cm
74 cm

Varenr.
81506011
81506012



Rufus Plus badebræt

Beskrivelse
L: 68 cm
L: 73 cm

Varenr.
81202001
81202002

Tilbehør:
Støtthåndtag
Orange. One Size 81600040

Her vist med tilbehør



Kaskad toiletforhøjer

Beskrivelse
One size

Varenr.
80302012



Rufus Plus badestol

Beskrivelse
One size

Varenr.
81208015



Stabel badeskammel


Beskrivelse
One size

Varenr.
81204002


Toiletpapirtang

Med toiletpapirtangen er det muligt for mange mennesker med nedsat bevægelighed selv at klare toiletbesøgene. Tåler kogning.


Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Toiletpapirtang	L 33,0 cm	1843	80304001



Tangen åbnes og papiret anbringes mellem kæberne.



Toiletpapiret rulles løst omkring tangen, så det dækker spidsen.




Tangen føres ned mellem benene og der tørres.



Tangen åbnes og det brugte papir rystes af.

Beauty Serien


Beauty er vores prisbelønnede serie af kropshjælpemidler til personer med nedsat bevægelighed og svage muskler. Produkternes unikke kombination af god funktion, ergonomiske egenskaber og banebrydende design øger rækkevidden samtidig med, at belastningen af hænder, arme og skuldre minimeres.



Beskrivelse	Mål	Vægt	HMI-nr.	Art.nr.
1 Rygbadebørste	L 77 cm	200 g	21834	80210080
Løs vaskesvamp til rygbadebørste				80210103
2 Badebørste	L 38 cm	110 g	21527	80210076
Løs vaskesvamp til badebørste				80210103
3 Hårvasker	L 36 cm	112 g	21348	80210078
4 Lang kam	L 37 cm	90 g	21349	80210070
5 Kam	L 30 cm	80 g	21528	80210068
6 Lang hårbørste	L 37 cm	110 g	21350	80210074
7 Hårbørste	L 29 cm	100 g	21832	80210072
8 Holder til neglefil	L 11 cm	45 g	21526	80210082

Tåvasker

Både badesvampen og tåvaskeren har lange håndtag, hvilket gør det nemmere for brugeren at nå ben, fødder og ryg.



Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Tåvasker	L 71,0 cm	12748	HCAA1847
Ekstra klud til tåvasker			AL30471

Fodbørstesandal

En effektiv fodskrubber med sugekopper. Ved brug af fodbørstesandalen, er det muligt at vaske hele foden uden at skulle bukke sig ned. Samtidig kan man nyde en fodmassage i badet. Kan vaskes i opvaskemaskine ved max. 130 grader.

Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Fodbørste sandal blå	L 27,0 cm	48931	AV1709001688002



Neglebørste

Både neglebørsten og neglefilen er med sugekopper, hvilket gør dem ideelle for især enhåndsbrugere.

Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Neglebørste	L 10,0 cm	1728	SW143125



Protesetandbørste

Protesetandbørsten har sugekopper og er dermed specielt egnet til enhåndsbrugere.

Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Protesetandbørste med sugekopper	L 12,0 cm	36802	HC6338



Hårvaskebakke

Hårvaskebakker er en hjælp til de, der ikke selv kan klare hårvasken. Denne oppustelige model er specielt egnet til sengeliggende personer.



Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Oppusteligt hårvaskebassin	L 66,0 x B 57,0 cm	19794	HCAA1874

Pincettang og neglesaks

Neglesaksen er udviklet til personer med nedsat funktion i hænderne. Den selvåbnende saks mindsker bevægelsen i hånden.

Pincettangen er selvåbnende og kan indstilles i grebet, så spændet mellem håndtagene mindskes. Det gør den egnet til personer med nedsat funktion i hænderne.



Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Art.nr.
Neglesaks, selvåbnende	L 15,0 cm	27397	SW153030
Pincettang, selvåbnende	L 17,0 cm	27426	SW153053

Badebukser

Badeboks, inkontinens

Badebuksen er til personer, der har problemer med inkontinens. Den er produceret af Helly Hansen Specialprodukter og er lavet i et 100% vandtæt materiale med neoprengummi i taljen og omkring lårene. Badebuksen produceres efter individuelle mål og kan vaskes ved 40 grader. Se bestillingsskema på vores hjemmeside.



Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
Badeboks, inkontinens, størrelse efter mål	43607	AL78110


Bestillingsskema

Målangivelse for inkontinens badeboks

Se på tegningen ved måltagning og skriv målene i nedenstående skema.

Alle mål tages direkte på den nøgne krop

A:	Livvidde, taljens omkreds	cm
B:	Sædehøjde venstre side, måles fra taljen til sædefladen	cm
C:	Sædehøjde højre side, måles fra taljen til sædefladen	cm
D:	Venstre lårvidde, omkredsen måles øverst på låret	cm
E:	Højre lårvidde, omkredsen måles øverst på låret	cm
F:	Sædevidde (hoftemål), bredeste del rundt om sædefladen (hoftens omkreds)	cm



Badebukserne har 5 cm bred elastik i taljen og omkring lårene. Dette bliver lagt til de opgivne mål.

Blevidde bliver også lagt til det opgivne mål. OBS! Badebukser, som er produceret efter mål, tages ikke retur.

	Faktureringsadresse	Leveringsadresse
Sted:		
Adresse:		
Postnr. / by		
Att.: (Bestiller)		
Telefon:		
Brugerens navn:		
EAN nr.:		
Rekv. nr.:		

Hverdagens Hjælpemidler

Vigtige hverdagsopgaver, som at gribe fat i noget, åbne noget, spise, skrive og tage tøj på, kan være vanskeligt for mennesker med nedsat funktionsevne i arme og ben. På vores hjemmeside eller i kataloget "Hverdagens Hjælpemidler", finder du et bredt udvalg af Etac's hjælpemidler, der kan lette hverdagens gøremål.

www.etac.dk







Version 1 - 2020 - Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og udstyr til forflytning og patienthåndtering. Vores hjerte banker for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, deres familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og opdateret produktinformation på www.etac.dk.

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup


Creating Possibilities