



Hverdagens
hjælpemidler

 etac®





Hverdagens hjælpemidler

I dette katalog finder du et bredt udvalg af Etac's hjælpemidler, der letter vigtige hverdagsopgaver, som at gribe fat, åbne, spise, skrive og tage tøj på.

Vi tilstræber at dække ethvert behov der måtte være og vores mål er, at ethvert menneske, uanset fysiske forudsætninger, skal have frihed til at skabe sin egen tilværelse og hverdag på sine egne vilkår.

Vores produkter er lavet med funktionalitet, kvalitet og omtanke for øje, så vi kan give vores kunder det bedst mulige.

Indhold

| | |
|--------------------|----|
| Hygiejne | 4 |
| Husholdning | 6 |
| Spise og drikke | 8 |
| Greb til hverdagen | 13 |
| Sidde og ligge | 19 |

Tlf. 79 68 58 33




info@etac.dk

www.etac.dk

Hygiejne

Beauty serien

Beauty er vores prisbelønnede serie af kropspleje-hjælpemidler til personer med nedsat bevægelighed og svage muskler. Produkternes unikke kombination af god funktion, ergonomiske egenskaber og banebrydende design øger rækkevidden samtidig med, at belastningen af hænder, arme og skuldre minimeres.




| Produkt | Varenr. | HMI-nr. | Vægt | Mål |
|---|----------|---------|-------|---------|
| Beauty Hårvasker (1) | 80210078 | 21348 | 112 g | L 36 cm |
| Beauty Kam (2) | 80210068 | 21528 | 80 g | L 30 cm |
| Beauty Lang kam (3) | 80210070 | 21349 | 90 g | L 37 cm |
| Beauty Holder til neglefil (4) | 80210082 | 21526 | 45 g | L 11 cm |
| Beauty Hårbørste (5) | 80210072 | 21832 | 102 g | L 29 cm |
| Beauty Lang hårbørste (6) | 80210074 | 21350 | 112 g | L 37 cm |
| Beauty Badebørste (7) | 80210076 | 21527 | 112 g | L 38 cm |
| Løs vaskesvamp til Beauty badebørste, 2 stk. | 80210103 | | | |
| Beauty Rygbadebørste (8) | 80210080 | 21834 | 203 g | L 77 cm |
| Løs vaskesvamp til Beauty rygbadebørste, 2 stk. | 80210104 | | | |



Tåvasker

Tåvaskeren har lange håndtag, så det er nemmere for brugeren at nå ben, fødder og ryg.



Fodbørstesandal

Fodbørstesandalen er en effektiv fodskruber med sugekopper. Ved brug af fodbørstesandalen er det muligt at vaske hele foden uden at skulle bukke sig ned. Kan vaskes i opvaskemaskine ved max. 130°.




Hårvaskebakke

En hjælp til dem der ikke selv kan klare hårvasken. Denne oppustelige model er specielt egnet til senge-liggende personer.



Badebuks, inkontinens

Badebuksen er til personer, der har problemer med inkontinens. Den er produceret af Helly Hansen Specialprodukter og er lavet i et 100% vandtæt materiale med neoprengummi i taljen og omkring lårene. Badebuksen produceres efter individuelle mål og kan vaskes ved 40°. Se bestillingsskema på vores hjemmeside.




Toiletpapirtang


Med toiletpapirtangen er det muligt for mennesker med nedsat bevægelighed selv at klare toiletbesøgene. Tåler kogning.




Tangen åbnes, og papiret anbringes mellem kæberne.



Toiletpapiret rulles løst omkring tangen, så det dækker spidsen.



Tangen føres ned mellem benene, og der tørres.



Tangen åbnes, og det brugte papir rystes af.

| Produkt | Varenr. | HMI-nr. | Mål |
|---------------------------|-----------------|---------|----------------|
| Tåvasker | HCAA1847 | 12748 | L 71 cm |
| Ekstra klud til tåvasker | AL30471 | | |
| Fodbørste sandal blå | AV1709001688002 | 48931 | L 27 cm |
| Hårvaskebakke, oppustelig | HCAA1874 | 19794 | L 66 x B 57 cm |
| Badebuks, inkontinens | AL78110 | 43607 | Efter mål |
| Toiletpapirtang | 80304001 | 01843 | L 33 cm |

Husholdning



Ostehøvl

Denne ostehøvl har et ergonomisk udformet håndtag med støttekant til tommelfingeren. Den er specielt egnet til personer med nedsat kraft, idet høvlebladets placering nær håndtaget øger kraftoverføringen. Høvlebladet er rillet, så osten let slipper. Tåler maskinopvask ved 65°.



Kartoffelskrællere


Good Grips skrællerne har brede, behagelige håndtag og er egnede til personer med nedsat funktion i hænderne. Tåler maskinopvask ved 65°.

Vinklede køkkenknive med bølgeskær

De vinklede knive er udformet til personer med nedsat kraft i hænder og arme. Skaftets vinkel betyder, at brugeren arbejder med lige håndled og undgår overbelastning af hænder og arme. Tåler maskinopvask ved 65°.



| Produkt | Varenr. | HMI-nr. | Vægt | Mål |
|------------------------------|----------|---------|------|--------------|
| Ostehøvl | 80502001 | 21429 | 69 g | H 10,5 cm |
| Good Grips kartoffelskræller | GG20081 | 25645 | | L 17,5 cm |
| Good Grips y-skræller | GG21081 | 26269 | | L 14,5 cm |
| Vinklet smørekniv (1) | 80402102 | 21408 | 37 g | Skær 8,5 cm |
| Vinklet steakkniv (2) | 80402101 | 21407 | 72 g | Skær 11,5 cm |
| Vinklet forskærerkniv (3) | 80501101 | 21401 | 75 g | Skær 14,5 cm |



Fikseringsskærebræt


Fikseringsskærebrættet er et godt hjælpemiddel for brugere, som har nedsat funktion i den ene eller begge hænder. Fix køkkenbrættet er forsynet med en klembakke, hvor eksempelvis en skål kan holdes på plads. Tåler maskinopvask ved 65°.



Skærebræt og smørebræt

Skærebrættet med indstillelig ramme gør det nemt at skære brødsiver. Kniven ligger stabilt i styresporet, og stopklodsen regulerer skivernes tykkelse. Smørebrættet med L-kant støtter brødet, mens det smøres. Begge tåler maskinopvask ved 65°.

Fix køkkenbræt



| Produkt | Varenr. | HMI-nr. | Vægt | Mål |
|-------------------------------------|----------|---------|--------|--------------------|
| Fikseringsskærebræt, Fix køkkenbræt | 80501004 | 21428 | 1300 g | L 31,5 x B 29,5 cm |
| Klembakke til Fix køkkenbræt | 84001152 | | | |
| Reserveudlæsset Fix køkkenbræt | 84001200 | | | |
| Skærebræt med indstillelig ramme | 80501005 | 16189 | 415 g | L 35,5 x B 20 cm |
| Smørebræt med L-kant | HCAA5284 | 28241 | 190 g | L 26 x B 18 cm |

Spise og drikke



Etac Light bestik, tynde håndtag

Light bestikket er specielt egnet til personer med nedsat funktion i hænder og arme. Den tynde model er især for personer med nedsat muskelkraft. Tåler maskinopvask ved 65°.



Etac Light bestik, tykke håndtag

Light bestikket er specielt egnet til personer med nedsat funktion i hænder og arme. Den tykke model er specielt skånsom mod leddene og aflaster fingrene. Tåler maskinopvask ved 65°.



| Produkt | Varenr. | HMI-nr. | Vægt | Mål |
|--|----------|---------|------|---------|
| Etac Light bestik, tynde håndtag, Kniv | 80401001 | 21419 | 21 g | L 22 cm |
| Etac Light bestik, tynde håndtag, Gaffel | 80401003 | 21417 | 24 g | L 21 cm |
| Etac Light bestik, tynde håndtag, Ske | 80401005 | 21418 | 34 g | L 21 cm |
| Etac Light bestik, tynde håndtag, Dessertske | 80401007 | 21416 | 26 g | L 20 cm |
| Etac Light bestik, tykke håndtag, Kniv | 80402006 | 21421 | 23 g | L 21 cm |
| Etac Light bestik, tykke håndtag, Gaffel | 80402002 | 21422 | 27 g | L 18 cm |
| Etac Light bestik, tykke håndtag, Ske | 80402004 | 21420 | 37 g | L 22 cm |
| Etac Light bestik, tykke håndtag, Dessertske | 80402007 | 21423 | 30 g | L 18 cm |



Etac Light kombi-bestik

Kombi-bestikket indeholder Kniv/gaffel og Kniv/ske og er velegnet til personer der kun kan bruge den ene hånd. Skaftet er afrundet og oversiden helt lige, hvilket giver mulighed for et godt fast greb. Kombinationen kniv/gaffel findes til både højrehåandede og venstrehåandede. Bestikket tåler maskinopvask ved 65°.



Etac Vinklede skeer

Vinklede skeer er specielt egnet til personer med nedsat funktion i hænder og arme. De vinklede skeer findes til såvel højre som venstre hånd.

Varianten Etac Feed har en støttestropp og kan indstilles i vinklen, så de passer til brugeren. Skeerne må ikke anvendes i microbølgeovn. Tåler maskinopvask ved 65°.



| Produkt | Varenr. | HMI-nr. | Vægt | Mål |
|---|----------|---------|------|---------|
| Etac Feed vinklet ske, højre | 80403301 | 21412 | 40 g | L 16 cm |
| Etac Feed vinklet ske, venstre | 80403302 | 21411 | 40 g | L 16 cm |
| Etac Light vinklet ske, højre | 80403201 | 21410 | 35 g | L 19 cm |
| Etac Light vinklet ske, venstre | 80403202 | 21409 | 35 g | L 19 cm |
| Etac Light kombi-bestik Kniv/ske | 80403001 | 21405 | 35 g | L 20 cm |
| Etac Light kombi-bestik Kniv/gaffel, højre hånd | 80403002 | 21403 | 25 g | L 18 cm |
| Etac Light kombi-bestik Kniv/gaffel, venstre hånd | 80403003 | 21404 | 25 g | L 18 cm |

Spise og drikke



Good Grips bestik, tungt og let

Bestikket fra Good Grips fås i 2 varianter, et tungt og et let. Bestikket har et behageligt, bredt håndtag. Mundstykkerne på skeerne og gafflen kan vinkles. Tåler maskinopvask ved 65°.

Madningsbestik

Madningsbestikket kan anvendes til både børn og voksne, der har behov for støtte, når de spiser. Bestikket har bløde kanter, hvilket gør det behageligt at spise med. Tåler maskinopvask ved 65°.

| Produkt | Varenr. | HMI-nr. | Vægt | Mål |
|--|-----------|---------|-------|-----------|
| Good Grips bestik (tungt) Kniv | GGNC65565 | 27177 | 174 g | L 21 cm |
| Good Grips bestik (tungt) Gaffel | GGNC65560 | 27175 | 170 g | L 20 cm |
| Good Grips bestik (tungt) Ske | GGNC65562 | 27176 | 174 g | L 21 cm |
| Good Grips bestik (tungt) Dessertske | GGNC65561 | 27178 | 170 g | L 20 cm |
| Good Grips bestik (let) Kniv | GGNC65592 | 21895 | 80 g | L 20 cm |
| Good Grips bestik (let) Kniv med grillskær | GGNC65585 | 30284 | 82 g | L 21 cm |
| Good Grips bestik (let) Gaffel | GGNC65591 | 21896 | 70 g | L 20 cm |
| Good Grips bestik (let) Dessertske | GGNC65593 | 26489 | 70 g | L 19 cm |
| Good Grips bestik (let) Suppeske | GGNC65590 | 25742 | 73 g | L 18,5 cm |
| Good Grips bestik (let) Ske | GGNC65594 | 21897 | 77 g | L 20 cm |
| Madningsske | 80403101 | 21414 | 37 g | L 22 cm |
| Madningsske, lille | 80403102 | 21415 | 31 g | L 20 cm |
| Madningsgaffel | 80403103 | 21413 | 34 g | L 22 cm |



Drikkeglas med bred stilk

Etac Tasty drikkeglas er let og har en bred stilk, som letter håndgrebet og giver mulighed for, at glasset kan hvile på hånden. Tåler maskinopvask ved 65°.



Doseringskrus og drikkeglas

Etac Feed doseringskrus har en tud, der gør det let at drikke af, og samtidig er lang nok til at aktivere synkebevægelsen. Rilleglasset med tudlåg giver et rigtig godt greb for både små og store hænder. Begge tåler maskinopvask ved 65°.



Krus med tudlåg og sugerørsholder

Etac Tasty krus har låg med tud og sugerørsholder, som holder sugerøret fast i kanten af glasset. Tåler maskinopvask ved 65°.

Tallerken og Tallerkenkant

Etac Tasty tallerken og tallerkenkant gør det nemmere for enhandsbrugere at få maden op på gafflen eller skeen og nemmere for personer med usikre bevægelser at holde maden på tallerknen.

Etac Tasty tallerken er lavet af hvid melamin med skridsikker bund og høj kant i den ene side. Tallerkenkanten sættes på almindelige tallerkner. Begge tåler maskinopvask ved 65°.

| Produkt | Varenr. | HMI-nr. | Vægt | Mål |
|--|----------|---------|-------|---------|
| Etac Tasty drikkeglas med bred stilk | 80404001 | 21424 | 75 g | 3 dl |
| Etac Feed doseringskrus | 80404101 | 21402 | 40 g | 1,25 dl |
| Rilleglas med tudlåg | NO5757 | 36803 | | 2 dl |
| Etac Tasty krus med tudlåg | 80404042 | 21425 | 125 g | 3 dl |
| Bæger til Tasty krus med tudlåg (80404042) | 80404002 | | | |
| Etac Tasty tallerken med skridsikker bund | 80404005 | 19625 | 160 g | Ø 19 cm |
| Tallerkenkant, stor | HCAA5662 | 28219 | | Ø 24 cm |

Spise og drikke



Skridsikkert underlag i ruller

Det skridsikre underlag i non-slip gummi kan anvendes til glatte overflader, eksempelvis på gulvet eller til dækkeservietter. Klippes i ønsket størrelse.

Skridsikre dækkeservietter

De skridsikre dækkeservietter i non-slip gummi holder servicet fast.

Spisestykke i frotté

Frotté spisestykket er kraftigt sugende med en blød forside og vandtæt bagside. Fås i farverne grå og blåbær.

| Produkt | Varenr. | HMI-nr. | Vægt | Mål |
|------------------------------|--------------|---------|-------|------------------|
| Skridsikkert underlag, rulle | HCAA6830B | 28187 | 244 g | L 200 x B 20 cm |
| Rund dækkeserviet | HCAA6812B | 28193 | | Ø 19 cm |
| Lille dækkeserviet | HCAA6814B | 28192 | | L 25 x B 18,5 cm |
| Stor dækkeserviet | HCAA6816B | 28191 | | L 35 x B 25 cm |
| Spisestykke, farve grå | IM8533022/91 | 47472 | | L 90 x B 50 cm |
| Spisestykke, farve blåbær | IM8533023/91 | 47472 | | L 90 x B 50 cm |

Greb til hverdagen



Knappelukkere

Knappelukkerne er en hjælp til personer, som på grund af nedsat funktion i arme eller hænder har svært ved at få knappen i knappehullet. Kan betjenes med én hånd.





Nøgleholder

Nøgleholder giver et bedre greb om nøglen og gør det nemmere at vride nøglen i låsen.



Universalvrider

Universalvrideren letter små daglige gøremål som at åbne vandhanen, låse døren og tænde komfuret. Plastpiggene giver et godt greb og skaftet er meget behageligt at holde ved.



| Produkt | Varenr. | HMI-nr. | Vægt | Mål |
|-------------------------------------|-----------|---------|------|-------------------------|
| Knappelukker lang combi | 80602004 | 21343 | 18 g | L 22 cm |
| Good Grips knappelukker | GGNC28667 | 19443 | | L 17 cm |
| Etac Butler knappelukker, kuglegreb | 80602001 | 21340 | 25 g | L 13 cm |
| Universalvrider | 80503003 | 21332 | 84 g | Gribeflade 5,5 x 6,5 cm |
| Nøgleholder, plads til 2 nøgler | HCAA6242 | 26436 | | L 12 cm |

Greb til hverdagen




Etac Letvægtsgribetang

Aktive gribetænger findes i flere forskellige modeller. De er lette og har ergonomisk designede håndtag, som gør det at nå og gribe nemmere. Kæberne kan åbnes bredt men også gribe de små ting. Samtidig kan de dreje, hvilket er en unik funktion. De er nemme at indstille i to forskellige positioner. Dette betyder, at de kan indstilles horisontalt eller vertikalt uden at skulle dreje armen. Alle modellerne har en magnet i håndtaget, så man kan opsamle små metal genstande.

Etac Letvægtsgribetang med krog

Gribetangen kan bruges horisontalt og vertikalt, uden at armen vrides, da gribekloen kan drejes 90°. Den aktiveres meget let og har magnet i enden af håndtaget, så den også nemt opsamler mindre metalgenstande. Krogen på gribekloen letter opsamling eller påklædning. Gribetangen med kraftgreb er udformet med håndtagsvinkel og stilbar underarmsstøtte, som gør den anvendelig for brugere med nedsat løftekraft.






Gribetang med magnet, aktiv

Stærk, aktiv gribetang med magnet i enden af håndtaget. Skridsikker belægning i kloen giver et sikkert greb.

| Produkt | Varenr. | HMI-nr. | Vægt |
|---|------------|---------|-------|
| Etac Letvægtsgribetang, aktiv 45 cm | 80505004 | 20226 | 126 g |
| Etac Letvægtsgribetang, aktiv 60 cm | 80505007 | 76928 | 139 g |
| Etac Letvægtsgribetang, aktiv 70 cm | 80505003 | 20227 | 155 g |
| Etac Letvægtsgribetang, aktiv 80 cm | 80505008 | 76929 | 165 g |
| Etac Letvægtsgribetang, aktiv 90 cm | 80505009 | 76930 | 176 g |
| Etac Letvægtsgribetang med krog, aktiv 45 cm | 80505006 | 20229 | 117 g |
| Etac Gribetang med kraftgreb og krog, aktiv 60 cm | 80505005 | 20228 | 139 g |
| Gribetang med magnet, aktiv 60 cm | AL144110.1 | 20204 | 155 g |
| Gribetang med magnet, aktiv 70 cm | AL144111.8 | 20205 | 175 g |
| Gribetang med magnet, aktiv 80 cm | AL144112.5 | 20206 | 190 g |

Greb til hverdagen



Etac Handy Støtthåndtag

Støtthåndtaget Handy er designet til montering såvel inde som ude. Overfladen på støtthåndtaget har ribber i blødt materiale, som gør håndtaget sikkert at holde ved.

Støtthåndtaget fås i fire forskellige størrelser og er udført i et rengøringsvenligt design uden skarpe kanter.



Etac Flex støtthåndtag

Disse fleksible støtthåndtags materiale samt gennemtænkte form og overflade giver et ergonomisk og sikkert greb, også selvom hænderne eller støtthåndtagene er våde. Vælg mellem lim- eller skruemontering.

Det enkle Scandinaviske design matcher vore S.P.A. serie til badeværelset.

Se mere på vore hjemmeside.




| Produkt | Varenr. | HMI-nr. | Max. brugervægt |
|---|----------|---------|-----------------|
| Handy støtthåndtag, lige 30 cm | 80210040 | 45133 | 160 kg |
| Handy støtthåndtag, lige 40 cm | 80210042 | 45120 | 160 kg |
| Handy støtthåndtag, lige 60 cm | 80210044 | 45119 | 160 kg |
| Handy støtthåndtag, vinklet 40 cm | 80210046 | 45121 | 160 kg |
| Flex Støtthåndtag 30 cm hvid skruefæste | 81707110 | 102373 | 100 kg |
| Flex Støtthåndtag 60 cm hvid 2x30 cm skruefæste | 81707120 | 102374 | 100 kg |
| Flex Tilbygningsdel 30 cm hvid skruefæste | 81706110 | 102386 | 100 kg |
| Flex Støtthåndtag 30 cm grå skruefæste | 81707310 | | 100 kg |
| Flex Støtthåndtag 60 cm grå 2x30 cm skruefæste | 81707320 | | 100 kg |
| Flex Tilbygningsdel 30 cm grå skruefæste | 81706310 | | 100 kg |
| Flex Tilbygningsdel 30 cm hvid limfæste | 81706210 | 102388 | 100 kg |
| Flex Støtthåndtag 30 cm hvid limfæste | 81707210 | 102379 | 100 kg |
| Flex Støtthåndtag 60 cm hvid 2x30 cm limfæste | 81707220 | 102380 | 100 kg |
| Flex Tilbygningsdel 30 cm grå limfæste | 81706410 | | 100 kg |
| Flex Støtthåndtag 30 cm grå limfæste | 81707410 | | 100 kg |
| Flex Støtthåndtag 60 cm grå 2x30 cm limfæste | 81707420 | | 100 kg |



Kuglepen

Reumatikerkuglepenen er ergonomisk udformet og modvirker punkttryk og belastning af pegefingern. Etac Kuglepen har et bredt greb, der gør den behagelig at holde ved.



Af- og påklædningspind

Af- og påklædningspinden er forsynet med en krog med nubret gummi i enden, der tager godt fat i tøjet.



Strømpeaftager

Strømpeaftageren Butler gør det nemt at tage strømper af – det gælder både almindelige strømper og kompressionsstrømper. Brugeren undgår at bøje meget i ryggen samtidig med, at anstrengelsen ved at forsøge at bøje sig ned begrænses. Strømpeaftageren kan bruges med både højre og venstre hånd – i et tempo, du selv bestemmer. Produktet er nemt at gøre rent. Kan også anvendes som skohorn.

| Produkt | Varenr. | HMI-nr. | Vægt | Mål |
|------------------------|--------------|---------|-------|---------|
| Etac Kuglepen | 80701001 | 21338 | 26 g | |
| Af- og påklædningspind | HCAA4680 | 19438 | 114 g | L 54 cm |
| Strømpeaftager, Butler | AL6900362000 | 40322 | 125 g | L 53 cm |

Greb til hverdagen



Strømpåtagere

At klæde sig på bør være nemt. Når smerte eller reduceret mobilitet forhindrer dig i at tage strømper på, kan du få hjælp af Etac strømpåtagere. Der findes tre varianter, som alle er meget brugervenlige. Velegnet til både strømper og strømpebukser.

Etac Socky strømpåtagere, støtte og kompression

Strømpåtageren er beregnet til støtte- og kompressionsstrømper. Den har gode trækkehåndtag og letter påføringen for såvel bruger som hjælper.

Etac Socky strømpåtagere, lang

Socky strømpåtagere, lang, gør det enkelt at tage strømper og strømpebukser på. Ved påtagning af strømpebukser skal man anvende to strømpåtagere med et koblingsbeslag imellem.

Etac Socky strømpåtagere, kort


Socky strømpåtagere, kort, anvendes til at tage korte eller lange strømper på. Den er lille, smidig og let at tage med sig. Strømpen sættes over nylonstykket på strømpåtageren, og herefter trækkes den nemt over foden.

Strømpåtagere, ankelstrømper

Strømpåtageren anvendes til ankelstrømper.

For at opnå det bedste resultat, husk:

- Strømpen skal være elastisk
- Træk strømpen udover strømpåtageren indtil tåsektionen er strakt omkring strømpåtageren
- Hold hælen nedad.




| Produkt | Varenr. | HMI-nr. | Vægt | Mål |
|--|------------|---------|-------|----------------|
| Socky strømpåtagere, støtte og kompression | 80601003-2 | 21335 | 90 g | L 100 cm |
| Socky strømpåtagere, lang | 80601001-2 | 21337 | 146 g | L 60 cm |
| Koblingsbeslag til Socky | 80601021 | 21336 | | |
| Socky strømpåtagere, kort | 80601002-2 | 19434 | 94 g | L 40 cm |
| Strømpåtagere, ankelstrømper | HCAA4650 | 28234 | | H 25 x B 22 cm |

Sidde og ligge



Absorberende underlag


De absorberende underlag er udført i en 4-lags konstruktion, hvorved urin, blod, vand og andre væsker bliver transporteret væk fra kroppen og ned i det absorberende mellemlag. Alle 4 lag er lamineret sammen, dermed sikres en komfortabel og jævn liggeflade.



NonSlip

NonSlip er et skridsikkert materiale med mange anvendelsesmuligheder: under løse tæpper og måtter, under spisebakke/tallerken/skærebæret mm. Under puder, under fødder – alle steder hvor man vil øge friktionen.

Fås i metermål på rulle og som en måtten NonSlip Square. NonSlip Square kan placeres under fødderne for at øge friktionen og lette brugeren ved at skubbe fra med benene i forbindelse med forflytninger højere op i sengen.



Sengestige

Sengestigen giver brugeren mulighed for at trække sig selv op i sengen. Nylonsnor med plasthåndtag.



| Produkt | Varenr. | HMI-nr. | Mål |
|---|------------|---------|-------------------|
| Square, NonSlip måtte | IM2248 | 71071 | 38 x 48 x 0,5 cm |
| Non-slip i metermål - 5 meter | IM2246 | 50726 | B 150 x L 500 cm |
| Non-slip i metermål - 30 meter | IM2247 | 50725 | B 150 x L 3000 cm |
| Sengestige, hvide håndtag | HCAA3660 | 28233 | 19,6 x 150 cm |
| Absorberende Underlag, hvid/blå, bomuld på overside | IM110160/B | 47690 | B 110 x L 160 cm |
| Absorberende Underlag, grøn/blå, mikrofiber på overside | IM110160/M | 47689 | B 110 x L 160 cm |



Etac tilbyder også et stort udvalg af hjælpemidler til bad og toilet. Bestil vores katalog eller se mere på vores hjemmeside: www.etac.dk

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering. Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk.

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

etac[®]
Creating Possibilities