



# Bruksanvisning

## Etac Griptång Aktiv


Griptång Aktiv är en lätt och behändig griptång. Gripklon är klädd med slitstarkt gummi som ger god friktion och minskar kraftbehovet. Den är ställbar i två lägen. Det innebär att griptången kan användas både horisontellt och vertikalt utan att armen behöver vridas. Griptången har en magnet i handtaget för att kunna plocka åt sig saker i metall. Gripklon har en form med tunna skänklar vilket ger en mycket god precision för att enkelt ta upp små föremål.



Gripklon kan lätt ställas in i två lägen, från vertikalt till horisontellt läge.



Alla modeller har en magnet i handtaget för att enkelt plocka upp små metallföremål.



De tunna skänklarna ger en mycket god precision för att enkelt ta upp små föremål.

### Beskrivning

Beskrivning	Art. nr.	Vikt	Material
Griptång Aktiv 45 cm	80505004	126 g	Handtag, tangent och gripklo: Polykarbonat/ ABS
Griptång Aktiv 60 cm	80505007	139 g	Klofäste: Polyamid
Griptång Aktiv 70 cm	80505003	155 g	Rör: Aluminium
Griptång Aktiv 80 cm	80505008	165 g	<b>Lyftförmåga</b> Griptången bör ej lyfta mer än 2 kg
Griptång Aktiv 90 cm	80505009	176 g	<b>Design</b> Ergonomidesign
Griptång med krok 45 cm	80505006	125 g	
Griptång med underarmstöd 60 cm	80505005	163 g	