

Heelift® Ankle Foot Orthosis hälskydd

Heelift® AFO är ett hälskydd utformat av ortopedier med syfte att förebygga och behandla trycksår på hälen. Hälskyddet ger stöd över fotleden och kontroll av fotens rörelse. Heelift AFO går att stödja på för att gå en kortare sträcka.

Heelift® AFO, liksom alla Heelift®-hälskydd, möjliggör individuell anpassning av stöveln för att uppnå bästa möjliga avlastning.

Stöveln är tillverkad av mjukt och fast polyuretanskum för att ge kontroll över fotleden och fotens rörelse, samtidigt som den möjliggör vikt bäring.

En rem över främre delen av foten håller foten på plats och hjälper till att stödja den.

Heelift® AFO har en halksäker och stabil sula som gör det möjligt att förflytta sig en kortare sträcka som t ex mellan sovrum och badrum genom att stödja på stöveln.

Användningsområde:

- avlastning av hälen, särskilt för sängliggande patienter
- läkning och förebyggande av trycksår på foten
- stöd för droppfot
- fotkomplikationer vid diabetes
- orörliga eller nyopererade patienter


Fördelar:

- den styva skenan erbjuder stöd vid belastning av foten
- foten stannar i rätt position
- förebygger trycksår
- motverkar droppfot
- ett mjukt, smidigt yttertåg gör att patientens ben enkelt kan "glida" från sida till sida, vilket hindrar benet från att fastna på lakan och filtar.
- lätt att ta på och av
- ventilationshål för ökad komfort
- rem över främre delen av foten ger fixering och stöd
- extra skumdyna medföljer för möjlighet till individuell anpassning
- latexfri



Heelift® AFO Original:

Heelift AFO original standardmodellen, med en bubblig insida vilken ger möjlighet till bra ventilation.



Heelift® AFO Mjuk:

Heelift AFO Mjuk för patienter med ödem eller med hypersensitiv hud. Rekommenderas även till patienter med diabetes.

Hälskydd Heelift®AFO		Art.nr
Original one size		DADM-HALFO
Mjuk one size		DADM-HLSAFO
Vadomfång:	CE	Tillverkare
ca 25–38 cm		
Tvättråd		
Handtvätt rekommenderas, med varmt vatten och mildt rengöringsmedel. Vid maskintvätt och torktumling ska remmarna stängas och stöveln placeras i tvättpåse eller örngott. Tvätta i 60° C. Kan autoklaveras för sterilitet.		