



Next Comfort

Læn dig tilbage og lad
os fortælle...

 **etac**®



Next Comfort - Letkørt krydsrammestol med komfortegenskaber

Next Comfort er den første komfortkørestol, der kombinerer krydsrammestel og tiltbar sædeenhed. Vi har taget de bedste funktioner fra Next kørestolen og derfra udviklet en tiltbar aktivkørestol. Next Comfort bygger på de unikke kørefordele fra den populære krydsrammekørestol og er nem at folde sammen og transportere. Samtidig er den udstyret med eget unikt sædesystem, som kan reguleres til et hvileleje ned til 22°. Sæde og ryg er en selvstændig enhed, som findes i forskellige materialer, størrelser og former for optimal individuel støtte og komfort. Next Comfort er testet i henhold til DS/EN 12183, ISO-7176 og ISO-10542.

Next Comfort som standard



Nakkestøtte	Regulerbar i højde, dybde og vinkel.
Ryglæn	Justerbart ryg i højde og vinkel. Individuelt regulerbart betræk med velcrobånd. Betræk af sort darterx.
Ryghøjde	Justerbar fra 55 cm til 65 cm.
Ryginkel	Justerbar rygvinkel mellem -3° og +12°.
Sædehøjde	Regulerbar i højde og vinkel. 40,0 - 45,0 cm ved 22" drivhjul.
Sædepude	Anatomisk formet pude. Betræk af sort darterx.
Sædetilt	- 3° til + 22°.
Sædedybde	Kort model 35,0 - 44,0 cm. Lang model 41,0 - 50,0 cm.
Skubbehåndtag	Højderegulerbare, aftagelige.
Armlæn	Aftagelige, låsbare og højdejusterbare, L 36 cm.
Hjul	Drivhjul: 22" med Quick Release, massive dæk. Forhjul: 150 x 30 mm, massive.
Drivringe	Rustfri stål.
Bremser	Navbremser.
Benstøtter	Vid vinkel, svingbare, låsbare og aftagelige.
Fodplader	Delte fodplader, regulerbare i højde og justerbare i vinkel.
Hælrem	Regulerbar i dybden.
Tipskringer	Opklappelige, trædepedal indbygget i stellet.
Farve	Koksgrå grafit.
Stel	Aluminium og stålrør, sammenklappeligt.
Brugervægt	135 kg.
Garanti	Stel: 5 år v/fejl i materialer/fremstilling. Øvrigt: 2 år v/fejl i materialer/fremstilling.

Bestilling af Next Comfort

Produkt	HMI-nr.	Art. nr.
Kort model, SB 35,0 cm	49959	13202001
Kort model, SB 37,5 cm	49960	13202003
Kort model, SB 40,0 cm	49961	13202005
Kort model, SB 42,5 cm	49962	13202007
Kort model, SB 45,0 cm	49963	13202009
Kort model, SB 47,5 cm	49964	13202011
Kort model, SB 50,0 cm	49965	13202013
Lang model, SB 35,0 cm	49966	13202002
Lang model, SB 37,5 cm	49967	13202004
Lang model, SB 40,0 cm	49968	13202006
Lang model, SB 42,5 cm	49969	13202008
Lang model, SB 45,0 cm	49970	13202010
Lang model, SB 47,5 cm	49971	13202012
Lang model, SB 50,0 cm	49972	13202014

Detaljer, Next Comfort



Tiltbar sædeenhed

Sædevinklen er altid uafhængig af den valgte sædehøjde. Sædeenheten kan tiltes fra -3° til $+22^{\circ}$. Dertil kommer at rygvinklen kan justeres separat fra -3° til $+12^{\circ}$. Brugeren har således mulighed for at ændre siddekomfort og trykfordeling i den siddende stilling. Ved at kunne variere sædevinklen kan kørestolen tilpasses til aktiviteter som hvile, fremdrift, spise m.m.

Next Comfort · Version 1 - 2010 · Forbehold for trykfejl og evt. ændringer



Nem at folde sammen og transportere

Next Comfort er den eneste aktive krydsrammekørestol, som tilbydes med sædetilt. Kørestolen adskilles let ved at afmontere ryg- og sædeenhed, hvorefter kørestolen foldes sammen for transport.