

Produktinformation

☐ Nyt produkt | ☒ Erstatter produkt | ☐ Supplement til eksisterende produkt | ☐ Udgår |

Molift Smart 150 og Molift Mover 180 - Næste generation

Vores mobile lifte Molift Smart 150 og Molift Mover 180 har en lang og succesfuld historie på markedet og har været meget værdsatte produkter for plejere og brugere. For at sikre relevans og compliance også i fremtiden har vi valgt at opgradere disse lifte.

Vi lancerer nye versioner af produkterne i Maj 2025. De opgraderede versioner vil have de samme produktnavne, men nye artikelnumre og HMI numre.



Molift Mover 180 - Næste generation.

Produktinformation

☐ Nyt produkt | ☒ Erstatter produkt | ☐ Supplement til eksisterende produkt | ☐ Udgår |

Hvad er nyt?

Opgraderinger og nye features på vores lifte inkluderer:

- Fuld compliance med den seneste revision af produktstandarden (ISO 10535:2021*)
- Forventet produktlevetid forøget fra 10 til 15 år
- Ny aktuator og funktionalitet:
 - Kompakt og lækkert design med integreret oplader og nødstop
 - Bluetooth-forbindelse til Molift Service Tool (intet kabel nødvendigt)
 - Turbo boost-funktion (30 % hurtigere uden belastning)
- Moderne Li-ion batteriteknologi:
 - Mere end dobbelt kapacitet fra nuværende NiMH-batteri
 - Lettere vægt
 - 3 x nuværende batterilevetid
 - 5 års garanti
 - Samme batteri til alle lifte
- Ny robust håndbetjening (kendt fra Molift Quick Raiser 205), med LED-indikator for batteriniveau, overbelastning og service.

Nye produkter:

Produktnavn	Beskrivelse	Nyt varenr.	Nyt HMI nr.
Molift Smart 150 med 4 pkt. åg	75 mm hjul. Li-ion batteriteknologi	M1020	144019
Molift Mover 180 med 2 pkt. åg	75 mm hjul. Li-ion batteriteknologi	M1801-01	144022
Gælder fra			19. Maj 2025

Udgåede produkter:

Produktnavn	Beskrivelse	Udgået varenr.	Udgået HMI nr.
Molift Smart 150	Inkl. 4 pkt. løfteåg	M10152	124403
Molift Mover 180	Ekskl. løfteåg, 75 mm hjul	M18000	77688
Molift Mover 180	Inkl. 2 pkt. løfteåg, 75 mm hjul	M18152	-
Molift Mover 180	Inkl. 4 pkt. løfteåg	M18000-04	108385
Gælder fra			19. Maj 2025

*Hjælpe midler – Lifte til forflytning af personer – Krav og prøvningsmetoder.

2025-04-02 PI NR. PH36

2/2