

Produktinformation



Nyt produkt



Erstatter produkt



Supplement til eksisterende produkt



Udgår

Immedia LeanOnMe Wedge & Triangle

LeanOnMe Wedge

Den populære Positioning Wedge bliver omdøbt til LeanOnMe Wedge, og en ny Extra Small wedge bliver tilføjet til sortimentet, hvilket giver endnu mere alsidighed. Small og Large wedges med Non-Slip betræk kommer nu i en frisk cremefarve i stedet for mørkegrå, og med ekstra mulighed for et Soft-Touch betræk. Ændringerne medfører nye varenumre og HMI numre. Desuden udgår Kilepude 25x20x10 cm af vores sortiment.

Nyhed



LeanOnMe Wedge med Non-Slip betræk.

LeanOnMe Wedge med Soft-Touch betræk.

Udgår



Positioning Wedge - Udgår.



Kilepude 25x20x10 cm - Udgår.

LeanOnMe Triangle

To LeanOnMe Triangles blive tilføjet til produktsortimentet. Disse er alsidige positioneringshjælpemidler designet til at udfylde hulrummene mellem kroppen og madrassen, hvilket giver målrettet støtte, der fremmer afslapning og stabilitet.

Nyhed



LeanOnMe Triangle med Non-Slip/Soft-Touch betræk.

Produktinformation

☒ Nyt produkt | ☒ Erstatte produkt | ☐ Supplement til eksisterende produkt | ☐ Udgår |

Alle Wedges og Triangles i LeanOnMe sortimentet kan fås med et skridsikkert Non-Slip betræk, eller et Soft-Touch betræk. Soft-Touch betrækket har en skridsikker bund, der sikrer, at LeanOnMe puden forbliver sikkert på plads uanset overflademateriale, eller når den bruges sammen med Immedia 4WayGlide System, Immedia SatinSheet System, Immedia MultiGlide eller andre glidelagener.

LeanOnMe produkter er fremstillet med fokus på miljøansvar, med det formål at minimere deres fodaftryk og reducere spild. Miljøvenlige materialer, herunder organiske komponenter og restmaterialer fra tidligere produktionsprocesser, anvendes i fremstillingen. Derudover er emballagen både genanvendt og genanvendelig, hvilket yderligere understøtter bæredygtighed.

Betræk



Soft-Touch



Non-Slip

LeanOnMe betrækkene har en unik blød og hudvenlig overflade lavet af bæredygtige og naturlige organiske materialer. Det bløde tekstil er et quiltet stof, som gør overfladen meget behagelig og blød, så lemmerne kan synke ned i den ønskede position.

Soft-Touch betrækket på LeanOnMe Wedges og Triangles har et skridsikkert polyurethanmateriale i bunden, der hjælper med at holde produkterne på plads uafhængigt af overflademateriale.

Yderligere fordele omfatter:

- Optimal luftcirkulation
- Temperaturregulerende
- Barriere mod støvmider, bakterier, svampe og væggelus
- Lydsvage materialer, der forhindrer brugere med følsom hørelse i at blive overstimuleret
- Vandtæt og åndbar
- Blød og elastisk, selv efter mange vaske
- STANDARD 100 OEKO-TEX® certificeret.

Skridsikker ECO overflade er et unikt skridsikkert øko-materiale med en hudvenlig overflade. Betrækket hjælper med at holde LeanOnMe produkterne på plads uafhængigt af overflademateriale.


Yderligere fordele omfatter:

- Antibakteriel
- Vandtæt og åndbar
- Blød og elastisk, selv efter mange vaske
- STANDARD 100 OEKO-TEX® certificeret.

Produktinformation

☒ Nyt produkt | ☒ Erstatte produkt | ☐ Supplement til eksisterende produkt | ☐ Udgår |

Pudefyld



PU-skummet, der bruges i LeanOnMe Wedges og Triangles, er et fleksibelt materiale med åbne celler designet til maksimal komfort, støtte og holdbarhed. Skummets fremragende luftgennemstrømning holder brugerne kølige og komfortable, mens dets evne til at fordele vægt effektivt hjælper med at reducere tryk. Dette gør det til et ideelt valg til både støtte og komfort.

Nye varenumre:

Produktnavn ny vare	Beskrivelse	Nyt varenr.	Nyt HMI nr.
LeanOnMe Wedge			
LeanOnMe Wedge L SoftTouch	B300xL800xH200 mm. Medfølger SoftTouch betræk	IM5380LST	144433
LeanOnMe Wedge L Non-Slip	B300xL800xH200 mm. Medfølger Non-Slip betræk - ERSTATTER: Positioning Wedge L NS (IM53/80NS)	IM5380LNS	144442
LeanOnMe Wedge S SoftTouch	B300xL530xH200 mm. Medfølger SoftTouch betræk	IM53SST	144430
LeanOnMe Wedge S Non-Slip	B300xL530xH200 mm. Medfølger Non-Slip betræk - ERSTATTER: Positioning Wedge S NS (IM53NS)	IM53SNS	144439
LeanOnMe Wedge XS Non-Slip	B300xL265xH200 mm. Medfølger Non-Slip betræk	IM53XSNS	144436
LeanOnMe Wedge XS SoftTouch	B300xL265xH200 mm. Medfølger SoftTouch betræk	IM53XSST	144355
LeanOnMe Triangle			
LeanOnMe Triangle S Non-Slip	B250xL400xH150 mm. Medfølger Non-slip betræk	IM54SNS	144460
LeanOnMe Triangle S SoftTouch	B250xL400xH150 mm. Medfølger SoftTouch betræk	IM54SST	144452
LeanOnMe Triangle XS Non-Slip	B200xL250xH100 mm. Medfølger Non-Slip betræk	IM54XSNS	144457
LeanOnMe Triangle XS SoftTouch	B200xL250xH100 mm. Medfølger SoftTouch betræk: ERSTATTER: Lück kilepude (3546400)	IM54XSST	144448
Non-Slip betræk			
Non-Slip betræk til IM5380LNS	B300xL800xH200 mm. Del af IM5380LNS - ERSTATTER: Positioning Wedge Betræk L NS (IM5300/80NS)	IM530080LNS	-
Non-Slip betræk til IM53SNS	B300xL530xH200 mm. Del af IM53SNS - ERSTATTER: Positioning Wedge Betræk S NS (IM5300NS)	IM5300SNS	-
Non-Slip betræk til IM53XSNS	B300xL265xH200 mm. Del af IM53XSNS	IM5300XSNS	-
Non-Slip betræk til IM54SNS	B250xL400xH150 mm. Del af IM54SNS	IM5400SNS	-
Non-Slip betræk til IM54XSNS	B200xL250xH100 mm. Del af IM54XSNS	IM5400XSNS	-
Soft-Touch betræk			
SoftTouch betræk til IM5380LST	B300xL800xH200 mm. Del af IM5380LST	IM530080LST	-
SoftTouch betræk til IM53SST	B300xL530xH200 mm. Del af IM53SST	IM5300SST	-
SoftTouch betræk til IM53XSST	B300xL265xH200 mm. Del af IM53XSST	IM5300XSST	-
SoftTouch betræk til IM54SST	B250xL400xH150 mm. Del af IM54SST	IM5400SST	-
SoftTouch betræk til IM54XSST	B200xL250xH100 mm. Del af IM54XSST	IM5400XSST	-
Gælder fra		Uge 19, 2025	

Produktinformation

☒ Nyt produkt |
 ☒ Erstatter produkt |
 ☐ Supplement til eksisterende produkt |
 ☐ Udgår |

Varenumre der udgår:

Produktnavn udgående vare	Beskrivelse	Udgående varenr.	Udgående HMI nr.
Positioning Wedge L NS	Kile med non-slip betræk 30 x 20 x 80	IM53/80NS	36319
Positioning Wedge S NS	Kile med non-slip betræk 30 x 20 x 53	IM53NS	34963
Positioning Wedge Betræk L NS	Betræk til IM53/80NS	IM5300/80NS	38957
Positioning Wedge Betræk S NS	Betræk til IM53NS	IM5300NS	38958
Kilepude - Lück	Kilepude (25 x 20 x 10 cm)	3546400	62367
Bomuldsbetræk (25 x 20 x 10 cm)	Betræk til 3546400	3551401	-
Hygiejnebetræk (25 x 20 x 10 cm)	Betræk til 3546400	3559401	-
Gælder fra			Uge 19, 2025