

Turner

Drejetårn

etac®



Turner

Turner er et drejetårn, der letter forflytning fra siddende til siddende position. Turner er til den relative aktive bruger, idet det er nødvendigt, at brugeren har stabilitet i benene og kan stå op med støtte.

For personalet/hjælperen mindsker Turner belastningen ved forflytninger, idet der ved anvendelse af Turner kan opnås hensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Med Turner er brugeren selv med til at udføre forflytningen, hvilket gør det mere roligt og trygt. Håndtag og underbensstøtte kan indstilles trinløst i højden.

Anvendelsesområder:

- Seng til stol
- Tilbage i stol
- Stol til stol
- Stå op/sidde ned eller lignende

Teknisk information Turner

Bredde:	48,0 cm
Højde:	98,0 - 126,0 cm
Samlet vægt:	14,8 kg.
Max belastning	150,0 kg
Materiale:	Pulverlakerede stålør, plast



Beskrivelse	HMI	Art. nr.
Turner, drejetårn med knæstøtte	29753	16090104
Knæpuder		411973102

