

# Bade- og toiletstol med el


## Netop nu: 20% rabat på R82 Heron

Bag det rene og enkle design gemmer der sig mange funktioner, der forbedrer både brugerens og hjælperens oplevelse. Heron fås i en hydraulisk og en elektrisk version. De har begge samme funktioner med hensyn til højdejustering, selvstændig vippefunktion, tilt in space og rygvinkling.



Heron er her vist med tilbehør

Tilbuddet gælder til og med 28/6 2019. Rabatten gælder for standardproduktet uden tilbehør og kan ikke kombineres med andre tilbud/rabatter.



### Samme stol til alle højder

Nem indstilling med elstyring letter bl.a. forflytning til og fra stolen og sikrer optimale arbejdsforhold for hjælperen i flere situationer.




### Optimal positionering

Tilt in space og rygvinkling giver optimale muligheder for god positionering. Sædet kan vinkles -5-25° og ryggen 0-30°.



### Tilpasningsmuligheder

Heron kan bruges til teenagere og voksne. Tilpas stolen ved at indstille ryghøjde og evt. tilbehør – og Heron passer perfekt.



### Sædekomfort

Ved design af sædet, er der anvendt trykmålinger for at sikre et minimalt tryk og for at forbedre siddekomforten for brugeren.