

Spar på driftbudgettet – forlæng dit serviceinterval

Molift Air 200 løftemotor inkl. valgfrit løfteåg og løbekat der passer i eksisterende skinner

kun 5.995,-

(6.995,- inkl. montering og kørsel)

Molift Air er en innovativ og funktionel loftlift, der klarer alle løfte- og forflytningssituationer.

Den stærke loftlift er velegnet til siddende og liggende forflytninger samt stå- og gangtræning.

Få flere informationer på www.etac.dk

Tilbuddet er ekskl. moms og gælder til og med 31/1 2020 og kan ikke kombineres med andre tilbud/rabatter.



Lille loftlift – med stor kapacitet

Molift Air 200 er lille og vejer kun 8,6 kg. Alligevel har den en løftekapacitet (SWL) på 205 kg. Størrelsen og vægten gør den meget nem at anvende for plejepersonalet i de forskellige forflytningssituationer.



Lydløs

Molift Air 200 er meget lydløs under brug samt ved start og stop. Dette giver en meget komfortabel og tryk oplevelse for brugeren under forflytningen.



Quick release til løbekatten

Molift Air 200 er nem at håndtere ved installation og service på grund af den meget lave vægt og quick release funktionen. Med et enkelt tryk er løftemodulet koblet fra løbekatten.



Intuitiv håndbetjening

Molift Air har en ny intuitiv håndbetjening, som kan anbringes på et ophæng på løftebøjlen eller i en dockingstation på væggen, når loftliften ikke er i brug.