



SatinSheet 2D Midi corner

Item no.

Specificaties

Basislaken

EIM4157S

Het matras is 85 cm breed en 200 cm lang. Breedte Satijn 65 cm. Buitenkant: 55%katoen/45% polyester. Binnenkant 100% polyester. Maximaal gebruikersgewicht 200 kg. 2 jaar fabrieksgarantie. Strijken bevordert de glijfunctie.

Omschrijving

Het SatinSheet 2D Basislaken Midi Corner bestrijkt het gehele matras. Het laken kan goed gebruikt worden voor het maken van een zelfstandige draai als u verminderde kracht heeft. Gebruik hiervoor het satijnen gedeelte in het midden van het laken. De katoenen randen voorkomen dat de gebruiker van de rand van het bed kan glijden. Het voeteneinde is tevens van katoen, waarop u zich met de voeten kunt afzetten. Op de hoeken bevinden zich elastieken, waarmee u het laken aan het matras kunt fixeren. Hiermee blijft het laken goed strak liggen. Wanneer u afhankelijk bent van een zorgverlener voor draaien of hogerop plaatsen in bed: Gebruik het SatinSheet 2D Basislaken Midi Corner in combinatie met een SatinSheet 4D Treklaken of SatinSheet 4D In2Sheet Treklaken.

Goed te combineren met:

SatinSheet 2D Treklaken Midi(EIM4118S), SatinSheet 4D Treklaken Midi(EIM4115SH), SatinSheet 4D Treklaken Maxi(EIM4121SH), SatinSheet In2Sheet 4D Treklaken Midi(EIM4140SH)

Wasvoorschriften:



Geen bleekmiddel of wasverzachter.

Gebruik

- Positioneren;
- Hogerop plaatsen in bed;
- Draaien in bed;
- Reduceren druk en schuifkrachten.

Lees altijd de handleiding voor gebruik.