



## SatinSheet 2D Treklaken midi

Item no.

### Specificaties

Treklaken

EIM4118S

Het laken is 200 cm breed en 1400 cm lang. Buitenkant: 55%katoen/45% polyester. Maximaal gebruikersgewicht 200 kg. 2 jaar fabrieksgarantie. Strijken bevordert de glijfunctie.

### Omschrijving

Het SatinSheet 2D Treklaken bestrijkt ongeveer 2/3 (vanaf de bovenkant gemeten) van het matras. Gebruik dit laken als u afhankelijk bent van een zorgverlener voor wisselgig en/of herpositioneren. Door de remstroken onder het matras te steken, blokkeert u deze functionaliteit. Het SatinSheet 2D Treklaken dient ten alle tijde worden gecombineerd met een SatinSheet Basislaken, zoals bijvoorbeeld het SatinSheet 2D Basislaken Maxi Corner.

### Goed te combineren met:

SatinSheet 2D basislaken Maxi Corner (EIM4107S), SatinSheet 2D basislaken Midi Corner (EIM4157S)

### Gebruik

- Positioneren;
- Wisselgigging;
- Reduceren druk en schuifkrachten;
- Verplaatsen van bed naar bed;
- Verlagen fysieke belasting verzorgende.

### Wasvoorschriften:



Geen bleekmiddel of wasverzachter.

Lees altijd de handleiding voor gebruik.