



## TwinSheet4Glide Long

Set

Item no.

EIM4317

### Specificaties

De afmetingen van het basislaken is 85 cm bij 200 cm. Het Nylongedeelte is 65 cm breed. Het treklaken is 147 cm bij 200 cm. Het treklaken is van incontinentiemateriaal.

### Goed te combineren met:

Immedia Positioneringswig kort(EIM53NS) of Positioneringswig lang(EIM53/8ONS) voor wisselgigging, verschoning of wondverzorging.

### Wasvoorschriften:



Oplossingsmiddelvrijreinigingsmiddel met pH-waarde tussen 5 en 9 of een 70% desinfectieoplossing. Geen bleekmiddel of wasverzachter.

### Omschrijving

De Immedia TwinSheet4Glide Long (incontinentie set) bestrijkt het gehele matras en is een compleet in-bed systeem voor het draaien en positioneren van (zwaarlijvige) mensen met gereduceerde mobiliteit, pijn of drukplekken. De TwinSheet4Glide Long bestaat uit twee delen: een Glide Pad(treklaken) en een NylonSheet(basislaken) met blokkeermechanisme voor gecontroleerde verplaatsing in alle richtingen. Deze set is ideaal voor incontinentieongelukjes en transpiratie. Dit treklaken neemt 2 liter vocht per 2 m2 op. Het treklaken is voorzien van diverse handgrepen.

### Gebruik

- Het reduceert druk en schuifkrachten;
- Hoger in bed geplaatst te worden;
- Verplaatsing van bed naar bed;
- Verlagen van de fysieke belasting van de zorgverlener;
- Posioneren;
- Wisselgigging.

Lees altijd de handleiding voor gebruik.