




Forebyg tryksår med Etac Komfortpude

Køb denne populære pude og få 20% rabat!

Etac Komfortpude er anatomisk formet med indbygning af viscoelastisk/memory skum bagtil. Derved stabiliseres bækkenet og lårerne får en god placering. Således opnår brugeren en opret og afslappet siddestilling. Yderligere skabes konturen på undersiden af puden, hvilket holder toppen af betrækket udstrakt og mindsker risikoen for generende folder. Betrækket er strækbart/vaskbart. Tilbuddet gælder for alle størrelser. Desuden er der ved puden mange fordele, bl.a.:

- ✓ Meget god trykaflastning.
- ✓ Lav vægt (1,2 kg).
- ✓ Kan maskinvaskes ved op til 60 grader.
- ✓ Max. brugervægt 135 kg.
- ✓ Testet på det godkendte testinstitut Berlin Cert.



Læs mere på
www.etac.dk
eller ring til os:
79 68 58 33

Tilbuddet udløber 30/12 2020
og kan ikke kombineres med
andre tilbud/rabatter.