



Få en hjælpende hånd med en luftassisteret støttepude

Hjælper let patienten op at sidde

NYHED: SitAssist™ Pro er en støttepude, der vha. luft hjælper patienter op at sidde/ned at ligge fra undersøgelsesleje i bla. ambulatorier, billeddiagnostiske afdelinger mv. SitAssist eliminerer dermed risikoen, for at hjælpere kommer i en u hensigtsmæssig situation, hvor de manuelt skal hjælpe patienten fra og til et plant leje uden elektriske funktioner. Dette minimerer muligheden for potentielle arbejdsulykker.

SitAssist Pro

- ✓ Er lavet af radiolucent og artefaktfrit materiale, der er sikkert til billeddannelse, herunder røntgenapplikationer, MRI, CT, fluoroskopi, ultralyd og onkologiske undersøgelser.
- ✓ Forbliver under patienten og sikrer, at røntgen, scanninger m.v. udføres uden afbrydelser.
- ✓ Har en effektiv CPR-ventil, der hurtigt kan tømme den for luft i nødstilfælde.

Læs mere og se video om SitAssist Pro



Demonstration

Oplev SitAssist Pro i jeres hverdag

Maj og Ulrik fra forflytningsteamet tilbyder gerne en demonstration af SitAssist Pro støttepuden.

Konsulent i Vestdanmark:

Maj Andkjær, fysioterapeut, maj.andkjaer@etac.com, 40 44 37 22

Konsulent i Østdanmark:

Ulrik Larsen, fysioterapeut, ulrik.larsen@etac.com, 40 44 37 33

Kørestol helt ned til 28 cm

Til de mindre patienter, teenagere og børn

Etac Cross 6 kørestolen kan nu blive endnu smallere. Tidligere har en sædebredde på 35 cm været det smalleste, men nu er det muligt ved hjælp af tilbehør at opnå en sædebredde på blot 28 cm.

Det eneste det kræver er at tilføje et Junior-Kit med en rygpude og to sidepuder.

Ønsker du eleverbare benstøtter til, så fås det også.

[Læs mere om Kittet her](#)



Behov for ekstra ilt?

Ittflaskeholder til kørestole

Har din patient behov for at kunne komme omkring i en kørestol med ekstra ilttilførsel, så kan du med denne Ittflaskeholder som tilbehør bære Ittflasker på op til 5 kg.

Ittflaskeholderen fås med forskellige beslag, der passer til Etac Cross og Transit kørestole.

[Læs mere om Ittflaskeholderen her](#)



Sit-to-stand forflytningsplatform

Kampagne: Spar op til 25 %

Du kan i øjeblikket få op til 25 % i rabat, når du bestiller vores nye Transfer Pro forflytningsplatform til siddende forflytninger og styrket mobilitet. Transfer Pro reducerer risikoen for arbejdsrelaterede skader og understøtter tidlig genoptræning.

[Se hvordan du sparer 25 % her](#)

Tryk og sikker positionering

Kampagnepris på lækkert lejringspudekit

Vi har sammensat et rigtig lækkert kit med 6 forskellige LeanOnMe lejringspuder og en opbevaringstaske, som du i en begrænset periode kan bestille til en særlig favorabel pris. Du kan frit vælge mellem to varianter af betræk.

[Se tilbuddet på lejringspudekittet her](#)

[Web](#) | [Afmeld](#) | [Kontakt](#)

