



NYT hjælpemiddel til siddende forflytninger

Vi lancerer Molift Transfer Pro – en sit-to-stand forflytningsplatform, der understøtter det naturlige bevægemønster, er en del af patientens genoptræning og vedligeholder fysiske evner. Det gennemtænkte ergonomiske design gør den til det perfekte valg til siddende forflytninger på hospitaler.

Se hvordan du anvender Transfer Pro i denne video.

[Se video](#)



Trygge siddende forflytninger

Molift Transfer Pro – Flere grebsmuligheder med fleksibelt ergonomisk håndtag.



Oplev Transfer Pro i din hverdag

Få en fremvisning.

Vores konsulent Ulrik gennemgår i denne video nogle af Transfer Pros funktioner, og han eller hans kollega Maj kommer gerne forbi

En forflytning er mere end blot en bevægelse – den er en vigtig del af patientens genoptræning og er med til at holde patientens fysiske evner vedlige. Molift Transfer Pro bidrager til et sikkert og sundt plejemiljø for både patient og plejepersonale.

din arbejdsplads og viser nyheden frem og hører om dine behov.

> Kontakt [Maj](#) for fremvisning i Vestdanmark

> Kontakt [Ulrik](#) for fremvisning i Østdanmark

Læs mere om hvordan Transfer Pro understøtter det naturlige bevægemønster.

Mød Ulrik i denne video

Læs artikel



Giv plejeoplevelsen et løft

Nyhed: Etac Alto - baner vejen for mere værdig pleje og mindre risiko for arbejdsskader.

Alto er en kompakt, mobil bade- og toiletstol med elektrisk højdejustering og sædetilt, som kan bruges til brusebad, toiletbesøg og transport. Den er specielt designet til at gøre opgaver inden for personlig pleje nemmere for personalet og samtidig sikre komfort for patienten. Den har fremragende manøvredegytighed og 360° adgang.

Desuden er sortimentet af tilbehør kompatibelt med bade- og toiletstolene i Swift Mobil-serien.

Vi har sammensat en video med nogle af stolens vigtigste funktioner.

Se video med Alto



Hvad mon patienten tænker om forflytninger med luft?

Case: Elins fortælling.

Nogle patienter har rigtig mange smerter især ved vendinger. Det er en svær situation for både patient og plejepersonale - særligt når patienten er overvægtig, og der er risiko for arbejdsskader.

Nu kan du høre Elin fortælle, hvordan hyppige vendinger og stærke smerter fik hende til at sige ja tak til at prøve en HoverMatt madras med luft, da hun var indlagt.

Og Elin er ikke i tvivl – hør hendes råd i videoen og læs mere om hendes oplevelse her.

Hør Elins fortælling

Nyhed: Nu kan du få en fast ryg til Swift Mobil-serien

Bade- og toiletstolene kan rengøres i vaskemaskine eller vasketunnel.

Som et alternativ til den bløde ryg tilbyder vi nu en fast, aftørbar ryg som tilbehør. Den er udformet for nem rengøring mellem brugere, hvilket sikrer et hygiejnisk miljø. Den ergonomisk udformede ryg giver endvidere optimal komfort og har en fleksibel nedre del, der tilpasser sig den enkelte bruger.

Med fingerskruer på bagsiden er den let at montere uden værktøj. Ryggen kan justeres i højden ved blot at skubbe den op og ned langs rygrørene.

Se mere her



Ergonomisk og komfortabel bade- og toiletstol

Få en speciel kampagnepris på hele ordren.

R82 Heron er en særdeles funktionel bade- og toiletstol, der passer til unge og voksne op til 130 kg. Stolen kan vaskes i en vaskemaskine, der er beregnet til medicinsk udstyr.



Se hvor meget, du kan spare, hvis du køber senest den 30.6 2024

Se hvor meget du sparer

Lagersalg

Se de favorable priser.

I forbindelse med omstrukturering af vores lager holder vi lagersalg, som består af demoprodukter i meget fin stand.

Der kommer løbende nye produkter på siden.

Se lagersalget

Web | Afmeld | Kontakt

