
















►□ = livraison rapide

Janvier 2026

Pour davantage de détails et de dimensions relatifs au produit, voir le catalogue R82 sous le chapitre Accessoires.









Description	Référence	Prix hors TVA
  <input type="checkbox"/> Appui-tête n° 1, noir Code VSB 221133	9901292-84	210,58
<input type="checkbox"/> Appui-tête n° 2, noir Code VSB 221133	9903292-84	210,58
  <input type="checkbox"/> Appui-tête n° 3, noir Code VSB 221133	9905292-84	210,58
<input type="checkbox"/> Appui-tête n° 4, noir Code VSB 221133	9906292-84	210,58
 <input type="checkbox"/> Appui-tête anatomique n° 1, noir Code VSB 223336	9914092-83	210,58
Code VSB 22336		
 <input type="checkbox"/> Appui-tête/nuque anatomique, réglable n° 1, noir, petit	9923492-83	501,81
<input type="checkbox"/> Appui-tête/nuque anatomique, réglable n° 2, noir, petit	9945492-83	512,55
<input type="checkbox"/> Appui-tête/nuque anatomique, réglable n° 3, noir, petit	9967492-83	512,55
Code VSB 223358		
<input type="checkbox"/> Système de sangle frontale pour appuie-tête ergonomique	99500	211,83
Code VSB 223336		
 <input type="checkbox"/> Appui-tête réglable avec deux cales latérales, non dynamique	9973792-82	512,55
<input type="checkbox"/> Appui-tête réglable avec deux cales latérales, non dynamique	9977792-82	512,55
 <input type="checkbox"/> Appui-tête réglable avec quatre cales latérales, non dynamique	9975792-82	501,81
Les appuie-têtes ci-dessus sont fournis avec un système de fixation à 3 points et une housse. * xxxx90-xx, ce qui signifie à court tige de montage, 13 cm, sans réglage horizontal * xxxx91-xx, cette tige de montage des moyens de long, 25 cm, sans réglage horizontal (sans supplément) * xxxx92-xx, ce qui signifie à court tige de montage, 13 cm, avec réglage horizontal (sans supplément) * Xxxx93-xx, cette tige de montage des moyens de long, 25 cm, avec réglage horizontal (sans supplément)		
 <input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appuie-tête modèle 1, noire	9901-83	119,00
 <input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appuie-tête modèle 2, noire	9903-83	119,00
 <input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appuie-tête modèle 3, noire	9905-83	119,00
 <input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appuie-tête modèle 4, noire	9906-83	119,00
 <input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appuie-tête ergonomique, noire	9914-83	119,00
 <input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appuie-tête ergonomique modèle 1, noire	9923-83	132,00
<input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appuie-tête ergonomique modèle 2, noire	9945-83	132,00
<input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appuie-tête ergonomique modèle 3, noire	9967-83	132,00
 <input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appuie-tête ergo., réglable,	9971-82	132,00
<input type="checkbox"/> grandes cales latérales, noire		
<input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appuie-tête ergo., réglable, 2 cales latérales, noire	9977-82	132,00
<input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appuie-tête ergo., réglable, 4 cales latérales, noire	9975-82	132,00

Tous les prix sont hors TVA, sauf indication contraire changement de prix réservés

»☐ = livraison rapide

Janvier 2026

(Swan, Flamingo, Heron)

	Description	Référence	Prix hors TVA
	»☐ Appuie-tête modèle 1, gris pur, fixations inox, tige de fixation 23 cm*	9901148-00	216,00
	»☐ Appuie-tête modèle 2, gris pur, fixations inox, tige de fixation 23 cm*	9903148-00	216,00
	»☐ Appuie-tête modèle 3, gris pur, fixations inox, tige de fixation 23 cm*	9905148-00	216,00
	»☐ Appuie-tête modèle 4, gris pur, fixations inox, tige de fixation 23 cm*	9906148-00	216,00
	☐ Appuie-tête modèle 1, gris pur, 3 points fixations inox, tige de fixation 25 cm	9901146-00	216,00
	☐ Appuie-tête modèle 2, gris pur, 3 points fixations inox, tige de fixation 25 cm	9903146-00	216,00
	»☐ Appuie-tête modèle 3, gris pur, 3 points fixations inox, tige de fixation 25 cm	9905146-00	216,00
	»☐ Appuie-tête modèle 4, gris pur, 3 points fixations inox, tige de fixation 25 cm	9906146-00	216,00

*Les appuie-têtes sont fournis SANS housse.

Tous les prix sont hors TVA, sauf indication contraire changement de prix réservés