

## Star Sentinel

### Powered by Kalogon

<https://www.etac.com/nl-nl/nederlands/Hulpmiddelen/Zitten-en-positioneren/Rolstoelzittkussens/star-sentinel/>

| Numéro d'aticle | description                                   | prix publique tva incl |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| KA0501-ST-EU    | Star Sentinel Powered by Kalogon Air manageme | 401                    |
| KA0011          | clip de fixation                              | 15                     |
| KA0005          | tubulere                                      | 35                     |

Star Setinel peut être utilisé en combinaison avec des coussins gonflables à compartiment unique (Standard, stabil air)

Et coussins gonflables d'autres fabricants



