










▶☐ = livraison rapide

Janvier 2023

Pour davantage de détails et de dimensions relatifs au produit, voir le catalogue R82 sous le chapitre Accessoires.

Description	Référence	Prix hors TVA
 <input type="checkbox"/> Appui-tête n° 1, noir	9901292-83	351,00
 <input type="checkbox"/> Appui-tête n° 2, noir	9903292-83	351,00
 <input type="checkbox"/> Appui-tête n° 3, noir	9905292-83	351,00
 <input type="checkbox"/> Appui-tête n° 4, noir	9906292-83	351,00
 <input type="checkbox"/> Appui-tête anatomique n° 1, noir	9914092-83	449,85
 <input type="checkbox"/> Appui-tête/nuque anatomique, réglable n° 1, noir, petit	9923492-83	449,85
<input type="checkbox"/> Appui-tête/nuque anatomique, réglable n° 2, noir, petit	9945492-83	449,85
<input type="checkbox"/> Appui-tête/nuque anatomique, réglable n° 3, noir, petit	9967492-83	449,85
<input type="checkbox"/> Système de sangle frontale pour appui-tête ergonomique	99500	185,93
 <input type="checkbox"/> Appui-tête réglable avec deux cales latérales, dynamique	9973692-82	449,85
<input type="checkbox"/> Appui-tête réglable avec deux cales latérales, non dynamique	9973792-82	449,85
 <input type="checkbox"/> Appui-tête réglable avec deux cales latérales, dynamique	9977690-82	449,85
<input type="checkbox"/> Appui-tête réglable avec deux cales latérales, non dynamique	9977792-82	449,85
 <input type="checkbox"/> Appui-tête réglable avec quatre cales latérales, dynamique	9975692-82	449,85
<input type="checkbox"/> Appui-tête réglable avec quatre cales latérales, non dynamique	9975792-82	449,85








Les appui-têtes ci-dessus sont fournis avec un système de fixation à 3 points et une housse.

\* xxxx90-xx, ce qui signifie à court tige de montage, 13 cm, sans réglage horizontal

\* xxxx91-xx, cette tige de montage des moyens de long, 25 cm, sans réglage horizontal (sans supplément)

\* xxxx92-xx, ce qui signifie à court tige de montage, 13 cm, avec réglage horizontal (sans supplément)

\* Xxxx93-xx, cette tige de montage des moyens de long, 25 cm, avec réglage horizontal (sans supplément)









 <input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appui-tête modèle 1, noire	9901-83	97,00
 <input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appui-tête modèle 2, noire	9903-83	97,00
 <input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appui-tête modèle 3, noire	9905-83	97,00
 <input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appui-tête modèle 4, noire	9906-83	97,00
 <input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appui-tête ergonomique, noire	9914-83	97,00
<input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appui-tête ergonomique modèle 1, noire	9923-83	107,00
<input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appui-tête ergonomique modèle 2, noire	9945-83	107,00
<input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appui-tête ergonomique modèle 3, noire	9967-83	107,00
 <input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appui-tête ergo., réglable,	9971-82	107,00
<input type="checkbox"/> grandes cales latérales, noire		
 <input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appui-tête ergo., réglable, 2 cales latérales, noire	9977-82	107,00
<input type="checkbox"/> Housse supplémentaire appui-tête ergo., réglable, 4 cales latérales, noire	9975-82	107,00

Tous les prix sont hors TVA, sauf indication contraire changement de prix réservés

▶☐ = livraison rapide

Janvier 2023

**(Swan, Flamingo, Heron)**

	Description	Référence	Prix hors TVA
 1	▶☐ Appuie-tête modèle 1, gris pur, fixations inox, tige de fixation 23 cm*	9901148-00	291,00
 2	▶☐ Appuie-tête modèle 2, gris pur, fixations inox, tige de fixation 23 cm*	9903148-00	291,00
 3	▶☐ Appuie-tête modèle 3, gris pur, fixations inox, tige de fixation 23 cm*	9905148-00	291,00
 4	▶☐ Appuie-tête modèle 4, gris pur, fixations inox, tige de fixation 23 cm*	9906148-00	291,00
 1	☐ Appuie-tête modèle 1, gris pur, 3 points fixations inox, tige de fixation 25 cm	9901146-00	291,00
 2	☐ Appuie-tête modèle 2, gris pur, 3 points fixations inox, tige de fixation 25 cm	9903146-00	291,00
 3	▶☐ Appuie-tête modèle 3, gris pur, 3 points fixations inox, tige de fixation 25 cm	9905146-00	291,00
 4	▶☐ Appuie-tête modèle 4, gris pur, 3 points fixations inox, tige de fixation 25 cm	9906146-00	291,00

\*Les appuie-têtes sont fournis SANS housse.

Tous les prix sont hors TVA, sauf indication contraire changement de prix réservés