
Dati anagrafici e misure antropometriche utente

Cliente:	
Indirizzo:	
Città:	
Telefono:	
Lunghezza femore (4):	
Larghezza bacino (6):	
Altezza spalle (1):	
Larghezza torace (5):	





Versione Supina



Versione Prona

Caratteristiche

Disponibile in 2 misure,

Utilizzabile in versione supina o versione prona

Si adatta alle singole esigenze attraverso i numero accessori

Segue la crescita

Movimentazione del basculamento elettrica o tramite pistone a gas

Configurazione base

Telaio con 4 ruote piroettanti con freno da 100mm

Montante centrale a colonna

Basculamento 90° con blocco di sicurezza

Abduzione di 30°,graduale ed indipendente per ogni emilato





Dimensioni

Telaio Addax

	Misura 1	Misura 2
Larghezza totale	54 - 103 cm	62 - 114 cm
Lunghezza totale	106 - 149 cm	120 - 162 cm
Altezza totale orizzontale	110 - 148 cm	123 - 161 cm
Altezza totale verticale	76 cm	84 cm
Altezza pedana - tavolino (supino)	17 - 72 cm	17 - 98 cm
Altezza pedana - tavolino (prono)	29 - 80 cm	29 - 107 cm
Altezza pedana - ascella	37 - 80 cm	37 - 106 cm
Altezza utente	70 - 105 cm	93 - 128 cm
Portata massima	30 kg	45kg
Basculamento	0 - 90 °	0 - 90 °
Angolo di abduzione per singolo arto	0 - 30 °	0 - 30 °
Peso totale	21 kg	23 kg

Etac srl
Via 25 Aprile 1945,17
40016 San Giorgio di Piano BO Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

Crea il tuo Addax




Adattalo alle tue esigenze

Scegli la configurazione del tuo Addax a seconda delle tue esigenze.
er renderti il tutto il più semplice possibile, ti guideremo attraverso le opzioni passo dopo passo.

1 Scegli il telaio



		Misura	Codice	Prezzo
☐ Telaio mis 1		1	912001000	1.560
☐ Telaio mis 2		2	912002000	1.625



☐ Supporti ginocchia 3D, grigio	Circonf. 180 - 250 mm	Mis Unica	912170-60	533,00

2 Scegli l'unità di postura per arto inferiore



☐ Unità posturale arto inferiore 3D, nero *	2	912182	462
☐ Unità posturale arto inferiore 3D, nero *	3	912183	475

*ricordati di ordinare cinturini fermapiede



☐ Unità posturale arto inferiore, nero	Small	912181	450



☐ Sandali fermapiedi regolabili, nero *	Small	869490	112
☐ Sandali fermapiedi regolabili, nero *	Medium	869491	111

*ricordati di ordinare cinturini fermapiede

☐ Cinturini fermapiede con velcro, nero	Medium	869497	30
☐ Cinturini fermapiede con velcro, nero	Large	869498	30

3 Scegli l'unità di postuta bacino



☐ Supporto bacino, grigio	Large	912140-60	126



☐ Supporti laterali con sistema di derotazione, grigio *	Small	912111-60	225
☐ Supporti laterali con sistema di derotazione, grigio *	Medium	912112-60	230

* Necessario per allineare e contenere il bacino,
da abbinare al supporto bacino.



☐ Supporto Extra per supp. bacino, grigio *	Large	912141-60	106

* Necessario per ampliare la superficie d'appoggio,
da abbinare al supporto bacino, puoi montarlo sia sopra che sotto !

4 Scegli l'unità di postuta tronco



☐ Supporto toracale, grigio	Large	912142-60	175
☐ Supporti laterali , grigio * * Necessario per allineare e contenere il tronco, da abbinare al supporto toracale.	Small	912101-60	130
☐ Supporti laterali swing away, grigio *	Small	912121-60	215
☐ Supporti laterali swing away, grigio * * Necessario per allineare e contenere il tronco, da abbinare al supporto toracale.	Medium	912122-60	220
☐ Supporto Extra per supp.toracale, grigio * * Necessario per ampliare la superficie d'appoggio, da abbinare al supporto toracale, puoi montarlo sopra !	Large	912143-60	120
☐ Supporti sacrale , grigio * * Solo per uso prono !!!	Small	912160-60	300

5 Scegli tavolino e accessori

☐ Tavolino per uso supino	Small	912151	510
☐ Tavolino per uso prono	Small	912150	370
☐ Supporto toracico per tavolino,SOLO per uso prono * Necessario per allineare e contenere il tronco, da abbinare al tavolino per uso prono !	Small	912155-60	125
☐ Vaschetta per tavolino	Mis Unica	912154	20
☐ Appoggia braccia per tavolino	Mis Unica	912153	90
☐ Barra gioco per tavolino	Mis Unica	8910740	165
☐ Barra di presa per tavolino	Mis Unica	8910750	290
☐ Contenimento per arto superiore , grigio * Necessario per ampliare la superficie d'appoggio, da abbinare a supporto Extra per supp. toracale	Small	912131-60	160
☐ Contenimento per arto superiore , grigio * Necessario per ampliare la superficie d'appoggio, da abbinare a supporto Extra per supp. toracale	Medium	912132-60	200
☐ Maniglione di spinta, nero * Necessario per rendere più facile la variazione d'inclinazione , da abbinare all'unità postura capo, per uso supino !	Mis Unica	912165	100

6 Scegli l'unita di postura per il capo



☐ Poggiatesta anatomico, asta lunga con 3 nodi	Small	9923043-80	285
☐ Poggiatesta anatomico, asta lunga con 3 nodi	Medium	9945043-80	285
☐ Poggiatesta anatomico, asta lunga con 3 nodi	Large	9967043-80	294



☐ Poggiatesta Curved, asta lunga *	Small	9921023-80	208
☐ Poggiatesta Curved, asta lunga*	Large	9922023-80	208

Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine

7 Scegli la pettorina



☐ Pettorina a farfalla	Small	85705-S	152
☐ Pettorina a farfalla	Medium	85705-M	152
☐ Pettorina a farfalla	Large	85705-L	152

Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine