
Modulo d'ordine

Aggiornato al **1 agosto 2025**

Ordinante **Azienda** **Indirizzo** **Codice Postale** **Città** **Tel.:**		**Consegnare a:** **Indirizzo** **Codice Postale** **Città**	
Contatto		**N° d'ordine**	
		Riferimento	

Dimensioni



A (Altezza totale) _____
B (Altezza spalle) _____
C (Altezza torace) _____
D (Profondità seduta) _____
D1(Altezza all'inguine) _____
D2 (Altezza sotto ginocchio) _____
E (Larghezza torace) _____
F (Larghezza spalle) _____
G (Larghezza bacino) _____
Età _____
Peso _____

Caribou	**mis 1**	**mis 2**	**mis 3**	**mis 4**
	cm	**cm**	**cm**	**cm**
Larghezza (G)	51	57	65	75
Lunghezza (H)	75	92	111	111
Distanza telaio da terra (I2)	13	13	13	13
Larghezza del piano base, superiore-inferiore (J-J1)	25-32	30-38	35-46	40-55
Altezza piano base (K)	43	50	65	85
Inclinazione	0-87º	0-87º	0-87º	0-87º
Inclinazione pedana	-10° +10º	-10° +10º	-10° +10º	-10 +10º
Peso	20.5 kg	24 kg	30.5 kg	35 kg
Peso, versione elettrica	22.5 kg	25.5 kg	32.5 kg	37 kg
Portata massima	40 kg	60 kg	80 kg	100 kg

Guida alle misure Prono e Supino



^ Piano base
^^ Piano base, 2 imbottiture extra






* Piano base, imbottitura extra e poggiatesta planare
** Piano base e poggiatesta planare
*** Piano base, piano superiore, 2 imbottiture extra e poggiatesta planare





Caribou	**mis 1**	**mis 2**	**mis 3**	**mis 4**
	cm	**cm**	**cm**	**cm**
Altezza minima utente da supino	71*	80*	88**	108**
Altezza max utente da supino***	115	129	156	184
Altezza minima utente da prono ^	74	81	106	126
Altezza max utente da prono ^^	125	137	169	185

Descrizione prodotto

Caribou è uno stabilizzatore per la postura prona e/o supina, che può essere utilizzato, con inclinazioni graduali, dalla posizione orizzontale alla verticale. La base ha quattro ruote piroettanti con freno e blocco direzionale ed è munita di pedale, con blocco di sicurezza, per regolare l'inclinazione. La struttura di base si completa con numerosi accessori che, inserendosi sul montante centrale, facilitano le regolazioni con il bambino posizionato sull'ausilio. Disponibile in quattro misure e una vasta gamma di accessori: poggiatesta, pelotte toracali, fascia toracale, supporto per le spalle, cunei laterali, contenimenti braccio, divaricatore, supporto ginocchia e fermapiedi, tavolino con vaschetta e piano d'appoggio.

Caribou	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo pubblico	
	Caribou con pedane separate, giallo	mis 1	860101	1.690	
	Caribou con pedane separate, rosso	mis 2	860102	1.720	
	Caribou con pedane separate e tubo telescopico, blu	mis 3	860113	2.050	
	Caribou con pedane separate e tubo telescopico, antracite	mis 4	860114	2.190	
	Caribou elettrico con pedane separate e tubo telescopico, antracite	mis 4	860104-EL	2.951	
	Piastra superiore, W1:15 W2:18 H:20 cm	mis 1	861101-1	340	
	Piastra superiore, W1:19 W2:23 H:25 cm	mis 2	861101-2	350	
	Piastra superiore, W1:22 W2:27 H:32 cm	mis 3	861101-3	385	
	Piastra superiore, W1:25 W2:31 H:40 cm	mis 4	861101-4	410	

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo pubblico	
	Poggiatesta anatomico	small	9923043-80	285	
	Poggiatesta anatomico	medium	9945043-80	285	
	Poggiatesta anatomico	large	9967043-80	294	
	Per altre esigenze consultare l'apposito modulo				
	Fascia toracale, L:42-63 cm	mis 1-2	862101-2	85	
	Fascia toracale, L:48-77 cm	mis 3	862101-3	87	
	Fascia toracale, L:58-96 cm	mis 4	862101-4	87	
	Fascia a incrocio, L:38-49 cm	mis 1	862102-1	150	
	Fascia a incrocio, L:43-55 cm	mis 2	862102-2	150	
	Fascia a incrocio, L:53-70 cm	mis 3	862102-3	160	
	Fascia a incrocio, L:63-86 cm	mis 4	862102-4	160	
	Pelotte, fisse, tipo 7, imbottitura: 11 x 12 cm	mis 1-2	861102-10	117	
	Pelotte, fisse, tipo 5, imbottitura: 16 x 15 cm	mis 3-4	861102-20	117	
	Supporti per le spalle, W:7.5 H:19 D:5 cm	mis 1	861126-1	176	
	Supporti per le spalle, W:8.5 H:24 D:5 cm	mis 2	861126-2	186	
	Supporti per le spalle, W:10 H:31.5 D:5 cm	mis 3	861126-3	201	
	Supporti per le spalle, W:11 H:39 D:5 cm	mis 4	861126-4	215	
	N.B. Per montare le pelotte fisse acquistare il cod. 861102-PL!				
	Kit montaggio pelotte fisse	mis unica	861102-PL	82	
	Imbottitura extra, L:25 H:8 cm	mis unica	861106-1	177	
	Imbottitura extra, L:30 H:10 cm	mis unica	861106-2	177	
	Imbottitura extra, L:35 H:10 cm	mis unica	861106-3	177	
	Imbottitura extra, L:40 H:10 cm	mis unica	861106-4	177	
	Supporti laterali, set, mis 1 Asta, L:14.5 cm, imbottitura, W:14.5 H:9.5 cm	mis unica	861102-1	300	
	Supporti laterali, set, mis 2 Asta, L:17 cm,imbottitura, W:18 H:13 cm	mis unica	861102-2	300	

Supporti laterali, set, mis 3 Asta, L:20 cm, imbottitura: W:18 H:13 cm	mis unica	861102-3	310	☐
N.B. Per montare i supporti laterali su imbottiture extra acquistare il codice 861106-KIT				
 Kit montaggio supporti laterali su imbottitura extra	for all sizes	861106-KIT	56	☐
 Fascia supporti laterali mis 1, L:26-32 cm	mis 1	862103-1	29	☐
Fascia supporti laterali mis 2, L:31-41 cm	mis 2	862103-2	29	☐
Fascia supporti laterali mis 3, L:34-50 cm	mis 3	862103-3	29	☐
Fascia supporti laterali mis 3, L:45-60 cm	mis 4	862103-4	29	☐
 Divaricatore, mis 1, L1:5 L2:7 H:15 D:9	mis unica	861103-1	110	☐
Divaricatore, mis 2, L1:15 L2:7 H:15 D:17	mis unica	861103-2	120	☐
 Fascia per divaricatore, mis 1, lunghezza: 25-30 cm	mis unica	862104-1	141	☐
Fascia per divaricatore, mis 2, lunghezza 27-47 cm	mis unica	862104-2	141	☐
 Supporto ginocchia	mis 1-2	861144-2	390	☐
Supporto ginocchia	mis 3-4	861144-3	400	☐
 Supporto ginocchia regolabile	mis 1-2	861144-20	600	☐
Supporto ginocchia regolabile	mis 3-4	861144-30	620	☐
 Sandali fermapiedi, lungh. 17,5 cm, set	mis 0	86149	124,00	☐
Sandali fermapiedi, lungh. 21,5 cm, set	mis 1-2	86147	124,00	☐
Sandali fermapiedi, lungh. 24 cm, set	mis 3-4	86148	124,00	☐
 Ferma talloni per pedana separata, set	mis 1-2	861251	37,00	☐
Ferma talloni per pedana separata, set	mis 3-4	861252	37,00	☐
 Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio	mis 1-2	862130-2	570,00	☐
Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio *Entrambi per uso prono e supino*	mis 3-4	862130-3	580,00	☐
Kit per montaggio basso del tavolino	mis unica	862131-KIT	228,00	☐
Kit per montaggio alto del tavolino	mis unica	862131-KITUP	298,00	☐
 Imbottitura tavolino uso prono, profilo quadrato	mis unica	862135-0	204,00	☐
Imbottitura tavolino uso supino, profilo tondo piccolo	mis unica	862135-1	204,00	☐
Imbottitura tavolino uso supino, profilo tondo grande	mis unica	862135-2	204,00	☐
 Appoggia braccia per tavolino	mis unica	861131	130,00	☐
Barra gioco per tavolino	mis unica	861135	140,00	☐

Etac srl
Via 25 Aprile 1945, 17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Escluso errori ed omissioni

Con la compilazione del presente modulo dichiaro di aver preso visione e di accettare l'informativa privacy
circa trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR consultabile all'indirizzo *https://www.etac.com/globalassets/0-italy/etac_-informativa-clienti_art.13regue.pdf*

Etac srl
Via 25 Aprile 1945, 17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Escluso errori ed omissioni