
Dati anagrafici e misure antropometriche utente

Cliente:	
Indirizzo:	
Città:	
Telefono:	
Lunghezza femore (4):	
Larghezza bacino (6):	
Altezza spalle (1):	
Larghezza torace (5):	









Caratteristiche

Disponibile in 2 misure

Riduttore seduta Infant, solo per misura 1

Segue la crescita (larghezza, profondità e altezza dello schienale)

Orientabile fronte mamma o fronte marcia

Omologato per il trasporto in auto secondo la norma ISO 7176-19

Configurazione base


Telaio pieghevole con freno centrale unico

Estrazione rapido e blocco direzionale delle ruote

Attacchi per il montaggio di cinture e bretellaggi

Basculamento -5° +40°

Reclinazione schenale da 80° a 160°





Seduta Chilla

Larghezza piano seduta	33 cm	38 cm
Largezza seduta con supporti bacino	18, 22, 26 cm	23, 27, 31 cm
Profondità seduta	18-34 cm	24-42 cm
Altezza schienale alle spalle	36,5-52,5 cm	42-61 cm
Altezza totale schienale	50,5-66,5 cm	62-81 cm
Distanza poplite-tallone	14,5-34 cm	20-43 cm
Altezza seduta da terra	45 cm	45 cm
Larghezza schienale	31,5 cm	36,5 cm
Larghezza schienale tra pelotte laterali	15-22,5 cm	17-26 cm
Reclinazione	80°-160°	80°-160°
Basculamento	-5° +40°	-5° +40°

Etac srl
Via 25 Aprile 1945,17
40016 San Giorgio di Piano BO Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

Base Chilla		
Larghezza	60 cm	66 cm
Lunghezza	78 cm	78 cm
Altezza totale con maniglione	93 - 120 cm	93 - 120 cm
Pedana standard (larghezza x profondità)	31 x 20 cm	31 x 20 cm
Lunghezza telaio da chiuso	103 cm	103 cm
Altezza telaio da chiuso	38 cm	38 cm
Peso telaio	9 kg	10 kg
Peso seduta	5 kg	6 kg
Portata massima	43 kg	60 kg
Portata massima omologata per il trasporto	35 kg	50 kg
Altezza utente	75-125 cm	90-150 cm

Note **Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**

Crea il tuo Chilla






Adattalo alle tue esigenze

Scegli la configurazione del tuo Chilla a seconda delle tue esigenze.
Per renderti il tutto il più semplice possibile, ti guideremo attraverso le opzioni passo dopo passo.

1 Scegli la base



	Misura	Codice	Prezzo
☐ Base mis 1 (per seduta misura 1)	1	881111100	1.599
☐ Base mis 2 (per seduta misura 2)	2	881121100	1.649
☐ Base mis 1 con sospensioni e freno su maniglione	1	881111120	1.969
☐ Base mis 2 con sospensioni e freno su maniglione	2	881121120	1.999



☐ Base high low mis 1 da interni (per seduta misura 1)	1	89010111	1.384
		890015-15	399
☐ Base high low da interni mis 2 (per seduta misura 2)	2	89020211	1.547
		890015-15	399

2 Scegli la seduta



☐ Seduta mis 1*	1	881012	805
☐ Seduta mis 2*	2	881022	910

**cuscini non inclusi*



☐ Asta di montaggio corta per pedana, L: 19 cm	1-2	881050-1	63
☐ Asta di montaggio lunga per pedana, L: 28 cm	1-2	881050-2	63



☐ Pedana (attacco corto)	Mis Unica	881055	103
con asta corta: 14,5-24 cm con asta lunga : 14,5-34 cm			
☐ Pedana (attacco lungo)	Mis Unica	881056	113
con asta lunga: 20-43 cm			



☐ Pedana, modello Wombat 31x19 cm	1	95145-1	213
☐ Pedana, modello Wombat 36x23 cm	2	95145-2	213
☐ Pedana, modello Wombat 41x24 cm	3	95145-3	213

Note **Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**



☐ Set imbottiture mis 1 (schianale, seduta, imbottiture laterali nere)	Misura 1	881311-xx	408
☐ Blu XX=40 ☐ Rosso XX=50 ☐ Grigio XX=60 ☐ Rosa XX=10			



☐ Set imbottiture mis 2 (schianale, seduta, imbottiture laterali nere)	Misura 2	881321-XX	552
☐ Blu XX=40 ☐ Rosso XX=50 ☐ Grigio XX=60			



☐ Cuneo per seduta 36x16x2,5 cm	Mis Unica	8720405	40

3 Scegli la riduzione Infant*



☐ Rosa	Mis Unica	881001-10	275
☐ Azzurro	Mis Unica	881001-20	275

*solo per misura 1

4 Scegli il poggiatesta



☐ Cuscino poggiatesta L:29 cm, H:13 cm	1	874082-1	56
☐ Cuscino poggiatesta L:31 cm, H:14 cm	2	874082-2	63



☐ Poggiatesta anatomico	Small	874085-1	129
☐ Poggiatesta anatomico	Medium	874085-2	137



☐ Poggiatesta Curved	1	874086	116



☐ Poggiatesta Sculpted L:24 cm, H:12 cm	1	874084-1	95
☐ Poggiatesta Sculpted L:28 cm, H:15 cm	2	874084-2	105



☐ Elementi di contenimento laterale capo	Mis unica	874083	329



☐ Attacco per poggiatesta	Mis unica	881098	41



☐ Poggiatesta anatomico, asta lunga con 3 nodi *	Small	9923043-80	285
☐ Poggiatesta anatomico, asta lunga con 3 nodi *	Medium	9945043-80	285
☐ Poggiatesta anatomico, asta lunga con 3 nodi *	Large	9967043-80	294

*con asta, serve attacco poggiatesta 881098




☐ Poggiatesta Curved, asta lunga con 3 snodi*	Small	9921021-80	208
☐ Poggiatesta Curved, asta lunga con 3 snodi*	Large	9922021-80	208

*con asta, serve attacco poggiatesta 881098

Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine

5 Scegli le pelotte toracali



☐ Pelotte laterali 10 x 10 cm	Small	881030-1	90
☐ Pelotte laterali 13,5 x 13,5 cm	Medium	881030-2	105
☐ Pelotte laterali 15 x 15 cm	Large	881030-3	115

Note **Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**

6 Scegli la pettorina e la cintura



☐ Pettorina a farfalla	XS	85705-XS	152
☐ Pettorina a farfalla	S	85705-S	152
☐ Pettorina a farfalla	M	85705-M	152
☐ Pettorina a farfalla	L	85705-L	152



☐ Cintura pelvica a 4 punti	XS	85725-XS	83
☐ Cintura pelvica a 4 punti	S	85725-S	83
☐ Cintura pelvica a 4 punti	M	85725-M	83
☐ Cintura pelvica a 4 punti	L	85725-L	83



☐ Cintura pelvica divaricatrice in neoprene	XS	85735-XS	152
☐ Cintura pelvica divaricatrice in neoprene	S	85735-S	152
☐ Cintura pelvica divaricatrice in neoprene	M	85735-M	152

Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine

7 Scegli i supporti bacino



☐ Supporti bacino fissi	1	881023-1	206
☐ Supporti bacino fissi	2	881023-2	233



☐ Supporti bacino regolabili	1	881033-1	440
☐ Supporti bacino regolabili	2	881033-2	470

8 Abduttori e adduttori



☐ Divaricatore Larg: 6 cm, Lung: 11,6 cm, H 19 cm	1	881044-1	189
☐ Divaricatore Larg: 6 cm, Lung: 16 cm, H: 19 cm	2	881044-2	195




☐ Adduttori, small (Larg: 4 cm, Lung: 15 cm H: 9 cm)	1	881043-1	142
☐ Adduttori, medium (Larg: 4 cm, Lung: 19 cm H: 11 cm)	2	881043-2	157

9 Accessori



☐ Tavolino in plastica, grigio 44 x 34 cm	Mis Unica	881071	249
Necessita di attacco per tavolino 881060, se non sono montati adduttori			



☐ Barra di appoggio anteriore	1	881070-1	143
☐ Barra di appoggio anteriore	2	881070-2	149
Necessita di attacco per barra 881060, se non sono montati adduttori			

	Attacco per barra e tavolino *Non possibile in combinazione con adduttori*	Mis Unica	881060	21
	Cappottina parasole nera	1	881080-30	277
	Cappottina parasole nera	2	881080-40	292

Note **Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**

	Copertura antipioggia	1	881093-1	66
	Copertura antipioggia *Necessaria cappottina parasole per montaggio*	2	881093-2	70
	Zaino	1	88043184-1	62
	Zaino	2	88043184-2	65
	Cestino portaoggetti	Mis Unica	881092	118
	Supporto per respiratore	Mis Unica	881095	179
	Asta portaflebo	Mis Unica	881097	290
	Supporto bombola ossigeno	Mis Unica	881096	113
	Dispositivo fissaggio per il trasporto auto per base Chilla	Mis Unica	881090	158
	Dispositivo fissaggio per il trasporto auto per base high-low	Mis Unica	881089	158
	Sacca termica	1	8740131	217
	Sacca termica	2	8740132	254
	Adattatore per X:panda e X:Panda Shape **SOLO per base mis 2** *Attenzione puoi montare X:Panda Shape mis 1, X:Panda Shape Infant, X:Panda mis 1 e X:Panda mis 2 S-M		881091	652
	Dispositivo di fissaggio per il trasporto in auto per adattatore X:Panda		881089	158
	Poggiagambe a contenimento laterale	1	95145-1BOX	145
	Poggiagambe a contenimento laterale	2	95145-2BOX	128
	Poggiagambe a contenimento laterale	3	95145-3BOX	150
	Imbottitura pedana Wombat	1	95145-1PAD	105
	Imbottitura pedana Wombat	2	95145-2PAD	105
	Imbottitura pedana Wombat	3	95145-3PAD	139
	Imbottitura per asta pedana	Mis unica	95145-150	35
	Cinghia per fissaggio arti inferiori* **in abbinamento al poggiagambe a contenimento laterale*	Mis unica	95145-20	51

Con la compilazione del presente modulo dichiaro di aver preso visione e di accettare l'informativa privacy circa trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR consultabile all'indirizzo *https://www.etac.com/globalassets/0-italy/etac_-informativa-clienti_art.13regue.pdf*