
R82 Crocodile & Crocodile AT

Dati anagrafici e misure antropometriche utente

Cliente:	
Indirizzo:	
Città:	
Telefono:	
Lunghezza femore (4):	
Larghezza bacino (6):	
Altezza spalle (1):	
Larghezza torace (5):	



Dimensioni

Crocodile

	Misura 0	Misura 1	Misura 2	Misura 3
Distanza tra le impugnature	17-47 cm	27-55 cm	32-60 cm	35-69 cm
Altezza impugnature da terra	30-62 cm	42-71,5 cm	55-84 cm	69- 104,5 cm
Larghezza	58 cm	62 cm	69 cm	69 cm
Lunghezza	64 cm	72 cm	84 cm	87 cm
Lunghezza da chiuso	65 cm	72 cm	86 cm	100 cm
Altezza da chiuso	30 cm	31 cm	27 cm	29 cm
Altezza massima utente	**105 cm**	**115 cm**	**150 cm**	**180 cm**
Ingombro in rotazione	144 cm	160 cm	190 cm	200 cm
Peso	6 kg	7 kg	7 kg	12 kg
Portata massima	30 kg	30 kg	45 kg	80 kg

Crocodile AT

	Misura 1	Misura 2	Misura 3
Distanza tra le impugnature			
Altezza impugnature da terra	19 - 35 cm	24 - 42 cm	33 - 48 cm
Larghezza	46 - 75 cm	60 - 89 cm	78 - 106,5 cm
Lunghezza	66 cm	70 cm	72 cm
Lunghezza da chiuso	78 cm	90 cm	93 cm
Altezza da chiuso	75 cm	89 cm	103 cm
Altezza massima utente	119 cm	154 cm	184 cm
Ingombro in rotazione	160 cm	190 cm	200 cm
Peso	8 kg	8,4 kg	12,8 kg
Portata massima	30 kg	45 kg	80 kg

Caratteristiche

Disponibile in 7 misure
Telaio in alluminio pieghevole,regolabile in altezza con 4 ruote
Impugnature multiregolabili
Ruote posteriori frizionabili con dispositivo antiarretramente
Ruote anteriori con blocco direzionale
Sospensioni e gancio rapido delle ruote posteriori , *solo per Crocodile AT*
Freni a decellerazione , *solo per Crocodile AT*

Crea il tuo Crocodile





Adattalo alle tue esigenze

Scegli la configurazione del tuo Crocodile a seconda delle tue esigenze.
Per renderti il tutto il più semplice possibile, ti guideremo attraverso le opzion
passo dopo passo.

Note **Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**

1 Scegli la misura del telaio



Crocodile ,bianco	Misura 0	86800	620 €
Antiribaltamento swing away	Misura 0	86815	160 €
Antiribaltamento fisso	Misura 0	86815-F	135 €



Crocodile ,giallo	Misura 1	86801	790 €
Antiribaltamento swing away	Misura 1	86815	160 €
Antiribaltamento fisso	Misura 1	86815-F	135 €



Crocodile ,arancione	Misura 2	86802	790 €
Antiribaltamento swing away	Misura 2	86815	160 €
Antiribaltamento fisso	Misura 2	86815-F	135 €



Crocodile ,antracite	Misura 3	86803	943 €
Antiribaltamento swing away	Misura 3	86815-3S	275 €
Antiribaltamento fisso	Misura 3	86815-3F	175 €



Crocodile AT,rosso	Misura 1 AT	86801AT	780 €
Antiribaltamento swing away	Misura 1 AT	868151	200 €



Crocodile AT,verde	Misura 2 AT	86802AT	850 €
Antiribaltamento swing away	Misura 2 AT	868151	200 €



Crocodile AT,antracite	Misura 3 AT	86803AT	1.200 €
Antiribaltamento swing away	Misura 3 AT	868153	200 €

2 Scegli i freni più adatti alle tue necessità - €



Kit freno di stazionamento a leva	Misura 1-2	86834	145 €
Kit freno di stazionamento a leva	Misura 3	86873	145 €



Kit freno a decellerazione	Misura 1-2	86834-DEC	166 €
Kit freno a decellerazione	Misura 3	86873-DEC	159 €



Kit freno a decellerazione per **versione AT**	Misura 1 AT	868341	174 €
Kit freno a decellerazione per **versione AT**	Misura 2 AT	868342	173 €
Kit freno a decellerazione per **versione AT**	Misura 3 AT	868343	175 €

3 Scegli l'appoggio per l'arto superiore - €



Appoggio antibrachiale con impugnatura , set *	Misura 0-1	86858-1	390 €
Appoggio antibrachiale con impugnatura , set *	Misura 2	86859-1	390 €
Appoggio antibrachiale con impugnatura , set *	Misura 3	86860-1	390 €



Sistema di fissaggio per avambraccio, imbottito ,1 pz	Misura unica	869370	39 €



Kit Blocco anteriore per impugnatura	Misura unica	86861	30 €

Note **Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**

4 Scegli il supporto bacino



☐ Supporto posteriore Gator per mis 0-1-2*	Small	86808	315 €
☐ Supporto posteriore Gator per mis 1-2-3*	large	86809	315 €
* per Crcocodile mis.3 ordinare Barra per montaggio supporto posteriore			



☐ Fascia per supporto posteriore Gator	Misura unica	SN4016	70 €



☐ Supporto posteriore	Misura unica	86816	125 €
* per Crocodile mis.3 ordinare Barra per montaggio supporto posteriore			



☐ Supporti bacino , set *	Misura unica	86819	258 €
Attenzione non montabili sui appoggi antibrachiali			



☐ Supporto posteriore regolabile imbottito solo per misura 3 *	Misura unica	86886	280 €
* per Crcocodile mis.3 ordinare Barra per montaggio supporto posteriore			



☐ Cintura addominale per supporto posteriore regolabile	Misura unica	85490-2	45 €



☐ Barra per montaggio supporto posteriore solo per misura 3*	Misura unica	86880	60 €



☐ Suporto bacino avvolgente,circonferenza 47-64 cm	Misura 0	868610-0S	424 €
☐ Suporto bacino avvolgente,circonferenza 47-64 cm	Misura 1	868610-1S	425 €
☐ Suporto bacino avvolgente,circonferenza 67-78 cm	Misura 2	868610-2M	572 €

5 Scegli la barra di appoggio anteriore o il maniglione



☐ Maniglione per accompagnatore	Misura unica	86866-1	206 €



☐ Barra di appoggi anteriore	Misura 0	86879-0	83 €
☐ Barra di appoggi anteriore	Misura 1	86879-1	89 €
☐ Barra di appoggi anteriore	Misura 2	86879-2	95 €



☐ Maniglione regolabile in inclinazione	Misura 0	86878-0	165 €
☐ Maniglione regolabile in inclinazione	Misura 1	86878-1	165 €
☐ Maniglione regolabile in inclinazione	Misura 2	86878-2	175 €

6 Scegli il sedile ad imbrago o il sedile rigido



☐ Sedile ribaltabile bianco	Misura 0	86820-01	165 €
☐ Sedile ribaltabile nero	Misura 1	86820	165 €
☐ Sedile ribaltabile nero	Misura 2	86822	165 €
☐ Sedile ribaltabile antracite	Misura 3	86863	165 €

[1] *Not compatible with 86801-0, Crocodile Starter Kit*



☐ Sedile ad imbrago	Misura 1	86824	140 €
☐ Sedile ad imbrago	Misura 2	86825	145 €



☐ Sedile ad imbrago per supporto bacino Gator	Misura 1	86824-1	75 €
☐ Sedile ad imbrago per supporto bacino Gator	Misura 2	86825-1	79 €

Etac srl
Via 25 Aprile 1945,17
40016 San Giorgio di Piano BO Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

Note **Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino**

7 Accessori



☐ Borsa portaoggetti per misura 0-1-2	Misura unica	86839	50 €

☐ Borsa portaoggetti per misura 3	Misura unica	86843	120 €

Etac srl
Via 25 Aprile 1945,17
40016 San Giorgio di Piano BO Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

Etac srl
Via 25 Aprile 1945,17
40016 San Giorgio di Piano BO Italy
italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com
Esclusi errori ed omissioni

Etac srl
Via 25 Aprile 1945,17
40016 San Giorgio di Piano BO Italy
italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com
Esclusi errori ed omissioni

Etac srl
Via 25 Aprile 1945,17
40016 San Giorgio di Piano BO Italy
italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com
Esclusi errori ed omissioni