


Modulo d'ordine

		Aggiornato al	**16 giugno 2026**
Ordinante **Azienda** **Indirizzo** **Codice Postale** **Città** **Tel.:**		**Consegnare a:** **Indirizzo** **Codice Postale** **Città**	
Contatto		**N° d'ordine**	
		Riferimento	

Dimensioni







A (Altezza totale)
B (Altezza spalle)
C (Altezza all'ascella)
D (Altezza all'inguine)
E (Larghezza torace)
F (Larghezza spalle)
Età
Peso

Mustang	**mis 1**	**mis 2**	**mis 3**	**mis 4**
	cm	**cm**	**cm**	**cm**
Larghezza (G)	52	58	65	70
Larghezza interna telaio (G1)	38	45	50	56
Lunghezza con ruote da 4" (H)	75	83	-	-
Lunghezza con ruote da 8" (H)	82	90	100	110
Altezza totale con ruote da 4" (I)	40-65	60-85	-	-
Altezza totale con ruote da 8" (I)	51-65	60-85	70-105	103-125
Altezza sella Mustang da terra con ruote da 4"	17-35	24-41	-	-
Altezza sella Mustang da terra con ruote da 8"	26-44	33-50	45-68	62-84
Altezza sella ergonomica da terra con ruote da 4"	17-43	24-49	-	-
Altezza sella ergonomica da terra con ruote da 8"	26-52	33-58	45-76	62-92
Distanza tra le impugnature	16-32	16-32	14-40	14-40
Range di inclinazione montante centrale (a1)	30°	30°	25°	25°
Ingombro di rotazione minimo	92	110	120	130
Altezza utente, terra-ascella	40-65	60-85	70-105	87-130
Peso senza accessori con ruote da 4"	10 kg	11 kg	-	-
Peso senza accessori con ruote da 8"	13 kg	14 kg	18 kg	19 kg
Portata massima	30 kg	40 kg	60 kg	80 kg
Altezza min utente (ruote da 4")	68	84	-	-
Altezza min utente (ruote da 8")	72	88	103	125
Altezza max utente (ruote da 4")	93	113	-	-
Altezza max utente (ruote da 8")	93	113	138	168

Mustang è misurato in configurazione standard e con il montante centrale in posizione verticale. A configurazioni diverse possono corrispondere misure altrettanto diverse.
Sono disponibili innumerevoli accessori, pertanto il peso è calcolato senza.



Modulo d'ordine


Note di sicurezza	mis 1	mis 2	mis 3	mis 4
Stabilità statica in discesa	7°	7°	7°	7°
Stabilità statica in salita	15°	15°	15°	15°
Stabilità statica laterale	4.5°	4.5°	4.5°	4.5°

Descrizione prodotto

Mustang è un deambulatore stabilizzatore regolabile in altezza ed inclinazione, con base a 4 ruote dotate di dispositivo di freno e frizionamento, antiarretramento e blocco direzionale. E' disponibile in quattro misure e può essere configurato anteriore o posteriore. Nelle due configurazioni puoi scegliere tra diversi accessori: supporto toracale, divisorio arti inferiori, limitatore adduzione del passo, sella, supporto bacino, supporto addominale, poggiatesta, appoggi per le braccia, appoggi antibrachiali. E' progettato per uso interno ed esterno.

Note ***Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino***

Mustang	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Mustang senza supporto toracale, giallo ruote da 4"	mis 1	869011	1.264 ☐
	Mustang senza supporto toracale, bianco ruote da 8" **Slim-line**	mis 2	869024-SL	1.198 ☐
	Mustang senza supporto toracale, rosso ruote da 8" **Slim-line**	mis 3	869033-SL	1.483 ☐
	Mustang senza supporto toracale, antracite ruote da 8" **Slim-line**	mis 4	869042-SL	1.483 ☐


Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Supporto toracale, circonferenza: 47-64 cm	small	869810	281 ☐
	Supporto toracale circonferenza: 67-78 cm	medium	869820	434 ☐
	Supporto toracale circonferenza: 87-114 cm	large	869830	506 ☐
	Kit montaggio basso supporto toracale		869800-KIT	139 ☐
	Rivestimento per supporto toracale, set	small	869810-160	77 ☐
	Rivestimento per supporto toracale, set	medium	869820-260	80 ☐
	Rivestimento per supporto toracale, set	large	869830-360	84 ☐
	Sella Mustang	mis 1-2	869110	193 ☐
	Sella Mustang	mis 3-4	869120	194 ☐
	Supporto montaggio sella più in alto	small	85135	82 ☐
	Supporto sacrale	small	869250	117 ☐
	Supporto sacrale	large	869255	181 ☐
	Supporto bacino, per mis 1-2	small	869220	211 ☐
	Supporto bacino, per mis 3-4	large	869230	230 ☐

Etac srl
Via 25 Aprile 1945, 17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

Modulo d'ordine



Supporto bacino su barra curva, per mis 1 - 2	small	869222	222	☐
e asta di collegamento		869226	64	☐
Supporto bacino su barra curva, per mis 3 - 4	large	869232	252	☐
e asta di collegamento		869226	64	☐



Supporto addominale		869260	121	☐



Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 47-64 cm, H: 8,5 cm	small	869610	404	☐
Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 67-78 cm, H: 11 cm	medium	869620	465	☐
Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 87-114 cm, H: 14 cm	large	869630	503	☐



Appoggio per le braccia con impugnatura	small	869350	363	☐
Appoggio per le braccia con impugnatura	large	869355	295	☐
Appoggio per le braccia con impugnatura	x-large	869356	465	☐



Appoggi antibrachiali per uso ant./post.	small	869330-1	493	☐
Appoggi antibrachiali per uso ant./post.	medium	869340-1	506	☐
Appoggi antibrachiali per uso ant./post.	large	869345-1	510	☐



Sistema di fissaggio imbottito per avambraccio 1pz* * per entrambi gli avambracci ordinare 2 pezzi	mis unica	869370	39	☐



Divisorio arti inferiori con ruote da 4"	mis 1	869410	156	☐
Divisorio arti inferiori con ruote da 8"	mis 2	869420	199	☐
Divisorio arti inferiori con ruote da 8"	mis 3	869430	207	☐
Divisorio arti inferiori con ruote da 8"	mis 4	869440	207	☐



Limitatore adduzione del passo ruote da 4"	mis 1	869450	184	☐
Limitatore adduzione del passo ruote da 8"	mis 2	869455	198	☐
Limitatore adduzione del passo ruote da 8"	mis 3	869460	186	☐
Limitatore adduzione del passo ruote da 8"	mis 4	869465	157	☐

Con la compilazione del presente modulo dichiaro di aver preso visione e di accettare l'informativa privacy circa trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR consultabile all'indirizzo https://www.etac.com/globalassets/0-italy/etac_-informativa-clienti_art.13regue.pdf

Etac srl
Via 25 Aprile 1945, 17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni