
Modulo d'ordine

		Aggiornato al	**1 agosto 2025**
Ordinante **Azienda** **Indirizzo** **Codice Postale** **Città** **Tel.:**		**Consegnare a:** **Indirizzo** **Codice Postale** **Città**	
Contatto		**N° d'ordine**	
		Riferimento	

Dimensioni



A (Altezza schiena)
B (Altezza bracciolo)
C (Distanza poplite tallone)
D (Profondità seduta)
E (Larghezza torace)
F (Larghezza seduta)
G (Altezza seduta capo)
H (Larghezza spalle)

Wombat Solo	**mis 1**	**mis 2**	**mis 3**
	cm	**cm**	**cm**
Altezza schienale (A)	28-34	31-38	39-50
Altezza schienale alto (A)	36-43	39,5-46	46-55
Profondità seduta (B)	18-31	25-38	32-50
Larghezza schienale (C)	25	30	35
Larghezza schienale interna, cuscino contour (D)	17	23	27
Larghezza seduta (E)	30	37	42
Larghezza seduta tra supporti bacino	10,5-30	17-37	21,5-42
Larghezza supporto sacrale con contenimenti laterali	17-24	23-30	29-36
Altezza bracciolo dalla seduta	6,5-17,5	6,5-17,5	6,5-17,5
Altezza bracciolo dalla seduta, asta lunga	6,5-26,5	6,5-26,5	6,5-26,5
Reclinazione schienale (F)	0° - 28°	0° - 28°	0° - 33°
Basculamento (G)	-10° +15°	-10° +15°	-10° +10°
Inclinazione pedana (H)	-30° +30°	-30° +30°	-30° +30°
Lunghezza (I)	64,5	64,5	64,5
Distanza poplite-tallone, pedana montata sotto il sedile (J) **	8,5–18,5	8,5-28,5	8,5-37,5
Distanza poplite-tallone, pedana montata sul telaio (J) **	9,5-32	9,5-32	24,5-39,5
Altezza seduta da terra (K)*	31-43	31-43	37,5-49
Altezza seduta da terra con cuscino (K)	37,5-49,5	37,5-49,5	40-55,5
Larghezza (L)	56	56	56
Portata massima	45 kg	45 kg	70 kg
Peso	12,5 kg	13,0 kg	16 kg

* Misurata senza cuscini. Il montante centrale può essere regolato in 6 posizioni predefinite (-1, 0, +1,+2,+3,+4), permettendo di modificare l'altezza della seduta da terra, con un range di regolazione di 12 cm. Ogni incremento aggiunge 2,2 cm dalla posizione di partenza.

** Aggiungere 6,5 cm per ottenere la misura con il cuscino.

A–E Misurate con cuscino.

I Aggiungere 1,5 cm per ottenere la misura con ruote da 100 mm.

L Aggiungere 1,0 cm per ottenere la misura con ruote da 100 mm.

K Aggiungere 2,5 cm per ottenere la misura con ruote da 100 mm.

Descrizione prodotto

Etac srl
Via 25 Aprile 1945,17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy



italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

Modulo d'ordine

Wombat Solo è un sistema di seduta montato su base da interni regolabile in altezza, dotato di basculamento da -10° a +15°. La seduta può essere dotata di un sistema di rotazione di 90° gestibile dal bambino, tramite una leva sotto il sedile. La regolazione dell'altezza e del basculamento può essere effettuata sia dal bambino che dal caregiver, grazie alle diverse possibilità di configurazione (es. leva sul maniglione, leva sotto il sedile, pedale sul telaio). La pedana unica può essere montata sotto al sedile o sulla base. Wombat Solo può essere completato con una serie di accessori: poggiatesta, pelotte fisse, pelotte swing-away, braccioli fissi o swing-away, bretellaggi e cinutre, supporto sacrale con e senza contenimenti laterali, supporti bacino, divaricatore, tavolino e maniglie di spinta.

Wombat Solo Descrizione	**Codice**	**Prezzo al pubblico**
	95 ☐ x x x x x - 00	
Wombat Solo, mis. 1*	1	1.217,00 ☐
*per schieale alto ordinare il codice 127819		
Wombat Solo, mis. 2*	2	1.315,00 ☐
*per schieale alto ordinare il codice 127819		
Wombat Solo, mis. 3	3	1.512,00 ☐
Wombat Solo, mis. 3 con schienale alto	7	1.512,00 ☐
	95 x ☐ x x x x - 00	
Colore telaio, antracite	1	--- ☐
	95 x x ☐ x x x - 0(	
Ruote, 75 mm	1	--- ☐
Ruote, 100 mm con freno centrale	3	201,00 ☐
Regolazione altezza e basculamento:	95 x x x ☐ x x - 00	
Regolazione altezza a leva sotto il sedile, no basculamento	0	--- ☐
Regolazione altezza e basculamento a leva sotto il sedile	1	214,00 ☐
	95 x x x x ☐ x - 00	
No pedana	0	--- ☐
Pedana unica tipo Wombat (montata sotto il sedile)	1	197,00 ☐
	95 x x x x x ☐ - 00	
No sistema di rotazione	0	--- ☐
Rotazione della seduta di 90° a leva sotto il sedile (orario/antiorario)	1	99,00 ☐

Accessori	**Descrizione**	**Misura**	**Codice**	**Prezzo Pubblico**
	Kit per schienale alto Mis.1 e Mis.2		127819	34,00 ☐
	Scegli il colore: Rosso = 24 ☐ Petrolio = 25 ☐ Grigio = 28 ☐ Incontinenza (solo seduta) = 23 ☐			
	Cuscino schienale standard con rivestimento	mis 1	955031-2XX	112,00 ☐
	Cuscino schienale standard con rivestimento	mis 2	955032-2XX	122,00 ☐
	Cuscino schienale standard con rivestimento	mis 3	955033-2XX	142,00 ☐
	Cuscino seduta standard con rivestimento	mis 1	955021-2XX	152,00 ☐
	Cuscino seduta standard con rivestimento	mis 2	955022-2XX	162,00 ☐
	Cuscino seduta standard con rivestimento	mis 3	955023-2XX	182,00 ☐
	Poggiatesta anatomico, con asta corta	medium	9945041-80	276,00 ☐
	Poggiatesta anatomico, con asta corta	large	9967041-80	276,00 ☐
	Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine			
	Poggiatesta Curved Larg:18 x Alt:13	small	9921021-80	208,00 ☐
	Poggiatesta Curved Larg:26 x Alt:16	medium	9922021-80	208,00 ☐
	Pelotte fisse, con rivestimento, 15x11 cm	mis unica	95121	89,00 ☐

Etac srl
Via 25 Aprile 1945,17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy


italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni



Pelotte swing-away, attacco curvo, asta curva 2,5	per mis 1	83625-260	399,00 ☐
Pelotte swing-away, attacco curvo, asta curva 4,5 cm, imbottitura 9x19 cm	per mis 2-3	83645-160	399,00 ☐

Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine




Pettorina a farfalla *	XS	85705-XS	152,00 ☐
Pettorina a farfalla *	S	85705-S	152,00 ☐
Pettorina a farfalla *	M	85705-M	152,00 ☐
Pettorina a farfalla *	L	85705-L	152,00 ☐



Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, 25 mm *	mis 1	85423-1	80,00 ☐
Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, 25 mm *	mis 2	85423-2	80,00 ☐
Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, 25 mm *	mis 3	85423-3	80,00 ☐



Cintura pelvica a 4 punti *	XS	85725-XS	83,00 ☐
Cintura pelvica a 4 punti *	S	85725-S	83,00 ☐
Cintura pelvica a 4 punti *	M	85725-M	83,00 ☐
Cintura pelvica a 4 punti *	L	85725-L	83,00 ☐



Cintura pelvica divaricatrice neoprene *	XS	85735-XS	152,00 ☐
Cintura pelvica divaricatrice neoprene *	S	85735-S	152,00 ☐
Cintura pelvica divaricatrice neoprene *	M	85735-M	152,00 ☐

** Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine*



Braccioli, set	mis 1-2	95112-1	324,00 ☐
Braccioli, asta lunga, set	mis 1-2	95113-1	324,00 ☐
Braccioli, asta doppia, set	solo per mis 3	95114	374,00 ☐
Braccioli, asta lunga doppia e imbottitura lunga, set	solo per mis 3	95115	374,00 ☐



Supporti bacino, set	mis 1-2	95110-1	296,00 ☐
Supporti bacino, set	mis 3	95111-1	311,00 ☐



Divaricatore per abduzione ginocchia	mis unica	95230-10	165,00 ☐



Tavolino a due supporti, grigio	mis 1	8910725-1	140,00 ☐
Tavolino a due supporti, grigio	mis 2	8910725-2	140,00 ☐



Maniglie di spinta, abbattibili, set	mis unica	95145	63,00 ☐

Etac srl
Via 25 Aprile 1945,17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni