
Modulo d'ordine

			Aggiornato al 1 agosto 2025
Ordinante **Azienda** **Indirizzo** **Codice Postale** **Città** **Tel.:**		**Consegnare a:** **Indirizzo** **Codice Postale** **Città**	
Contatto		**N° d'ordine**	
		Riferimento	

Dimensioni





A (Altezza schiena)
B (Altezza bracciolo)
C (Distanza poplite tallone)
D (Profondità seduta)
E (Larghezza torace)
F (Larghezza seduta)
G (Altezza seduta capo)
H (Larghezza spalle)
Età
Peso

Kudu	**mis 1**	**mis 2**	**mis 3**	**mis 4**
	cm	**cm**	**cm**	**cm**
Larghezza seduta (A)	26	30	34	38
Profondità seduta (B)	22-32	27-37	31-41	35-45
Altezza schienale (C)	37-46	40-52	43-58	43-63
Distanza poplite-tallone con pedana unica (D)	16-31	16-38	26-45	26-45
Distanza poplite-tallone con pedana divisa (D)	-	25-35	30-48	30-48
Altezza seduta da terra (E)	48	48	48	48
Larghezza (G)	59	63	67	71
Larghezza ruote anteriori	55	59	63	67
Larghezza ruote da 12" e 16"	50	54	58	62
Larghezza ruote da 20", 22", 24" con campanatura	60	64	68	72
Larghezza ruote da 20", 22", 24" senza campanatura	50	54	58	62
Lunghezza (H)	69	69	74	74
Altezza totale al maniglione di spinta (I)	94	94	94	94
Peso	19 kg	21 kg	23 kg	25 kg
Portata massima	40 kg	50 kg	60 kg	60 kg
Portata massima omologata per il trasporto	40 kg	50 kg	57 kg	57 kg
Reclinazione schienale	-5° +30°	-5° +30°	-5° +30°	-5° +30°
Basculamento	-3° +45°	-3° +45°	-3° +45°	-3° +45°
Angolo di campanatura ruote da 20", 22", 24"	6°	6°	6°	6°
Note di sicurezza	**mis 1**	**mis 2**	**mis 3**	**mis 4**
Stabilità statica in discesa	10°	10°	10°	10°
Stabilità statica in salita	10°	10°	10°	10°
Stabilità statica laterale	10°	10°	10°	10°

Descrizione prodotto


Kudu è un solido sistema di seduta scorrevole e compatta. Lo schienale, predisposto per il montaggio di pelotte fisse o swing-away, è regolabile in altezza ed inclinazione, la seduta in profondità. E' dotata di basculamento a 45° e di due dispositivi antiribaltamento swing-away. Puoi configurarla con braccioli fissi o regolabili in inclinazione, un set di cuscini per seduta e schienale, pedana unica o divisa, con ruote campanate o dritte e con maniglione intero o maniglie di spinta separate. Disponibile in quattro misure e con un vasto assortimento di accessori: poggiatesta, pettorine, cinture, parafanghi, copriraggi, divaricatori, tavolino, dispositivi di fissaggio per il trasporto, supporto respiratore, supporto bombola ossigeno e zaino.

Etac srl
Via 25 Aprile 1945, 17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

Modulo d'ordine



Kudu	Descrizione	Codice	Prezzo Pubblico
	Kudu prezzo base		2.523
		95 __ xx xx xx xx	
	Kudu mis 1	1	---
	Kudu mis 2	2	---
	Kudu mis 3	3	---
	Kudu mis 4	4	---
		95 x __ x xx xx xx	
	Bianco	1	---
	Rosso	2	---
	Antracite	3	---
		95 xx __ xx xx xx	
	Imbottiture	1	254
	Senza imbottiture	2	---
	Imbottiture Contour	4	304
		95 xx x __ x xx xx	
	Maniglione di spinta	1	38
	Maniglie di spinta divise	2	---
	Maniglione di spinta regolabile in altezza, 18 cm	7	51
		95 xx xx __ xx xx	
	Pedana unica, con schienale regol. in inclinazione con pistone	1	---
	Pedane divise, con schien. regol. in inclin. con pistone*	2	127
	** non disponibile per mis.1*		
	Pedana unica, con schienale regol. in inclin. con leva	5	59
		95 xx xx x __ x xx	
	12½" Ruote antiforo (no estrazione rapida)	0	---
	16" Ruote antiforo (no estrazione rapida)	2	---
	20" Ruote antiforo con estrazione rapida	4	---
	22" Ruote piene con estrazione rapida	6	---
	22" Ruote pneumatiche con estrazione rapida	7	---
	24" Ruote piene con estrazione rapida	8	---
	24" Ruote pneumatiche con estrazione rapida	9	---
		95 xx xx xx __ xx	
	Freni a tamburo a decelerazione ruote da 12½" e da 16"	0	261
	Freni a tamburo a deceleraz. ruote da 20", 22" e 24"	0	400
	Freni a ruota (non per ruote da 12½ o 16")	1	182
	Freni a tamburo, ruota da 12½" e da 16"	2	261
	Freni a tamburo, ruote da 20", 22" e da 24"	2	400
	Freni a ruota + freni a tamburo (non per ruote da 12½ o 16")	3	653
	Freni a ruota + freni a tamburo a decelerazione (non per ruote da 12½ o 16")	4	653
		95 xx xx xx x __ x	
	Ruote anteriori da 6" antiforo; abbinabili a tutte le misure di ruota	1	---
	Ruote anteriori da 7" antiforo; abbinabili solo alle ruote da 22" e 24"	2	---
		95 xx xx xx xx __	
	Copriraggi (per ruote 20, 22 o 24")	1	81
	Senza copriraggi (accessori per 20/22/24";standard per 12½ e 16")	2	---

Etac srl
Via 25 Aprile 1945, 17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

Modulo d'ordine


Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Kit campanatura 0° (solo per ruot da 20", 22", 24")	mis 1	118099-35	240
	Kit campanatura 0° (solo per ruot da 20", 22", 24")	mis 2	118100-35	198
	Kit campanatura 0° (solo per ruot da 20", 22", 24")	mis 3	118101-35	199
	Kit campanatura 0° (solo per ruot da 20", 22", 24")	mis 4	118102-35	201
	Poggiatesta anatomico	small	9923043-80	285
	Poggiatesta anatomico	medium	9945043-80	285
	Poggiatesta anatomico	large	9967043-80	294
	Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine			
	Pelotte swing-away, asta curva da 4,5 cm	small	831045-360	399
	Pelotte swing-away, asta curva da 4,5 cm	medium	831045-260	399
	Pelotte swing-away, asta curva da 4,5 cm	large	831045-160	399
	*Per alte esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine*			
	Pelotte fisse, nere, 9 x 10 h, cm	Tipo 0	95401-10	87
	Pelotte fisse, nere, 12 x 14 h, cm	Tipo 6	95401-20	87
	Pelotte fisse, nere, 16 x 15 h, cm	Tipo 5	95401-30	87
	Pettorina a farfalla *	XS	85705-XS	152
	Pettorina a farfalla *	S	85705-S	152
	Pettorina a farfalla *	M	85705-M	152
	Pettorina a farfalla *	L	85705-L	152
	Pettorina a farfalla *	XL	85705-XL	152
	Cintura pelvica a 4 punti *	XS	85725-XS	83
	Cintura pelvica a 4 punti *	S	85725-S	83
	Cintura pelvica a 4 punti *	M	85725-M	83
	Cintura pelvica a 4 punti *	L	85725-L	83
	** Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine*			
	Braccioli, inclusi contenimenti laterali e attacchi per tavolino	mis 1-2	95712-2	220
	Braccioli, inclusi contenimenti laterali e supporti per tavolino	mis 3-4	95712-4	220
	Supporti bacino/riduzione larghezza, set	mis 1-2	95713-10	141
	Supporti bacino/riduzione larghezza, set	mis 3-4	95713-20	141
	Divaricatore per abduzione ginocchia	mis unica	95430-10	165
	Divaricatore per abduzione ginocchia, large	mis 3-4	95430-20	199
	Adduttori per Kudu - contenimenti ginocchia* * solo per pedana unica	mis unica	95429-10	181
	Supporto polpacci, per pedana unica	mis unica	85131	239
	Supporto polpacci, per pedana divisa	mis unica	85131-10	33

Etac srl
Via 25 Aprile 1945, 17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy


italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

Modulo d'ordine



Poggiagambe a contenimento laterale	mis 1	95145-1BOX	145 ☐
Poggiagambe a contenimento laterale	mis 2	95145-2BOX	128 ☐
Poggiagambe a contenimento laterale	mis 3	95145-3BOX	150 ☐



Imbottitura pedana Wombat	mis 1	95145-1PAD	105 ☐
Imbottitura pedana Wombat	mis 2	95145-2PAD	105 ☐
Imbottitura pedana Wombat	mis 3	95145-3PAD	139 ☐



Imbottitura per asta pedana	mis unica	95145-150	35 ☐




Parafanghi per ruote da 16"	mis unica	952016-1	153 ☐
Parafanghi per ruote da 16" chiusi	mis unica	952016-C	269 ☐
Parafanghi per ruote da 20"	mis unica	952020	173 ☐
Parafanghi per ruote da 22"	mis unica	952022	173 ☐
Parafanghi per ruote da 24"	mis unica	952024	173 ☐
Parafanghi ruote da 20"campanat. 0° ruote ant.6"	mis unica	95020-0	173 ☐
Parafanghi ruote da 22"campanat. 0° ruote ant.6"	mis unica	95022-0	173 ☐
Parafanghi ruote da 24"campanat. 0° ruote ant.6"	mis unica	95024-0	173 ☐
Parafanghi ruote da 22"campanat. 0° ruote ant.7"	mis unica	952022-07	173 ☐
Parafanghi ruote da 24"campanat. 0° ruote ant.7"	mis unica	952024-07	173 ☐
Parafanghi ruote da 24"campanat. 0° ruote ant.7"	mont,alto	952024-07H	173 ☐
Parafanghi per ruote da 22" con ruote anter. da 7"	mis unica	952022-7	173 ☐
Parafanghi per ruote da 24" con ruote anter. da 7"	mis unica	952024-7	173 ☐



Sistema di fissaggio per il trasporto	mis unica	95900-16	97 ☐



Tavolino a due supporti, grigio	mis 1	8910725-1	140 ☐
Tavolino a due supporti, grigio	mis 2	8910725-2	140 ☐



Tavolino in plastica, grigio, 44 x 34 cm	mis unica	9576351	170 ☐



Cappottina Stingray per Kudu mis 1-3	mis 1	8740110	296 ☐
		9589100	36 ☐
Cappottina Stingray per Kudu mis 4	mis 2	8740120	315 ☐
		9589100	36 ☐



Supporto respiratore	mis 2-3-4	95281-10	312 ☐



Supporto bombola ossigeno	mis unica	9576295	194 ☐



IV Pole Convaid - Asta porta flebo	mis unica	9576290	281 ☐

Con la compilazione del presente modulo dichiaro di aver preso visione e di accettare l'informativa privacy circa trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR consultabile all'indirizzo *https://www.etac.com/globalassets/0-italy/etac_-informativa-clienti_art.13regue.pdf*

Etac srl
Via 25 Aprile 1945, 17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni