

Modulo d'ordine

				Aggiornato al	16 giugno 2026
Ordinante **Azienda** **Indirizzo** **Codice Postale** **Città** **Tel.:**		**Consegnare a:** **Indirizzo** **Codice Postale** **Città**			
Contatto		**N° d'ordine**			
		Riferimento			

Dimensioni





A (Altezza totale) _____
B (Altezza all'ascella) _____
C (Altezza alle creste iliache) _____
D (Circonferenza torace) _____
E (Circonferenza bacino) _____
F (Circonferenza ginocchio) _____
G (Lunghezza piede) _____
H (Larghezza piede) _____
Età _____
Peso _____

Meerkat	**mis 1**	**mis**	**mis 3**
	cm	**cm**	**cm**
Larghezza (A)	52,5	78	78
Lunghezza (B)	64	86	86
Altezza (C)	37,5-75	50-100	65-130
Peso	9 kg	15 kg	15 kg
Portata massima	20 kg	65 kg	90 kg
Circonferenza presa bacino	45-60	60-70	70-90
Circonferenza Supporto toracale	45-60	60-70	70-90

Meerkat è misurato in configurazione standard e con il montante centrale in posizione verticale. In circostanze diverse le misure potrebbero non coincidere.
Sono disponibili innumerevoli accessori, ed è per questo che il peso si riferisce al codice base del prodotto .

Descrizione prodotto

Meerkat è uno stabilizzatore per la postura eretta con sistema dinamico oscillante "Rocker". La base ha quattro ruote piroettanti con freno, le regolazioni del supporto toracale, del bacino e delle ginocchia avvengono tramite il montante centrale. Si può completare con sandali fermapiede e con un tavolino regolabile in altezza. E' disponibile in tre misure.




Etac srl
Via 25 Aprile 1945, 17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

Note ***Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino***

Meerkat	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Meerkat mis 1, blu pastello	mis 1	870011-1	598 ☐
	Meerkat mis 1, fragola	mis 1	870011-2	610 ☐
	Meerkat mis 2, antracite	mis 2	870022	831 ☐
	Meerkat mis 3, antracite	mis 3	870023	893 ☐

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	
	Supporto toracale, circonferenza interna: 45-60 cm	small	869480	247 ☐
	Supporto toracale, circonferenza interna: 60-70cm	medium	869481	247 ☐
	Supporto toracale, circonferenza interna: 70-90 cm	large	869482	250 ☐
	Supporto toracale, circonferenza interna: 90-110 cm	extra large	869483	250 ☐
	Supporto bacino, cinconferenza interna: 45-60 cm	small	869240	247 ☐
	Supporto bacino, cinconferenza interna: 60-70 cm	medium	869241	247 ☐
	Supporto bacino, cinconferenza interna: 70-90 cm	large	869242	247 ☐
	Supporto bacino, cinconferenza interna: 90-110 cm	extra large	869243	247 ☐
	Copertura cinghie a cricchetto supporti bacino e torace	misura unica	117818-PADS	29 ☐
	Supporti ginocchia, circonferenza 19-25 cm	small	869840	345 ☐
	Supporti ginocchia, circonferenza 25-29 cm	medium	869841	351 ☐
	Supporti ginocchia, circonferenza 29-39 cm	large	869842	356 ☐
	Sandali fermapiedi regolabili larghezza al calcagno 6-7,5 cm larghezza al metatarso 9,5-11 cm	small	869490	112 ☐
	Sandali fermapiedi regolabili larghezza al calcagno 6,5-8 cm larghezza al metatarso10-14,5 cm	medium	869491	111 ☐
	Sandali fermapiedi regolabili larghezza al calcagno 8,5-9,5 cm larghezza al metatarso 12-16,5 cm	large	869492	128 ☐
	Rocker	mis 1	118598-1	197 ☐
	Rocker	mis 2-3	117047-1	197 ☐
	Rocker laterale utilizzabile solo con Rocker standard	mis 1	869488-1	96 ☐
	Rocker laterale utilizzabile solo con Rocker standard	mis 2-3	869488-2	116 ☐
	Tavolino 60x52 cm (solo per uso da prono)	mis unica	869485	283 ☐
	Tavolino 61,5x56 cm (solo per uso da prono)	mis unica	869486	287 ☐
	Kit regolazione profondità per supporto toracale o supporto bacino	mis unica	124025	53 ☐

Con la compilazione del presente modulo dichiaro di aver preso visione e di accettare l'informativa privacy
circa trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR consultabile all'indirizzo https://www.etac.com/globalassets/0-italy/etac_-informativa-clienti_art.13regue.pdf