
Modulo d'ordine

			Aggiornato al 1 agosto 2025
Ordinante **Azienda** **Indirizzo** **Codice Postale** **Città** **Tel.:**		**Consegnare a:** **Indirizzo** **Codice Postale** **Città**	
Contatto		**N° d'ordine**	
		Riferimento	

Dimensioni



A (Altezza totale)	
B (Altezza spalle)	
C (Altezza all'ascella)	
D (Altezza all'inguine)	
E (Larghezza torace)	
F (Larghezza spalle)	
Età	
Peso	

Rabbit Up	**mis 1**	**mis 2**	**mis 3**	**mis 4**
	cm	**cm**	**cm**	**cm**
Senza ruote ad autospinta				
Larghezza (G)	51,5	55	60	60
Lunghezza (H)	70	80	80	93
Peso	9 kg	10,5 kg	11 kg	13,5 kg

Con ruote ad autospinta**	**Ruote da 26"**	**Ruote da 29"**	**Ruote da 32"**	**Ruote da 36"**
Larghezza (G)	63,5	68	73	72
Lunghezza (H)	62	75	80	90
Peso	13,5 kg	15,5 kg	16 kg	18,5 kg
Larghezza interna (G1)	33	38	43	43
Altezza totale (I) *	67-100	85-118	99-131	120-153
Altezza utente, terra-ascella(I1) *	55-74	75-108	83-119	96-142
Range di incl. montante centr., con manovella (a1)	0-30º	0-30º	0-30º	0-30º
Range di incl. montante centr., a scatti (a1)	0-20°	0-20°	0-20°	0-20°
Inclinazione pedana (a2)	-10° +15°	-10° +15°	-10° +15°	-10° +15°
Campanatura	8º	6º	6º	4º
Altezza montante centrale	50	70	80	100
Portata massima	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg

*Rabbit Up è misurato in posizione eretta e con la pedana nella posizione più bassa

**Non sono disponibili le misure con ruote ad autospinta da 22" e 24", perchè non consigliate

Note di sicurezza	**mis 1**	**mis 2**	**mis 3**	**mis 4**
Stabilitá statica in discesa	10°	10°	10°	10°
Stabilitá statica in salita	10°	10°	10°	10°
Stabilitá statica laterale	10°	10°	10°	10°

Descrizione prodotto

Etac srl
Via 25 Aprile 1945,17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

Rabbit Up è uno stabilizzatore mobile per la postura eretta e prona. E' dotato di quattro ruote piroettanti, che possono essere dotate di freni di stazionamento, che permettono a Rabbit Up di essere utilizzato come standing, dopo aver rimosso le ruote ad autospinta. Il montante centrale è regolabile in inclinazione tramite manovella con blocco di sicurezza o manualmente attraverso una barra a scatti predefiniti. Sulla base possono essere montate ruote ad autospinta ad estrazione rapida. Sul montante centrale possono essere fissati e regolati i supporti per il torace, per il bacino e per le ginocchia. La pedana può essere unica, completa di sandali fermapiedi o fermatalloni, oppure separata, con i sandali incernierati ribaltabili. Rabbit Up è disponibile in quattro misure e configurabile con una vasta gamma di accessori: poggiatesta, supporto addominale, supporto bacino, supporti ginocchia regolabili, tavolino regolabile in altezza ed inclinazione, con vaschetta gioco e piano d'appoggio.

Per scegliere la corretta misura di Rabbit Up:
Step 1: misura il bambino.

Step 2: indivudua la corretta misura nella griglia.


Una semplice guida che ti aiuta a scegliere la corretta misura				
Rabbit Up e Rabbit Up Mobile	**Mis 1**	**Mis 2**	**Mis 3**	**Mis 4**
Altezza totale	87 - 100 cm	100 - 139 cm	111 - 149 cm	123 - 180 cm
Altezza all'ascella	74 cm	108 cm	119 cm	142 cm
Portata massima	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Età	1-3	4-10	5-12	7-18

Step 3: scegli la misura delle ruote.
ATTENZIONE: si raccomanda di scegliere la misura delle ruote il più grande possibile e di trovare la posizione più adeguata alla spinta, regolando l'altezza della pedana.

Step 4: scegli l'angolo di campanatura.
ATTENZIONE: si raccomanda di aggiungere 10 cm alla misura del bacino/anche per trovare nella griglia la misura corretta di campanatura (lettera A)

Lettera A: Larghezza bacino +10 cm


Lettera C: ingombro



Rabbit Up Mobile misure ruote autospinta

		Campanatura +6°		Campanatura +3°		Campanatura Standard		Campanatura -3°		Campanatura -6°	
Misura	Ruote	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C
1	22″	N/A	N/A	N/A	N/A	369	633	395	610	423	587
	24″	299	686	326	659	356	635	384	607	414	582
	26″	280	691	310	662	342	635	373	604	406	576
2	26″	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	460	651	493	623
	29″	337	748	371	713	409	682	444	646	482	614
	32″	318	754	355	716	396	681	435	642	476	606
3	26″	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	510	701	543	673
	29″	387	798	421	763	459	732	494	696	532	664
	32″	368	804	405	766	446	731	485	792	526	656
4	32″	406	793	445	755	486	719	525	681	N/A	N/A
	36″	384	802	427	759	473	719	517	676	N/A	N/A

Note ***Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino***

Rabbit Up	Descrizione	Codice	Prezzo Pubblico
		862 xxx-xx	
	Rabbit-up giallo, mis 1	1	741,00
	Rabbit-up blu, mis 2	2	814,00
	Rabbit-up grigio, mis 3	3	850,00
	Rabbit-up argento, mis 4	4	887,00
		862x xx-xx	
	Senza freni su ruote piroettanti (solo per uso con ruote di guida)	1	---
	Con freni su ruote piroettanti	2	145,00
		862xx x-xx	
	Inclinazione con manovella	2	149,00
		862xxx -xx	
	Ruote di guida 22", per Rabbit-Up mis 1	2	651,00
	Ruote di guida 24", per Rabbit Up mis 1	3	651,00
	Ruote di guida 26", per Rabbit-Up mis 1-2-3	4	651,00
	Ruote di guida 29", per Rabbit-Up mis 2-3	5	1.085,00
	Ruote di guida 32", per Rabbit-Up mis 2-3-4	6	1.085,00
	Ruote di guida 36", per Rabbit-Up mis 4	7	1.085,00
		862xxxx- x	
	Corrimano standard	1	---
	Corrimano chiusi	2	105,00
		862xxxx-x	
	Campanatura 0 standard *	1	---
	Campanatura +3° **	2	18,00
	Campanatura +6° **	3	18,00
	Campanatura -3°	4	18,00
	Campanatura -6° ***	5	18,00

*** non possibile su mis. 2-3 con ruote da 26"**
**** non possibile su mis. 1 con ruote da 22" e mis. 2-3 con ruote da 26"**
***** non possibile su mis. 4 con ruote da 32" e 36"**

ATTENZIONE: il Rabbit-Up necessita di un supporto toracale; sceglierne uno tra quelli elencati qui sotto




	Supporto toracale	mis 1	861701	174
	Supporto toracale, con imbottiture regolabili	mis 1	861704	184
	Supporto toracale, con imbottiture regolabili	mis 2-3	861702	194
	Supporto toracale, con imbottiture regolabili	mis 4	861703	204

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Prolunga per montante centrale, 80 mm	mis unica	861480	52
	Vaschetta gioco con piano di copertura	mis unica	862501	280
	Kit regolazione in altezza della vaschetta gioco	mis unica	862510	133

Etac srl
Via 25 Aprile 1945,17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni


	Tavolino in plastica grigio 44x34 cm	mis unica	862515	280
	Supporto addominale	mis unica	861411	103
	Supporto sacrale	mis unica	861401	298
	Supporto bacino posteriore	mis 1	861501	366
	Supporto bacino posteriore	mis 2-3	861502	366
	Supporto bacino posteriore	mis 4	861503	386
	Supporto bacino	mis 1	861601	180
	Supporto bacino	mis 2-3	861602	180
	Supporto bacino	mis 4	861603	202
	Supporto bacino con sistema di derotazione	mis 1	861611	283
	Supporto bacino con sistema di derotazione	mis 2-3	861612	283
	Supporto bacino con sistema di derotazione	mis 4	861613	301
	Asta di supporto per poggiatesta, 20 cm	mis 1	861424-3	133
	Asta di supporto per poggiatesta, 33 cm	mis 2	861424-4	133
	Poggiatesta anatomico	small	9923043-80	285
	Poggiatesta anatomico	medium	9945043-80	285
	Poggiatesta anatomico	large	9967043-80	294
	Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine			
	Supporti ginocchia	mis 1	861301	213
	Supporti ginocchia	mis 2-3	861302	305
	Supporti ginocchia	mis 4	861303	305
	Supporti ginocchia regolabili	mis 1	861311	384
	Supporti ginocchia regolabili	mis 2-3	861312	384
	Supporti ginocchia regolabili	mis 4	861313	384
	Pedana ribaltabile - 31x30 cm dimensioni ridotte	mis 1-2	861211	260
	Pedana ribaltabile - 43x36 cm	mis 3-4	861212	280
	Sandali fermapiede lungh. 17,5 cm	mis 0	86149	124
	Sandali fermapiede lungh. 21,5 cm	mis 1-2	86147	124

Etac srl
Via 25 Aprile 1945,17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

Modulo d'ordine



Sandali fermapiede lungh. 24,5 cm	mis 3	86148	124	☐
Fermatalloni	small	861251	37	☐
Fermatalloni	large	861252	37	☐
Pedana separata, sandali incernierati ribaltabili	mis 1	861201	316	
Pedana separata, sandali incernierati ribaltabili	mis 2-3	861202	336	

Con la compilazione del presente modulo dichiaro di aver preso visione e di accettare l'informativa privacy circa trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR consultabile all'indirizzo https://www.etac.com/globalassets/0-italy/etac_-informativa-clienti_art.13regue.pdf

Etac srl
Via 25 Aprile 1945,17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni