

			Aggiornato al 1 agosto 2025
Ordinante **Azienda** **Indirizzo** **Codice Postale** **Città** **Tel.:**		**Consegnare a:** **Indirizzo** **Codice Postale** **Città**	
Contatto		**N° d'ordine**	
		Riferimento	

Dimensioni





A (Altezza totale)
B (Altezza spalle)
C (Altezza all'ascella)
D (Altezza all'inguine)
E (Larghezza torace)
F (Larghezza spalle)
Età
Peso

Toucan	**mis 1**	**mis 2**	**mis 3**	**mis 4**	**mis 5**
	cm	**cm**	**cm**	**cm**	**cm**
Larghezza (G)	56	63	63	70	70
Lunghezza (L)	75	88	88	111	111
Altezza totale (H1) *	67-87	72-101	97-123	104-134	124-154
Altezza utente, terra-ascella (H2)	34-70	54-90	74-110	91-121	111-141
Altezza montante centrale	45	50	70	80	100
Distanza pedana da terra	6	6	6	6	6
Range di inclinazione montante centrale (a1)	0° - 30º	0° - 30º	0° - 30º	0° - 20º	0° - 20º
Inclinazione pedana (a2)	-10° +15°	-10° +15°	-10° +15°	-10° +15°	-10° +15°
Peso	7.5 kg	8.5 kg	9 kg	10.5 kg	11
Portata massima	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Altezza minima utente	62	82	107	129	149 kg
Altezza massima utente	98	118	143	159	179

* Toucan è misurato in posizione eretta e con la pedana nella posizione più bassa.

Descrizione prodotto

Toucan è uno stabilizzatore per la postura eretta e prona. Le quattro ruote piroettanti sono dotate di freni di stazionamento. Il montante centrale è regolabile in inclinazione tramite manovella con blocco di sicurezza. Sul montante centrale possono essere fissati e regolati i supporti per il torace, per il bacino e per le ginocchia. La pedana può essere unica, completa di sandali fermapiedi o fermatalloni, oppure separata, con sandali incernierati ribaltabili. E' disponibile in cinque misure e configurabile con una vasta gamma di accessori: poggiatesta, supporto addominale, supporto bacino con sistema di derotazione, supporti ginocchia regolabili, tavolino regolabile in altezza ed inclinazione, con appoggi antibrachiali, vaschetta e piano d'appoggio.

Note ***Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino***


Etac srl
Via 25 Aprile 1945, 17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

Modulo d'ordine







Toucan	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico	
	Toucan, rosso	mis 1	861001	999	
	Toucan, blu	mis 2	861002	1.059	
	Toucan, blu	mis 3	861003	1.099	
	Toucan, argento	mis 4	861004	1.159	
	Toucan, argento	mis 5	861005	1.199	

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico	
	Supporto toracale	mis 1	861701	174	
	Supporto toracale, con imbottiture regolabili	mis 1	861704	184	
	Supporto toracale, con imbottiture regolabili	mis 2-3	861702	194	
	Supporto toracale, con imbottiture regolabili	mis 4-5	861703	204	
	Supporto toracale, imbottiture tipo Pony	mis 1	861801	257	
	Supporto toracale, imbottiture tipo Pony	mis 2-3	861802	257	
	Supporto toracale, imbottiture tipo Pony	mis 4-5	861803	257	
	Supporto toracale, circonferenza 47-64 cm	small	861810	474	
	Supporto toracale, circonferenza 67-78 cm	medium	861820	504	
	Supporto toracale, circonferenza 87-114 cm	large	861830	524	
	Rivestimento per supporto toracale	small	869810-160	77	
	Rivestimento per supporto toracale	medium	869820-260	80	
	Rivestimento per supporto toracale	large	869830-360	84	
	Estensione per supporto toracale, small	mis 2-3-4-5	861421	46	
	Estensione per supporto toracale, large	mis 2-3-4-5	861422	46	
	Prolunga per montante centrale, 80 mm	mis unica	861480	52	
	Vaschetta gioco con piano di copertura	mis unica	862501	280	
	Kit regolazione in altezza della vaschetta gioco	mis unica	862510	133	
	Vassoio in plastica grigio 44 x 34 cm* *non utilizzabile con gli appoggi antibrachiali	mis unica	862515	280	
	Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio	mis 1	861121	524	
	Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio	mis 2	861122	544	
	Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio	mis 3	861123	554	
	Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio	mis 4	861124	574	
	Tavolino in plastica con vaschetta e piano d'appoggio	mis 5	861125	594	
	Appoggi antibrachiali per tavolino in plastica	mis unica	861131	130	

Etac srl
Via 25 Aprile 1945, 17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

	Barra gioco per tavolino	mis unica	861135	140
	Imbottitura per tavolino in plastica, con incavo addominale quadrato	mis unica	862135-0	204
	Imbottitura per tavolino in plastica, con incavo addominale tondo, piccolo	mis unica	862135-1	204
	Imbottitura per tavolino in plastica, con incavo addominale tondo, grande	mis unica	862135-2	204
	Supporto addominale	mis unica	861411	103
	Supporto sacrale	mis unica	861401	298
	Supporto bacino posteriore	mis 1	861501	366
	Supporto bacino posteriore	mis 2-3	861502	366
	Supporto bacino posteriore	mis 4-5	861503	386
	Supporto bacino	mis 1	861601	180
	Supporto bacino	mis 2-3	861602	180
	Supporto bacino	mis 4-5	861603	202
	Supporto bacino con sistema di derotazione	mis 1	861611	283
	Supporto bacino con sistema di derotazione	mis 2-3	861612	283
	Supporto bacino con sistema di derotazione	mis 4-5	861613	301
	Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 47-64 cm, H: 8,5 cm	mis 1	861610	466
	Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 67-78 cm, H: 11 cm	mis 2-3	861620	566
	Supporto bacino avvolgente, circonferenza: 87-114 cm, H: 14 cm	mis 4-5	861630	586
	Asta di supporto per poggiatesta, 20 cm	mis 1	861424-3	133
	Asta di supporto per poggiatesta, 33 cm	mis 2	861424-4	133
	Poggiatesta anatomico	small	9923043-80	285
	Poggiatesta anatomico	medium	9945043-80	285
	Poggiatesta anatomico	large	9967043-80	294
	Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine			
	Supporti ginocchia	mis 1	861301	213
	Supporti ginocchia	mis 2-3	861302	305
	Supporti ginocchia	mis 4-5	861303	305

Etac srl
Via 25 Aprile 1945, 17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

Modulo d'ordine





Supporti ginocchia regolabili	mis 1	861311	384	
Supporti ginocchia regolabili	mis 2-3	861312	384	
Supporti ginocchia regolabili	mis 4-5	861313	384	



Pedana ribaltabile - 31 x 30 cm dimens. ridotte	mis 1	861211	260	
Pedana ribaltabile	mis unica	861212	280	



Sandali incernierati ribaltabili*	mis 1	861221	165	
Sandali incernierati ribaltabili*	mis 2-3	861222	165	
Sandali incernierati ribaltabili*	mis 4-5	861223	165	


* *Da ordinare con pedana ribaltabile 86121x*




Sandali fermapiedi, lungh. 17,5 cm, set	mis 0	86149	124	
Sandali fermapiedi, lungh. 21,5 cm, set	mis 1-2	86147	124	
Sandali fermapiedi, lungh. 24,5 cm, set	mis 3	86148	124	



Sandali fermapiedi regolabili larghezza al calcagno 6-7,5 cm larghezza al metatarso 9,5-11 cm	small	869490-RT	117	
Sandali fermapiedi regolabili larghezza al calcagno 6,5-8 cm larghezza al metatarso10-14,5 cm	medium	869491-RT	126	
Sandali fermapiedi regolabili larghezza al calcagno 8,5-9,5 cm larghezza al metatarso 12-16,5 cm	large	869492-RT	137	



Fermatalloni	small	861251	37	
Fermatalloni	large	861252	37	



Pedana separata con sandali incernierati ribaltabili	mis 1	861201	316	
Pedana separata con sandali incernierati ribaltabili	mis 2-3	861202	336	

Con la compilazione del presente modulo dichiaro di aver preso visione e di accettare l'informativa privacy circa trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR consultabile all'indirizzo https://www.etac.com/globalassets/0-italy/etac_-informativa-clienti art.13regue.pdf

Etac srl
Via 25 Aprile 1945, 17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni