
		Aggiornato al	**15 giugno 2026**
Ordinante **Azienda** **Indirizzo** **Codice Postale** **Città** **Tel.:**		**Consegnare a:** **Indirizzo** **Codice Postale** **Città**	
Contatto		**N° d'ordine**	
		Riferimento	

Dimensioni



A (Altezza schiena)	
B (Altezza bracciolo)	
C (Distanza poplite tallone)	
D (Profondità seduta)	
E (Larghezza torace)	
F (Larghezza seduta)	
G (Altezza seduta capo)	
H (Larghezza spalle)	
Età	
Peso	

Wombat living	**mis 1** **cm**	**mis 2** **cm**	**mis 3** **cm**
Larghezza seduta (A)	30	37	42
Larghezza seduta tra supporti bacino	10,5-30	17-37	21,5-42
Larghezza supporto sacrale con contenimenti laterali	17-24	23-30	29-36
Profondità seduta (B)	18-31	25-38	32-50
Altezza schienale (C)	28-34	31-38	39-47,5
Altezza schienale alto ©	36-43	39,5-46	46-55
Distanza poplite-tallone (D)	15-25	15-35	15-44
Altezza seduta da terra con ruote da 75 mm (E)	36-65	36-65	39-67
Altezza seduta da terra con ruote da 100 mm (E)	39-68	39-68	42-70
Larghezza schienale (F)	25	30	35
Larghezza schienale interna, cuscino contour (F)	17	23	27
Altezza bracciolo dalla seduta	6,5-17,5	6,5-17,5	6,5-17,5
Altezza bracciolo dalla seduta, asta lunga	6,5-26,5	6,5-26,5	6,5-26,5
Reclinazione schienale (a1)	90°-130°	90°-130°	90°-130°
Basculamento (a2)	-15° +20°	-15° +20°	-10° +22°
Inclinazione pedana (a3)	-30° +30°	-30° +30°	-30° +30°
Larghezza (G)	55	55	61
Lunghezza (H)	60	60	72
Portata massima	45 kg	45 kg	70 kg
Peso	15,5 kg	15,5 kg	22 kg

Descrizione prodotto

Wombat Living è un sistema di seduta montato esclusivamente su base per interni high-low, dotato di basculamento da -15° a +20°. La seduta è regolabile in profondità e larghezza; lo schienale, regolabile in altezza ed inclinazione, è predisposto per il montaggio di pelotte fisse o swing-away. Dotato di pedana unica, è disponibile in 3 misure e può essere completato con una serie di accessori: poggiatesta, pelotte fisse, pelotte swing-away, cinture e bretellaggi, supporto sacrale con e senza contenimenti laterali, supporti bacino, divaricatore, braccioli fissi o swing-away, tavolino e maniglie di spinta.




Etac srl
Via 25 Aprile 1945, 17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy


italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

Wombat Living		Codice	Prezzo Pubblico
		950 0 1 1 1 0 - 00	
Wombat Living, mis 1 con schienale alto		5	1.616
Wombat Living, mis 2 con schienale alto		6	1.611
Wombat Living, mis 3 con schienale alto		7	1.791
		950 x x x x x x - 00	
Colore telaio, nero		0	---
		950 x x x x x - 00	
Ruote, 75 mm		1	---
		950 x x x x x - 00	
Pistone a gas: regolazione altezza a pedale		1	---
		950 x x x x x - 00	
Leva basculazione sotto sedile (non possibile reg.altezza su maniglione)		1	---
		950 x x x x x x - 00	
Senza maniglione		0	---

Importante!
Sconsigliato per utenti che hanno movimenti involontari frequenti

Accessori	Descrizione	Misura	Codice	Prezzo Pubblico
	Scegli il colore: Rosso = 24 ☐ Petrolio = 25 ☐ Grigio = 28 ☐ Incontinenza (solo seduta) = 23 ☐			
	Cuscino schienale standard con rivestimento	mis 1	955031-2XX	112 ☐
	Cuscino schienale standard con rivestimento	mis 2	955032-2XX	122 ☐
	Cuscino schienale standard con rivestimento	mis 3	955033-2XX	140 ☐
	Cuscino seduta standard con rivestimento	mis 1	955021-2XX	152 ☐
	Cuscino seduta standard con rivestimento	mis 2	955022-2XX	162 ☐
	Cuscino seduta standard con rivestimento	mis 3	955023-2XX	154 ☐
	Poggiatesta anatomico, medium	medium	9945041-80	277 ☐
	Poggiatesta anatomico, large	large	9967041-80	287 ☐
	Poggiatesta Curved 25x10 cm con 3 snodi lungh.8cm *Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine*	large	9922021-80	208 ☐
	Pelotte fisse, con rivestimento, 15x11 cm*	misura unica	95121	87 ☐
	Pelotte swing-away, attacco curvo, asta curva 2,5 cm, imbottitura 6,5x17 cm	per mis 1	83625-260	399 ☐
	Pelotte swing-away, attacco curvo, asta curva 4,5 cm, imbottitura 9x19 cm *Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine*	per mis 2-3	83645-160	399 ☐
	Sgancio rapido per pelotte swing-away		89102-30	56 ☐
	Pettorina a farfalla	XS	85705-XS	152 ☐
	Pettorina a farfalla	S	85705-S	152 ☐
	Pettorina a farfalla	M	85705-M	152 ☐
	Pettorina a farfalla *Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine*	L	85705-L	152 ☐
	Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, asola 25 mm	mis 1	85423-1	80 ☐
	Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, asola 25 mm	mis 2	85423-2	80 ☐
	Cintura pelvica a 2 punti, neoprene, asola 25 mm	mis 3	85423-3	28 ☐

	Cintura pelvica a 4 punti	XS	85725-XS	83 ☐
	Cintura pelvica a 4 punti	S	85725-S	83 ☐
	Cintura pelvica a 4 punti	M	85725-M	83 ☐
	Cintura pelvica a 4 punti	L	85725-L	83 ☐
	Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine			
	Cintura pelvica divaricatrice neopren	XS	85735-XS	152 ☐
	Cintura pelvica divaricatrice neopren	S	85735-S	152 ☐
	Cintura pelvica divaricatrice neopren	M	85735-M	152 ☐
	Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine			
	Dispositivi di aggancio per cinture	mis unica	95710	277 ☐
	Braccioli, asta lunga, set	mis 1-2	95113-1	306 ☐
	Braccioli, asta lunga doppia e imbottitura lunga, set	solo per mis 3	95115	358 ☐
	Supporti bacino, set	mis 1-2	95110-1	235 ☐
	Supporti bacino, set	mis 3	95111-1	247 ☐
	Supporto sacrale*, larg. 24 cm	per mis 1-2	95140-61	248 ☐
	Supporto sacrale*, larg. 29 cm	per mis 3	95140-63	188 ☐
	** Possono essere utilizzati solo con lo schienale alto*			
	Divaricatore per abduzione ginocchia	mis unica	95230-10	133 ☐
	Tavolino a due supporti, grigio	mis 1	8910725-1	140 ☐
	Tavolino a due supporti, grigio	mis 2	8910725-2	140 ☐
	Maniglie di spinta, abbattibili, set	mis unica	95145	51 ☐

Con la compilazione del presente modulo dichiaro di aver preso visione e di accettare l'informativa privacy circa trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR consultabile all'indirizzo https://www.etac.com/globalassets/0-italy/etac_-informativa-clienti_art.13regue.pdf