Alto

Modulo d'ordine

N°reg. Ministero: 2679019

Aggiornato al 01/05/2025

Ordinante **Azienda** **Indirizzo** **Codice Postale** **Città** **Tel.:**		**Consegnare a:** **Indirizzo** **Codice Postale** **Città**	
Contatto		**N° d'ordine**	
		Riferimento	



Dati Tecnici

Larghezza massima telaio	**64 cm**
Lunghezza massima telaio	**98 cm**
Larghezza seduta	**50 cm**
Larghezza tra i braccioli	**42-48-54 cm**
Altezza seduta	**50-93 cm**
Altezza schienale	**54 cm**
Distanza poplite-tallone	**34-46,5 cm**
Peso	**40 Kg**
Portata massima	**160 Kg**

Descrizione prodotto





Alto è un sistema di seduta per le funzioni igieniche regolabile in altezza e basculazione elettronicamente. La seduta, disponibile in un'unica misura , può essere basculata da -5°a +30° in modo da facilitare le manovre di nursing. La regolazione d'altezza va da 50cm a 93 cm. E' dotata di poggiatesta, di schienale tensionabile traspirante, di braccioli ribaltabili, regolabili in altezza e larghezza, di pedane divise estraibili e regolabili in altezza, di 4 ruote piroettanti con freno indipendente. La seduta ha un'apertura centrale e posteriore. Alto può essere completata con una vasta gamma di accessori: cintura, imbottiture schienale, sedile e braccioli, padella con coperchio.

Alto	Codice	Prezzo Pubblico i.e.	
Alto, sedia doccia/WC regolabile elettricamente in altezza e basculamento con schienale tensionabile e attacchi padella inclusi	**80229600**	**4419**	
Alto, sedia doccia/WC regolabile elettricamente in altezza e basculamento con schienale planare e attacchi padella inclusi	**80229605**	**4419**	
Alto, sedia doccia/WC regolabile elettricamente in altezza e basculamento con schienale "verticale" planare, poggiatesta con staffa di supporto "verticale" e attacchi padella inclusi	**80229608**	**4481**	

Etac srl
Via XXV Aprile 1945, n° 17
40016 San Giorgio di Piano (BO)
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

Accessori		Codice	Prezzo Pubblico i.e.
Blocco braccioli, set		**80209445**	**46**
Bracciolo per emiplegico		**80209035**	**173**
Supporti laterali tronco		**80209509**	**88**
Barra di sostegno anteriore		**80303034**	**62**
Cintura pelvica		**80209440**	**36**
Cintura per il tronco		**80209442**	**36**
Cintura tronco/bacino		**80209524**	**70**
Imbottitura Soft Comfort con apertura posteriore, colore grigio			
4 cm		**80209519**	**185**
2 cm		**80209518**	**103**
Imbottitura , colore nero			
4 cm, larghezza foro 18 cm		**80209506**	**134**
4 cm, larghezza foro 15 cm		**80209507**	**134**
2 cm, larghezza foro 18 cm		**80209306**	**108**
Imbottitura senza foro, 2 cm, colore nero		**80209434**	**118**
Poggiatesta "verticale"		**80209533**	**142**

Etac srl
Via XXV Aprile 1945, n° 17
40016 San Giorgio di Piano (BO)
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

Schienale planare		**80209530**	**38**
Comfort completo di schienale e braccioli		**80209455**	**118**
Comfort imbottitura braccioli		**80209508**	**77**
Comfort Kit completo di schienale con braccioli e sedile imbottito nero		**80209457**	**268**
Pedane regolabili in altezza con poggiapiedi ribaltabili, e regolabile in flesso estensione complete di fermatalloni		**80209446**	**144**
Pedana poggiapiedi elevabile, 1pezzo		**80209443**	**118**
Poggiagambe regolabile in altezza, 1 pezzo		**80209437**	**345**
Pedane ridotte regolabili da 24 a 36,5 cm		**80209520**	**103**
Distanziatori per pedane, larghezza +12 cm		**80209525**	**10**
Padella con coperchio e maniglia		**80209255**	**26**
Dispositivi di aggnacio per padella		**80209257**	**10**
Dispositivi di aggnacio per padella montaggio ribassato 6c		**80209259**	**10**
Vaschetta portasapone		**80209266**	**15**
Staffa per superamento ostacoli		**80209449**	**57**
Paraspruzzi		**80209430**	**26**
Ruota con blocco direzionale, 1pz		**80209534**	**110**

N.B. per avere 1 pedana elevabile completa è necessario ordinare 80209443 + 80209437; se sono necessarie entrambe le pedane elevabili, ordinare 2 pezzi di ciascun articolo.

Con la compilazione del presente modulo dichiaro di aver preso visione e di accettare l'informativa privacy circa trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR consultabile all'indirizzo *https://www.etac.com/globalassets/0-italy/etac_-informativa-clienti_art.13regue.pdf*

Etac srl
Via XXV Aprile 1945, n° 17
40016 San Giorgio di Piano (BO)
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni