# Swift Mobil Tilt-2


Modulo d'ordine



**N°reg. Ministero: 2416333**

**Aggiornato al 01/05/2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ordinante**<br>**Azienda**<br>**Indirizzo**<br><br>**Codice Postale**<br>**Città**<br>**Tel.:** | | **Consegnare a:**<br><br>**Indirizzo**<br><br>**Codice Postale**<br>**Città** | |
| **Contatto** | | **N° d'ordine** | |
| | | **Riferimento** | |



## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Larghezza massima telaio** | **64 cm** |
| **Lunghezza massima telaio** | **104 cm** |
| **Larghezza seduta** | **50 cm** |
| **Larghezza tra i braccioli** | **42-48-54 cm** |
| **Larghezza tra i braccioli XL** | **48-54-60** |
| **Altezza schienale** | **52 cm** |
| **Distanza poplite-tallone** | **34-46,5 cm** |
| **Peso** | **20,4 Kg** |
| **Portata massima** | **160 Kg** |

**Descrizione prodotto**

Swift Mobil Tilt-2 è un sistema di seduta per le funzioni igieniche costituito da un telaio in alluminio regolabile in altezza, da 50 a 65 cm, tramite un sistema senza viti sicuro e veloce. La seduta, disponibile in un'unica misura , può essere basculata da 0°a +35°, o cambiando il punto di ancoraggio del pistone, da -5°a +30° in modo da facilitare le manovre di nursing. E' dotata di poggiatesta, di schienale tensionabile traspirante, di braccioli ribaltabili, regolabili in altezza e larghezza, di pedane divise estraibili e regolabili in altezza, di 4 ruote piroettanti con freno indipendente. La seduta ha un'apertura centrale e posteriore. Swift Mobil Tilt-2 può essere completata con una vasta gamma di accessori: cintura, imbottiture schienale, sedile e braccioli, padella con coperchio.

| Swift Mobil Tilt-2 | Codice | Prezzo Pubblico i.e. | |
|---|---|---|---|
| **Swift Mobil Tilt-2, sedia doccia/WC basculante con attacchi padella** | **80229412** | **1638** | ☐ |
| **Swift Mobil Tilt-2 XL,sedia doccia/WC basculante con attachi padella** | **80229481** | **1741** | ☐ |

Etac srl
Via XXV Aprile 1945, n° 17
40016 San Giorgio di Piano (BO)
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com





Esclusi errori ed omissioni

# Swift Mobil Tilt-2

Modulo d'ordine



| Swift Mobil-2 | Codice | Prezzo Pubblico i.e. |
|---|---|---|
| **Swift Mobil-2, *non basculante* e *senza poggiatesta* con attacchi per padella** | **80229406** | **850** ☐ |
| **Swift Mobil-2, ruote da autospinta 24", *non basculante* e *senza poggiatesta* con attacchi per padella** | **80229408** | **1391** ☐ |
| **Poggiatesta** | **80209521** | **144** ☐ |
| **Kit ruote 24" autospinta per Swift Mobil-2 80229406** | **80209436** | **476** ☐ |

| Accessori | | Codice | Prezzo Pubblico i.e. |
|---|---|---|---|
| **Bracciolo per emiplegico** |  | **80209035** | **173** ☐ |
| **Supporti laterali tronco** |  | **80209509** | **88** ☐ |
| **Barra di sostegno anteriore** |  | **80303034** | **62** ☐ |
| **Barra di sostegno anteriore per XL** | | **80209452** | **124** ☐ |
| **Cintura pelvica** |  | **80209440** | **36** ☐ |
| **Cintura per il tronco** |  | **80209442** | **36** ☐ |
| **Cintura tronco/bacino** |  | **80209524** | **70** ☐ |
| **Imbottitura Soft Comfort con apertura posteriore, colore grigio** | | | |
| **4 cm** |  | **80209519** | **185** ☐ |
| **2 cm** | | **80209518** | **103** ☐ |
| **Imbottitura , colore nero** | | | |
| **4 cm, larghezza foro 18 cm** |  | **80209506** | **134** ☐ |
| **4 cm, larghezza foro 15 cm** | | **80209507** | **134** ☐ |
| **2 cm, larghezza foro 18 cm** |  | **80209306** | **108** ☐ |

Etac srl
Via XXV Aprile 1945, n° 17
40016 San Giorgio di Piano (BO)
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

# Swift Mobil Tilt-2

Modulo d'ordine



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Imbottitura senza foro, 2 cm, colore nero** |  | **80209434** | **118** ☐ |
| **Comfort completo di schienale e braccioli** |  | **80209455** | **118** ☐ |
| **Comfort imbottitura braccioli** |  | **80209508** | **77** ☐ |
| **Comfort Kit completo di schienale con braccioli e sedile imbottito nero** |  | **80209457** | **268** ☐ |
| **Pedane regolabili in altezza con poggiapiedi ribaltabili, e regolabile in flesso estensione complete di fermatalloni** |  | **80209446** | **144** ☐ |

| | | |
|---|---|---|
| **Pedana poggiapiedi elevabile, 1pezzo** | **80209443** | **118** ☐ |
| **Poggiagambe regolabile in altezza, 1 pezzo** | **80209437** | **345** ☐ |

**N.B. per avere 1 pedana elevabile completa è necessario ordinare 80209443 + 80209437; se sono necessarie entrambe le pedane elevabili, ordinare 2 pezzi di ciascun articolo.**

| | | |
|---|---|---|
| **Pedane ridotte regolabili da 24 a 36,5 cm** | **80209520** | **103** ☐ |
| **Distanziatori per pedane, larghezza +12 cm** | **80209525** | **10** ☐ |
| **Padella con coperchio e maniglia**  | **80209255** | **26** ☐ |
| **Dispositivi di aggnacio per padella** | **80209257** | **10** ☐ |
| **Dispositivi di aggnacio per padella montaggio ribassato 6** | **80209259** | **10** ☐ |
| **Vaschetta portasapone**  | **80209266** | **15** ☐ |
| **Staffa per superamento ostacoli** | **80209449** | **57** ☐ |
| **Paraspruzzi** | **80209430** | **26** ☐ |
| **Antiribaltamento, coppia** | **80209459** | **131** ☐ |

Con la compilazione del presente modulo dichiaro di aver preso visione e di accettare l'informativa privacy circa trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR consultabile all'indirizzo *https://www.etac.com/globalassets/0-italy/etac_-informativa-clienti_art.13regue.pdf*

Etac srl
Via XXV Aprile 1945, n° 17
40016 San Giorgio di Piano (BO)
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni