

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **Aggiornato al 15 giugno 2026** |
| **Ordinante**<br>**Azienda**<br>**Indirizzo**<br><br>**Codice Postale**<br>**Città**<br>**Tel.:** | | **Consegnare a:**<br><br>**Indirizzo**<br><br>**Codice Postale**<br>**Città** | |
| **Contatto** | | **N° d'ordine** | |
| | | **Riferimento** | |

**Dimensioni**




| |
|---|
| A (Altezza schiena) |
| B (Altezza bracciolo) |
| C (Distanza poplite tallone) |
| D (Profondità seduta) |
| E (Larghezza torace) |
| F (Larghezza seduta) |
| G (Altezza seduta capo) |
| H (Larghezza spalle) |
| Età |
| Peso |


| **x:panda** | **mis 1** | **mis 2** | **mis 3** | **mis 4** |
|---|---|---|---|---|
| | **cm** | **cm** | **cm** | **cm** |
| Larghezza seduta (A) | 16, 20, 24 | 20, 24, 28 | 26, 31, 36 | 34, 40, 46 |
| Largh. adduttori-abduttori (A1) | 7, 9, 11 | 10, 12, 14 | 12, 14,5, 17 | 13, 19, 25 |
| Profondità seduta (B) | 16-26 | 22-33 | 26-39 | 39-53 |
| Altezza schienale (C) | 27-37 | 32-42 | 35-47 | 50-71 |
| Larghezza schienale, spalle (F) | 23 | 28 | 33 | 35 + 5 (estensione) |
| Larghezza in massima abduzione (G) | 31, 35, 39 | 38, 42, 46 | 47, 52, 57 | 59, 65, 71 |
| Reclinazione schienale (a) | -5º +30º | -5º +30º | -5º +30º | -5º +30º |
| Angolo di abduzione per lato (a1) | 0º - 8º/15° | 0º - 15º | 0º - 15º | 0º - 15º |
| Peso | 6 kg | 8,5 kg | 11 kg | 13 kg |
| Portata massima | 30 kg | 30 kg | 60 kg | 80 kg |
| Portata massima omologata per il trasporto | 30 kg | 30 kg | 60 kg | 75 kg |
| Altezza minima utente | 65 | 85 | 100 | 139 |
| Altezza massima utente | 105 | 128 | 143 | 180 |

**Descrizione prodotto**

x:panda è un sistema di postura dinamico montato prevalentemente su base high-low:x da interni dotata di basculamento da -10° a +30°. La seduta provvista di adduttori, abduttori, supporti bacino e kit di distanziatori, è regolabile in profondità e in larghezza. Lo schienale, regolabile in altezza, è predisposto per il montaggio di pelotte fisse o swing-away; è regolabile in inclinazione di 30°. E', inoltre, provvisto di pistone dinamico bloccabile e regolabile in estensione. E' disponibile in quattro misure e può essere completato con una serie di accessori: braccioli, pedana unica o divisa, poggiatesta, pelotte fisse, pelotte swing-away, pettorine e cinture, tavolino, appoggi antibrachiali e barra supporto gioco.

***Note*** ***Gli articoli evidenziati in grigio sono disponibili a magazzino***



| x:panda | Descrizione | Codice | Prezzo Pubblico |
|---|---|---|---|
|  | x:panda seduta prezzo base, mis 1 | 8910112-02 | 1.129 ☐ |
| | x:panda seduta prezzo base, mis 2 | 8910122-02 | 1.167 ☐ |
| | x:panda seduta prezzo base, mis 3 | 8910132-02 | 1.258 ☐ |
| | x:panda seduta prezzo base, mis 4 | 8910141-02 | 1.584 ☐ |


| Accessori per la seduta | Descrizione | Misura | Codice | Prezzo Pubblico |
|---|---|---|---|---|
|  | Cunei per seduta mis.1, set | 6 cm | 8910400-1 | 39 ☐ |
| | Cunei per seduta mis.1-2, set | 8 cm | 8910400-2 | 39 ☐ |
| | Cunei per seduta mis.1-2-3, set | 10 cm | 8910400-3 | 46 ☐ |
| | Cunei per seduta mis.1-2-3-4, set | 12 cm | 8910400-4 | 71 ☐ |
| | Cunei per seduta mis. 3 - 4, set | 15 cm | 8910400-5 | 75 ☐ |
| | **Scegli il colore** **Nero = 60 ☐** **Rosso = 65 ☐** **Blu = 66 ☐** | | | |
|  | Cuscino schienale | mis 1 | 8912212-xx | 102 ☐ |
| | Cuscino schienale | mis 2 | 8912222-xx | 106 ☐ |
| | Cuscino schienale | mis 3 | 8912232-xx | 126 ☐ |
| | Cuscino schienale | mis 4 | 8912241-xx | 152 ☐ |
| | **Scegli il colore** **Nero = 60 ☐** **Rosso = 65 ☐** **Blu = 66 ☐** | | | |
|  | Cuscino seduta | mis 1 | 8911212-xx | 60 ☐ |
| | Cuscino seduta | mis 2 | 8911222-xx | 73 ☐ |
| | Cuscino seduta | mis 3 | 8911232-xx | 99 ☐ |
| | Cuscino seduta | mis 4 | 8911241-xx | 136 ☐ |
|  | Kit di fissaggio per imbottitura x:panda mis 4 | mis 4 | 8910410 | 47 ☐ |
|  | Poggiatesta anatomico | small | 9923043-80 | 285 ☐ |
| | Poggiatesta anatomico | medium | 9945043-80 | 285 ☐ |
| | Poggiatesta anatomico | large | 9967043-80 | 294 ☐ |
| | *Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine* | | | |
|  | Pelotte toracali swing-away, asta curva 4,5cm | small | 83945-360 | 399 ☐ |
| | Pelotte toracali swing-away, asta curva 4,5cm | medium | 83945-260 | 399 ☐ |
| | Pelotte toracali swing-away, asta curva 4,5cm | large | 83945-160 | 399 ☐ |
| | *Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine* | | | |
|  | Pelotte fisse, incl.rivestimento, set | Tipo 0 | 8910301-0 | 89 ☐ |
| | *Alt: 10cm, Larg: 9cm, Regolaz laterale: 2,5cm* | | | |
|  | Pelotte fisse, incl.rivestimento, set | Tipo 1 | 8910301-1 | 81 ☐ |
| | *Alt: 7cm, Larg: 11cm, Regolaz laterale: 2,5cm* | | | |
|  | Pelotte fisse, incluso rivestimento, set | Tipo 2 | 8910301-2 | 81 ☐ |
| | *Alt: 10cm, Larg: 10cm, Regolaz laterale: 2,5cm* | | | |


Etac srl
Via 25 Aprile 1945,17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | Pelotte fisse, incluso rivestimento, set<br>*Alt: 14cm, Larg: 12cm, Regolaz laterale: 2,5cm* | Tipo 3 | 8910301-3 | 90 ☐ |
|  | Pelotte fisse, incluso rivestimento, set<br>*Alt: 9cm, Larg: 16cm, Regolaz laterale: 2,5cm* | Tipo 4 | 8910301-4 | 90 ☐ |
|  | Pelotte fisse, incluso rivestimento, set<br>*Alt: 15cm, Larg: 16cm, Regolaz laterale: 5cm* | Tipo 5 | 8910301-5 | 106 ☐ |
|  | Pelotte fisse, incluso rivestimento, set<br>*Alt: 14cm, Larg: 12cm, Regolaz laterale: 5cm* | Tipo 6 | 8910301-6 | 90 ☐ |
|  | Pelotte fisse, imbottite, incl. rivestimento, set<br>*Alt: 14cm, Larg: 12cm, Regolaz laterale: 2,5cm* | Tipo 3 | 8910401-3P | 136 ☐ |
|  | Pelotte fisse, imbottite, incl. rivestimento, set<br>*Alt: 15cm, Larg: 16cm, Regolaz laterale: 5cm* | Tipo 5 | 8910401-5P | 136 ☐ |
|  | Pelotte fisse, imbottite, incl. rivestimento, set<br>*Alt: 14cm, Larg: 12cm, Regolaz laterale: 5cm* | Tipo 6 | 8910401-6P | 136 ☐ |
|  | Contenimenti fissi braccio,<br>incluso rivestimento 13 x 10 cm, set<br>Contenimenti fissi braccio,<br>incluso rivestimento 19 x 12 cm, set | Tipo 1<br><br>Tipo 2 | 8910407-11<br><br>8910407-22 | 93 ☐<br><br>99 ☐ |
|  | Contenimenti reg. braccio, incl. riv. 14 x 17 cm<br>Contenimenti reg. braccio, incl. riv. 19 x 29 cm | Tipo 1<br>Tipo 2 | 8910407-10<br>8910407-20 | 266 ☐<br>290 ☐ |
|  | Pettorina a farfalla<br>Pettorina a farfalla<br>Pettorina a farfalla<br>Pettorina a farfalla | XS<br>S<br>M<br>L | 85705-XS<br>85705-S<br>85705-M<br>85705-L | 152 ☐<br>152 ☐<br>152 ☐<br>152 ☐ |
|  | Dispositivo di aggancio per bretellaggio<br>Dispositivo di aggancio per bretellaggio<br>*In aggiunta ai dispositivi già presenti di serie* | mis 1-3<br>mis 4 | 8910260<br>8910260-4 | 46 ☐<br>58 ☐ |
|  | Cintura pelvica a 4 punti<br>Cintura pelvica a 4 punti<br>Cintura pelvica a 4 punti<br>Cintura pelvica a 4 punti<br>*Per ulteriori esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine* | XS<br>S<br>M<br>L | 85725-XS<br>85725-S<br>85725-M<br>85725-L | 83 ☐<br>83 ☐<br>83 ☐<br>83 ☐ |
|  | Braccioli, set,<br>Largh:7,5 x Lungh:26 x H:8-13,5 cm<br>Braccioli, set,<br>Largh:7,5 x Lungh:26 x H:7,5-15,5 cm<br>Braccioli, set,<br>Largh:7,5 x Lungh:31 x H:6,5-19,5 cm | mis 1<br><br>mis 2<br><br>mis 3 | 8910615-1<br>8910615-11<br>8910616-1<br>8910615-11<br>8910617-1<br>8910615-11 | 384 ☐<br><br>384 ☐<br><br>384 ☐ |
|  | Bracciolo ad un sostegno, set | mis 4 | 8910619 | 390 ☐ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | Divaricatore abduzione ginocchia small, 17 x 7 x 17 cm | mis 1-4 | 8910408-10 | 246 ☐ |
|  | Divaricatore abduzione ginocchia large, 24 x 9 x 22 cm | mis 3-4 | 8910408-20 | 318 ☐ |
|  | Tavolino swing away, grigio, modello 5 | mis 1 | 8910720-1 | 244 ☐ |
| | Tavolino swing away, grigio, modello 6 | mis 2 | 8910720-2 | 430 ☐ |
|  | Tavolino a due supporti, grigio, modello 5 | mis 1 | 8910725-1 | 140 ☐ |
| | Tavolino a due supporti, grigio, modello 6 | mis 2 | 8910725-2 | 140 ☐ |
| | Imbottitura tavolino, modello 5, set | mis 1 | 8910725-10 | 294 ☐ |
| | Imbottitura tavolino, modello 5, inferiore | mis 1 | 8910725-10B | 92 ☐ |
| | Imbottitura tavolino, modello 5, superiore | mis 1 | 8910725-10T | 195 ☐ |
|  | Imbottitura tavolino, modello 6, set | mis 2 | 8910725-20 | 294 ☐ |
| | Imbottitura tavolino, modello 6, inferiore | mis 2 | 8910725-20B | 92 ☐ |
| | Imbottitura tavolino, modello 6, superiore | mis 2 | 8910725-20T | 195 ☐ |
|  | Appoggi antibrachiali per tavolino | mis 1-3 | 8910730 | 295 ☐ |
|  | Barra gioco per tavolino | mis 1-3 | 8910740 | 165 ☐ |
|  | Cappottina parasole Stingray, nera, per seduta mis. 1-2 | mis 1 | 8740110<br>9589100 | 296 ☐ |
| | Cappottina parasole Stingray, nera, per seduta mis. 3-4 | mis 2 | 8740120<br>9589100 | 315 ☐ |
|  | Copertura antipioggia per cappottina Stingray | mis 1 | 8720141 | 41 ☐ |
| | Copertura antipioggia per cappottina Stingray | mis 2 | 8720142 | 49 ☐ |
|  | Supporto lombare | mis 1-3 | 8910407 | 27 ☐ |

| Basi | Descrizione | Misura | Codice | Prezzo Pubblico |
|---|---|---|---|---|
| | **Base High-low:xo** | | | |
|  | Base high-low:xo interni mis. 1 con pistone a gas solo mis. 1-2 | | 89010111 | 1.384 ☐ |
| | Base high-low:xo interni mis. 2 con pistone a gas mis. 3 | | 89020211 | 1.547 ☐ |
| | Base high-low:xo interni mis. 2 con pistone idraulico mis. 3 | | 89020241 | 1.819 ☐ |
| | Base high-low:xo interni mis. 3 con pistone idraulico per mis. 4* | | 89030241 | 1.864 ☐ |
| | *senza sganciamento rapido, per averlo ordinare adattatore 8911610-99 | | | |
| | Adattatore per seduta x:panda mis. 4 e Panda Futura 5 | | 8911610-99 | 198 ☐ |
|  | Kit di montaggio leva basculamento sul maniglione* per basi HL x:o 1-2 da interni | | 89550-TILT | 49 ☐ |
| | Kit di montaggio leva reg. alt. sul maniglione* per basi HL x:o 1-2 da interni | | 89550-LIFT | 56 ☐ |
| | *ricordati di ordinare il maniglione | | | |

Etac srl
Via 25 Aprile 1945,17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

**Strong Base per x:panda mis 4**



| | | | |
|---|---|---|---|
| Strong Base con regolazione a manovella, | 89508-1S | 1.757 | ☐ |
| adattatore xpanda 4 incluso | 8911610-99L | 201 | |
| High-low:x per esterni mis. 1 con pistone a gas solo per mis 1-2 | 89110111 | 2.155 | ☐ |
| High-low:x per esterni mis. 2 con pistone a gas per mis 3 | 89120111 | 2.565 | ☐ |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Kit di montaggio leva basculamento sul maniglione* | 8910550-KIT | 50 | ☐ |
| per basi HL x:o 1-2 da esterni | | | |
| *ricordati di ordinare il maniglione | | | |

**Altre basi**



| | | | |
|---|---|---|---|
| Base Chilla con adattatore SOLO **per x:panda mis.1 e 2** | 881121100 | 1.649 | ☐ |
| | 881091 | 652 | ☐ |


Combi Frame:x e Multi Frame *(Per altre esigenze consultare l'apposito modulo d'ordine)*

| Pedane | Descrizione | Misura | Codice | Prezzo Pubblico | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Pedana multifunzione per base High-Low:x mis 2 - 3 | 18 cm | 8910852-1 | 425 | ☐ |
| | Pedana multifunzione per base High-Low:x mis 2 - 3 | 31 cm | 8910852-2 | 420 | ☐ |
| | Pedana multifunzione per base High-Low:x mis 2 - 3 *mis pedana 20 x 30 cm* | 35 cm | 8910852-3 | 423 | ☐ |
|  | Distanziale in larghezza per pedana multifunzione | | 8910855 | 263 | ☐ |
|  | Asta singola per pedana unica con prolunga di 16 cm | 15.5 cm | 8910821-1 | 131 | ☐ |
| | Asta singola per pedana unica con prolunga di 16 cm | 29 cm | 8910821-2 | 131 | ☐ |
| | Asta singola per pedana unica con prolunga di 16 cm | 35 cm | 8910821-3 | 131 | ☐ |
|  | Pedana unica tipo Wombat 31 x 19 cm | mis 1 | 95145-1 | 213 | ☐ |
| | Pedana unica tipo Wombat 36 x 23* cm | mis 2 | 95145-2 | 213 | ☐ |
| | Pedana unica tipo Wombat 41 x 24* cm | mis 3 | 95145-3 | 213 | ☐ |
| | Pedana unica tipo Wombat 48 x 24* cm | mis 4 | 95145-4 | 213 | ☐ |
| | ** con asta di montaggio di 10 cm* | | | | |
|  | Poggiagambe a contenimento laterale | mis 1 | 95145-1BOX | 145 | ☐ |
| | Poggiagambe a contenimento laterale | mis 2 | 95145-2BOX | 128 | ☐ |
| | Poggiagambe a contenimento laterale | mis 3 | 95145-3BOX | 150 | ☐ |
|  | Imbottitura pedana Wombat | mis 1 | 95145-1PAD | 105 | ☐ |
| | Imbottitura pedana Wombat | mis 2 | 95145-2PAD | 105 | ☐ |
| | Imbottitura pedana Wombat | mis 3 | 95145-3PAD | 139 | ☐ |
|  | Imbottitura per asta pedana | mis unica | 95145-150 | 35 | ☐ |

Etac srl
Via 25 Aprile 1945,17
40016 San Giorgio di Piano BO
Italy

italia.ordini@etac.com
Tel. +39 051 2819228
www.etac-it.com

Esclusi errori ed omissioni

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | Cinghia per fissaggio arti inferiori<br>*In abbinamento al poggiagambe a contenimento laterale* | mis unica | 95145-20 | 51 ☐ |
|  | Supporto per pedana per montaggio più in alto<br>*(Deve essere associata a 8910820-x o 8910821-x)* | | 85135 | 82 ☐ |
|  | Asta doppia per pedana divisa con prolunga di 16 cm | 15 cm | 8910841-1 | 187 ☐ |
| | Asta doppia per pedana divisa con prolunga di 16 cm | 25 cm | 8910841-2 | 139 ☐ |
| | Asta doppia per pedana divisa con prolunga di 16 cm | 31 cm | 8910841-3 | 180 ☐ |
|  | Pedana a regolazione differenziata 7,5 x 17 cm | mis 1 | 89143-1 | 383 ☐ |
| | Pedana a regolazione differenziata 9,5 x 21 cm | mis 2 | 89143-2 | 383 ☐ |
| | Pedana a regolazione differenziata 11 x 23,5 cm | mis 3 | 89143-3 | 362 ☐ |

| Accessori per basi High-low:x | Descrizione | Misura | Codice | Prezzo Pubblico |
|---|---|---|---|---|
|  | Adattatore per seduta x:panda mis. 1 - 2 -3 | | 8911610-98 | 198 ☐ |
| | Adattatore per seduta x:panda mis. 4 e Panda Futura 5 | | 8911610-99 | 198 ☐ |
| | Adattatore per seduta x:panda shape | | 905090 | 222 ☐ |
|  | Dispositivo di fissaggio per il trasporto | | 890005 | 185 ☐ |
|  | Maniglione di spinta per x:panda 1-4 e Panda Futura 1-5 | | 890009-04 | 141 ☐ |

Con la compilazione del presente modulo dichiaro di aver preso visione e di accettare l'informativa privacy circa trattamento dei dati personali ex art. 13 GDPR consultabile all'indirizzo *https://www.etac.com/globalassets/0-italy/etac_-informativa-clienti_art.13regue.pdf*