

Molift Mover 180

Un sollevatore leggero e compatto, adatto all'assistenza domiciliare e alle strutture.



Facile da manovrare

Molift Mover 180 ha una struttura leggera in alluminio che lo rende facile da manovrare. L'ampio intervallo di sollevamento da 27-163 cm consente il sollevamento sia da superfici alte che dal pavimento. Sono disponibili barre di prese a 2 e 4 punti, che possono essere facilmente sostituite senza attrezzi grazie all'attacco rapido.

Dotato di ruote da 75 mm, offre un'eccellente manovrabilità in spazi stretti. Per gli sposamenti su superfici irregolari, sono disponibili ruote da 100 mm, che migliorano la stabilità e la facilità d'uso.



Pulsantiera

Lavabile, con indicatori di batteria, sovraccarico e manutenzione.



Unico maniglione di presa

Maniglione di spinta assicura una presa ergonomica e naturale.



Barra di presa

Barre di presa a 2 e 4 punti disponibili in varie misure.



Facile da manovrare

Il design leggero e compatto lo rende facile da manovrare.

Caratteristiche

Maniglione ergonomico

Molift Mover 180 è dotato di un esclusivo maniglione che offre molteplici e flessibili possibilità di presa per migliorare l'rgonomia dell'operatore.

Aspettative di vita

Il sollevatore ha una durata prevista di 30.000 cicli o 15 anni, a seconda di quale dei due si verifichi prima.

Battery

La batteria è dotata di una tecnologia avanzata agli ioni di litio e un design sicuro e sigillato la rende lavabile (IPX6) Pesa solo 0,9 kg e può essere sostituita con una sola mano.

La batteria può ossere caricata direttamente sul sollevatore, ma è disponibile anche un caricatore esterno. Il tempo di ricarica è di sole 3,5 ore. A piena carica fornisce 160 sollevamenti a 75 kg l'uno ed è compatibile con tutti i sollevatori Molift.

Con un'aspettativa di vita di 1.700 cicli di ricarica e una garanzia di 5 anni, la batteria è costruita per durare nel tempo.

Speed boost

L'aumento della velocità premette di accellerare la manovra quando l'attuatore è scarico.

Pulsantiera

La pulsantiera è rovusta e collaudata. È dotata di un indicatore del livello della batteria, di un indicatore di sovraccarico e di un indicatore di manutenzione per garantire prestazioni e sicurezza ottimali.


Progettato per durare nel tempo, il cavo può essere facilmente sostituibile se danneggiato e la pulsantiera è lavabile (IPX6).

Molift Service Tool

Molift Mover 180, come tutti i sollevatori Molift, è dotato di un esclusivo sistema di notifica di assistenza che segnala quando è necessario un intervento di assistenza. il software di assistenza integrato può anche visualizzare i dati sull'utilizzo del sollevatore e assistere i tecnici dell'assistenza nella risoluzione dei problemi.

Inoltre, il sollevatore è dotato di connettività Bluetooth, che consente la connessione wireless al Molift Service Tool.





Prodotto	Item no.
Molift Mover 180	M1801
Molift Mover 180 - escluse le barre di presa (ordinabili separatamente)	M1802

Materiale

Aluminio, acciaio, plastica

Peso

Carico massimo (SWL)	180 kg
Peso complessivo (esclusa batteria)	31 kg

Specifiche

Altezza	1940 mm
Larghezza	1260 mm
Altezza gamba	105 mm
Dimensioni ruote	75/100 mm
Intervallo di sollevamento	1365 mm
Sollevamento min-max con barra di presa a 2 pt.	360 - 1730 mm
Sollevamento min-max con barra di presa a 4 pt.	265 - 1630 mm

Specifiche

Misura esterna con gambe chiuse	670 mm
Misura esterna con gambe aperte	1145 mm
Misura interna con gambe chiuse	555 mm
Misura interna con gambe aperte	1025 mm

Dati tecnici

Batteria	Li-Ion 25.2V, 2.85Ah
Tempo di ricarica della batteria	3.5 hours
Velocità di sollevamento	46 mm/sec
Prestazioni a pieno carico	160 lifts/75 kg

Cleaning



Pulire/disinfettare il prodotto utilizzando un normale detergente non abrasivo con un pH compreso tra 5 e 9, oppure una soluzione disinfettante al 70%.

Per le ultime novità e continui aggiornamenti sui prodotti, visita il nostro sito web.

Etac

+39 051 2819228

italia.ordini@etac.com

www.etac-it.com

Creating Possibilities