

Molift Mover 300

Se necessiti di elevato carico di lavoro sicuro



Grazie all'elevata capacità di sollevamento di 300 kg, Molift Mover 300 è la soluzione ideale per gli ospedali e le strutture di assistenz con clienti bariatrici che hanno esigienze di spostamento e movimentazione frequenti e quotidicane. Con un peso totale di soli 36 kg, Molift Mover 300 è il più leggero della sua categoria. La struttura unica e il posizionamento delle tuote garantiscono un'eccellente manovrabilità.

Molift Mover 300 solleva facilmente dal pavimento, scendendo fino a 30 cm da terra. L'eccellentealtezza massima di sollevamento di 171 cm offre un buon spazio di sollevamento e la possibilità di allenare ladeambulazione. La batteria può essere sostituita con una sola mano ed è lavabile (IPX6).



Pulsantiera

Lavabile, con indicatore di batteria, sovraccarico e manutenzione.



Maniglione di presa

Maniglione di presa assicura un'impugnatura ergonomica.



Sgancio rapido

Lo sgancio rapido facilita il cambio delle barre di presa.



Barre di presa

Barre di presa a 2 e 4 punti disponibili in varie misure.

Caratteristiche

Maniglione ergonomico

Molift Mover 205 è dotato di un esclusivo maniglione che offre molteplici e flessibili possibilità di presa per migliorare l'ergonomia dell'operatore.

Aspettative di vita del prodotto

Il sollevatore ha una durata di 30.000 cicli o 15 anni, a seconda di quale dei due si verifichi prima.

Batteria

La batteria è dotata di una tecnologia avanzata agli ioni di litio e un design sicuro e sigillato che la rende lavabile (IPX6). Pesa solo 0.9 kg e può essere sostituita con una sola mano.

La batteria può essere caricata direttamente sul sollevatore, ma è disponibile anche un caricatore esterno. Il tempo di ricarica è di 3,5 ore. A piena carica fornisce 130 sollevamenti a 75 kg l'uno ed è compatibile con tutti i sollevatori.

Con un'aspettativa di vita di 1.700 cicli di ricarica e una garanzia di 5 anni, la batteria è costruita per durare nel tempo.

Aumento della velocità

L'aumento della velocità permette di accellerare la manovra quando l'attuatore è scarico.

Pulsantiera


La pulsantiera è robusta e collaudata. È dotata di un indicatore del livello di batteria, di un indicatore di sovraccarico e di un indicatore di manutenzanione per garantire prestazioni e securezza ottimali. Progettato per durare nel tempo, il cavo può essere facilmente sostituito se danneggiato e la pulsantiera è lavabile (IPX6).

Molift service Tool

Molift Mover 205, come tutti i sollevatori Molift, è dotato di un esclusivo sistema di notifica che segnala quando è necessario un intervento di assistenza. Il software di assistenza integrato può anche visualizzare i dati sull'utilizzo e assistere i tecnici nella risoluzione dei problemi.

Inoltre, il sollevatore è dotato di connettività Bluetooth, che consente la connessione wirless al Molift Service Tool.





Prodotto	Item no.
Molift Mover 300 - esclusa barra di presa	M1501
Molift Mover 300 - esclusa barra di presa, base bassa	M1502
Molift Mover 300 - escl. barra di presa, incl. supporto braccia	M1503
Molift Mover 300 - escl.barra di presa, incl. supporto braccia, base bassa	M1504

Materiale

Alluminio, acciaio, plastica

Peso

Carico massicmo sicuro (SWL)	300 kg
Peso complessivo (escl. batteria) M1501 & M1502	36 kg
Peso complessivo (escl. batteria) M1503 & M1504	42.3 kg

Specifiche

Altezza	2025 mm
Larghezza	1285 mm
Altezza gambe	115 mm

Specifiche

Dimensioni route	100 mm
Intervalldi sollevamento	1390 mm
Sollevamento min-max con barra di presa 2 punti	400 - 1815 mm
Sollevamento min-max con barra di presa 4 punti	300 - 1715 mm
Misura esterna con gambe chuse	690 mm
Misura esterna con gambe aperte	1205 mm
Misura interna con gambe chiuse	550 mm
Misura interna con gambe aperte	1065 mm

Dati tecnici

Batteria	Li-Ion 25.2V, 2.85Ah
Tempo di ricarica della batteria	3.5 hours
Velocità di sollevamento	32.6 mm/sec
Prestazioni a pieno carico	110 lifts/75 kg/

Lavaggio



Pulire/disinfettare il prodotto utilizzando un normale detergente non abrasivo con un pH compreso tra 5 e 9, oppure una soluzione disinfettante al 70%

Per le ultime novità e continui aggiornamenti sui prodotti, visita il nostro sito web.

Etac

+39 051 2819228

italia.ordini@etac.it

www.etac-it.com

Creating Possibilities